

Leona レオナ 研究・開発カタログ

LEONA RESEARCH & DEVELOPMENT CATALOG

ラボサポート

容器

分離・分注機器

冷熱機器

汎用機器

クリーン環境

制電対策



ユラボジャパンはサイエンスを通じて
研究・開発環境の発展と
多くの人の未来に貢献します



研究・開発環境に安心と信頼を

この度は、レオナ総合カタログをご覧いただきありがとうございます。
おかげ様で、今回700号を発刊することができました。

ユーザー様、販売店様のご意見を参考にさせていただき、
商品を厳選しカタログを制作しました。
必ずや皆様のお仕事に貢献させていただけると確信しております。
是非とも、このカタログが皆様のお仕事に役立てていただけると幸いです。

 **Leona** レオナ営業部



商品マークについて



ユラボ社は、1967年技術者ゲルによってドイツ南部の街、「ジール
バツハハルト・ユーハイム」にて設立されました。創業から50年に
わたり、熟練した技術者が最先端の方法を使用し、温度制御の高品
質ワークフローを実現するために研究用機器からプロトタイプ、製
造装置まで温度制御産業における製品開発からアフターサービス
まで、すべてのサービスをご提供しています。



Leo-Top®, Leo-Lab®は、ユラボジャパンお勧めの研究・実験に
役立つオリジナル商品です。

ご注文・お問い合わせについて

商品のご注文・お問い合わせの際には、コードNo.、商品名、型番、
数量などの規格をお知らせください。

価格・消費税について

掲載商品の価格(消費税抜)は、2022年6月1日現在のものです。
諸事情により、やむを得ず価格を変更することがございます。
あらかじめ、ご了承ください。
表示価格には消費税が含まれていません。別途申し受けます。

運送費・設置、据付費などについて

大型商品、重量商品、設置据付が必要な商品などは、商品価格以外
に運送費、梱包費、設置据付費などの諸経費を、別途加算させてい
ただくことがございます。

商品の仕様・特長について

掲載商品の仕様・特長は、2022年6月1日現在のものです。
弊社は商品の改良改善に努めているため、商品の仕様・特長を変更
したり、商品を廃止したりすることがございます。また、カラー写真
の色調と実際の商品と多少異なる場合がございます。
あらかじめ、ご了承ください。



ストックヤードを完備し
素早い製品提供を目指しています。

チューブ／ピペット／スポイト

- ・遠沈管 ・マイクロチューブ ・テストチューブ(PP・ガラス) ・フランジ型ストッパー
- ・プラスチックピペット ・ゴムスポイト ・ポリスポイト ・ディスプレインジ(オールプラスチック)

遠沈管(ガンマー滅菌済)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	胴径×全長(mm)	一目盛 最低目盛(mL)	価格(税抜)
0-1223-11	KJ323-ST	100本/袋	10	φ15×102	0.5/1.5	¥2,600
0-1223-12	KJ324-ST	100本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0	¥3,000
0-1223-13	KJ326-ST	50本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0	¥2,800
0-1223-14	KJ325-ST	50本/袋	50(自立型)	φ28×118	2.5/5.0	¥3,000



KJ325 KJ326 KJ324 KJ323

遠沈管(未滅菌)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	胴径×全長(mm)	一目盛 最低目盛(mL)	価格(税抜)
0-1223-01	KJ323	100本/袋	10	φ15×102	0.5/1.5	¥2,200
0-1223-02	KJ324	100本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0	¥2,500
0-1223-03	KJ326	50本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0	¥1,700
0-1223-04	KJ325	50本/袋	50(自立型)	φ28×118	2.5/5.0	¥2,000



梱包:バルク包装

◆仕様

- 材質:本体/PP、キャップ/PE ● 許容遠心力:12,000×G ● 使用温度範囲:-80~120℃
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリーですので安心してご使用いただけます。
- チューブに直接メモを書き留めることができます。
- 目安メモリ付きです。
- 簡単にキャップを開閉できます。
- KJ325、KJ325-STは、自立型です。
- 一目盛は、目安目盛です。

遠沈管(ガンマー滅菌済・トレイ付き)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	胴径×全長(mm)	一目盛 最低目盛(mL)	価格(税抜)
0-1223-22	KJ326-2ST	50本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0	¥1,600
0-1223-23	KJ326-3ST	25本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0	¥1,500

◆仕様

- 材質:本体/PP、キャップ/PE ● 許容遠心力:12,000×G ● 使用温度範囲:-80~120℃
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリーですので安心してご使用いただけます。
- チューブに直接メモを書き留めることができます。
- 目安メモリ付きです。
- 簡単にキャップを開閉できます。
- KJ325、KJ325-STは、自立型です。
- 一目盛は、目安目盛です。



KJ326-2ST



KJ326-3ST

マイクロチューブ

Lab

コードNo.	型番	入数	容量 (mℓ)	一目盛 最低目盛 (mℓ)	価格 (税抜)
0-1222-03	KJ305(ストッパー無)	1,000本/袋	0.5	0.1/0.1	¥1,950
0-1222-01	KJ306(ストッパー無)	500本/袋	1.5	0.25/0.1	¥1,100
0-1222-04	KJ307-1(ストッパー付)	1,000本/袋	0.5	0.1/0.1	¥1,950
0-1222-05	KJ307-2(ストッパー付)	500本/袋	1.5	0.25/0.1	¥1,100
0-1222-02	KJ327-3(ストッパー付)	500本/袋	2	0.5/0.5	¥1,100

◆仕様 ● 材質:PP ● 許容遠心力:15,000×G ● 使用温度範囲:-80~120℃

● オートクレーブ可能です。

● KJ327-3(ストッパー付)は丸底のマイクロチューブです。



梱包:バルク包装

PSチューブ(個包装)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量 (mℓ)	サイズ (mm)	価格 (税抜)
0-1310-01	KJ709-5	500本	4	φ12×76	¥8,700
0-1310-02	KJ709-7	500本	12	φ16×100	¥14,000

◆仕様

● 材質:PS(ポリスチレン)

● γ滅菌済(個包装)

KJ709-5

KJ709-7

PPチューブ

Lab

コードNo.	型番	入数	容量 (mℓ)	価格 (税抜)
0-1311-01	KJ724-3	250本/袋	12	¥3,480

◆仕様

● 材質:PP(ポリプロピレン) ● 本体サイズ:φ17×102mm(蓋除く)

● 未滅菌



テストチューブ

Lab

コードNo.	型番	入数	サイズ (mm)	容量 (mℓ)	価格 (税抜)
0-1121-55	4004-2103	1,000本 (250本/箱×4)	φ10×75	3	¥6,090
0-1121-56	4004-2104		φ12×75	5	¥7,350
0-1121-57	4004-2105		φ13×100	7	¥9,450
0-1121-58	4004-2106		φ16×100	10	¥14,180

◆仕様

● 材質:硼珪酸ガラス ● 厚み:0.8-1.0mm



チューブホルダー

コードNo.	型番	入数	仕様	価格 (税抜)
0-1304-01	4050-4501	1	全長75mmチューブ用	¥3,800
0-1304-02	4050-4502	1	全長100mmチューブ用	¥4,000

◆仕様

● 材質:スチール

● φ12×75mmのチューブが約250本収納できます。(0-1304-01)

● φ16×100mmのチューブが約250本収納できます。(0-1304-02)



使用例
チューブは付属しません。

PPテストチューブ


Lab

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	容量(mℓ)	価格(税抜)
0-1216-01	4004-0804	250本	Φ12×60	3	¥1,160
0-1216-02	4004-0808	250本	Φ12×75	5	¥1,160
0-1216-03	4004-0816	250本	Φ13×100	8	¥1,680
0-1216-04	4004-0820	100本	Φ16×100	10	¥740

◆仕様

●材質:PP

●オートクレーブ可能



フランジ型ストッパー

コードNo.	型番	入数	サイズ	色	価格(税抜)
0-1217-01	4070-1012-13	100個	Φ12mm/3・5mℓ用	赤	¥530
0-1217-02	4070-1013-09	100個	Φ13mm/8mℓ用	ピンク	¥530
0-1217-03	4070-1016-02	100個	Φ16mm/10mℓ用	青	¥530

◆仕様

●材質:PP

※チューブは別売りです。



毛細管(キャピラリーチューブ)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(μℓ)	外径(mm)	内径(mm)	全長(mm)	価格(税抜)
0-1309-01	5810-0001	200本	70	1.6~1.7	1	75	¥480
0-1309-02	5810-0005	200本	200	1.8~1.9	1.5	120	¥980

◆仕様

●材質:ソーダガラス



ブロアー(ゴムスポイト)

コードNo.	型番	入数	先端外径×先端穴内径× ゴム球外径×全長(mm)	容量(mℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-1241-03	4342-0004	1	3×2×44×85	30	26	¥230
0-1241-04	4342-0005	1	3×2×50×100	60	32	¥240
0-1241-05	4342-0006	1	3×1×58×113	90	42	¥270
0-1241-06	4342-0007	1	4×1×65×118	120	57	¥420

◆仕様

●材質:天然ゴム



ゴムスポイト

コードNo.	型番	入数	容量(mℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-1241-01	4342-0008	1	20	17	¥270

◆仕様

●材質:天然ゴム ●先端外径×先端穴内径×ゴム球外径×全長(mm):10×4×34×53



チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉碎

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

プラスチックピペット(ガンマー滅菌済)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量/一目盛 (mℓ)	カラーコード	胴径×全長 (mm)	価格 (税抜)
0-1221-01	KJ9010	300本 (1本/袋×100/袋×3/箱)	1/0.01	黄	φ5×280	¥5,400
0-1221-02	KJ9020	300本 (1本/袋×100/袋×3/箱)	2/0.01	緑	φ6×280	¥6,600
0-1221-03	KJ9050	200本 (1本/袋×50/袋×4/箱)	5/0.1	青	φ8×347	¥6,000
0-1221-04	KJ9100	200本 (1本/袋×50/袋×4/箱)	10/0.1	橙	φ10×342	¥6,400
0-1221-05	KJ9250	100本 (1本/袋×25/袋×4/箱)	25/0.2	赤	φ15×310	¥6,000
0-1221-06	KJ9500	100本 (1本/袋×25/袋×4/箱)	50/0.5	黒	φ18×355	¥10,000

仕様

- 材質:PS (ポリスチレン) ● 容量精度:±2%
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、
γ線滅菌済ですので安心してご使用いただけます。
- カラーコードの採用で識別、区別しやすいピペットです。
- ピペット内壁への試料付着を極力抑えた加工は、
サンプリング精度を向上させます。
- 両面目盛は、液体添加や還元の要求に応えます。
- ピーリング包装(プラスチック+紙)を採用しています。
- 1本ずつ個包装されています。
- 綿栓付き



ピペットコントローラー

Top

コードNo.	型番	適合ピペット	重量	価格 (税抜)
0-1009-01	ピペットフィルター	0.1mℓ~100mℓ	240g	¥29,800
0-1009-02	フィルター	-		¥1,500

仕様

- 付属品:0.2μm PTFEフィルター AC/DCアダプター
- バッテリー:約8時間連続運転可能 (フル充電時)
- 電源:AC100V
- サンプルのオーバーフロー用フィルター付です。
- スピード設定ダイヤルでポンプスピードを調整できます。
- 0.1mℓ~100mℓサイズのガラス又はプラスチック製ピペットの装着が出来ます。
- コレット部分はオートクレーブ滅菌可能です。
- 充電時期を示すLEDランプ (赤色点滅)。充電中でもピペッティングは可能です。



ピペット装着例
(ピペットは付属しません)

パイポンプ

コードNo.	型番	入数	適合ピペットサイズ	価格 (税抜)
0-1107-01	7551-0002	1	2mℓ	¥3,900
0-1107-02	7551-0010	1	10mℓ	¥3,900
0-1107-03	7551-0025	1	25mℓ	¥3,900

仕様 ● 全長:185mm ● 適合ピペット:外径φ6~9mm

- 調整弁を押しますと微量の滴下ができます。
- 親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。
- 使用後は洗浄してください。




ポリスポイト

Lab

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(mL)	滅菌	価格(税抜)
0-1212-01	4320-1805	20本/袋×20袋	226	6	EOG滅菌済	¥4,300
0-1212-02	4320-2505	20本/袋×20袋	153	3.3	EOG滅菌済	¥3,800
0-1212-03	4320-0705	20本/袋×20袋	87	2	EOG滅菌済	¥2,300
0-1212-04	4320-2907	1000本/袋	70	1.5	未滅菌	¥3,300
0-1212-05	4320-2705	20本/袋×40袋	51	1.3	EOG滅菌済	¥7,300
0-1212-06	4320-0805	20本/袋×20袋	85	4	EOG滅菌済	¥2,200
0-1212-07	4320-1605	20本/袋×10袋	155	10	EOG滅菌済	¥1,500
0-1212-08	4320-1905	20本/袋×5袋	300	23	EOG滅菌済	¥3,480

◆仕様

- 材質:LDPE(低密度ポリエチレン)
- 目盛りなし
- 標準的なスポイトをいろいろ取り揃えました。




ポリスポイト

Lab

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(mL)	一目盛(mL)	滅菌	価格(税抜)
0-1120-01	4320-0215	20本/袋×20袋	150	1	0.25	EOG滅菌済	¥3,900
0-1120-02	4320-0415	20本/袋×20袋	155	2	0.5	EOG滅菌済	¥3,900
0-1120-03	4320-0515	20本/袋×20袋	155	3	0.5	EOG滅菌済	¥3,900

◆仕様

- 材質:LDPE(低密度ポリエチレン)
- 一目盛は、目安目盛です。



テルモシリンジ®(針なし)

コードNo.	型番	タイプ	容量(mL)	一目盛(mL)	入数	価格(税抜)
0-7325-01	SS-01T	中口	1	0.01	100本/箱	¥2,600
0-7325-02	SS-02SZ	中口	2.5	0.1	100本/箱	¥2,100
0-7325-03	SS-05SZ	中口	5	0.2	100本/箱	¥2,600
0-7325-04	SS-10SZ	中口	10	0.2	100本/箱	¥3,700
0-7325-05	SS-10ESZ	横口	10	0.2	100本/箱	¥3,700
0-7325-06	SS-20ESZ	横口	20	1	50本/箱	¥3,150
0-7325-07	SS-30ESZ	横口	30	1	50本/箱	¥6,000
0-7325-08	SS-50ESZ	横口	50	1	20本/箱	¥3,120
0-7325-09	SS-02LZ	ロック付	2.5	0.1	100本/箱	¥2,100
0-7325-10	SS-05LZ	ロック付	5	0.1	100本/箱	¥2,900
0-7325-11	SS-10LZ	ロック付	10	0.2	100本/箱	¥4,500
0-7325-12	SS-20LZ	ロック付	20	1	50本/箱	¥3,500
0-7325-13	SS-30LZ	ロック付	30	1	50本/箱	¥7,000
0-7325-14	SS-50LZ	ロック付	50	1	20本/箱	¥3,120

◆仕様

● 材質:本体/PP、ガスケット/エラストマー ● 電子線滅菌済

※研究・実験用以外で使用することはできません。



中口

横口

ロック付



中口

ロック付

オールプラスチックディスポシリンジ

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	価格(税抜)
0-7002-01	中口2	200本/箱	2	¥3,500
0-7002-02	横口5	200本/箱	5	¥4,300
0-7002-03	横口10	200本/箱	10	¥6,500
0-7002-04	横口20	200本/箱	20	¥8,100
0-7002-05	横口30	20本/箱	30	¥7,250
0-7002-06	横口50	20本/箱	50	¥8,000
0-7002-07	ルアーロック2	200本/箱	2	¥6,500
0-7002-08	ルアーロック5	200本/箱	5	¥9,500
0-7002-09	ルアーロック10	200本/箱	10	¥12,000
0-7002-10	ルアーロック20	200本/箱	20	¥16,600
0-7002-11	ルアーロック30	20本/箱	30	¥4,500
0-7002-12	ルアーロック50	20本/箱	50	¥5,900

◆仕様

● 材質:注射筒/PP(ポリプロピレン) ピストン部/PE(ポリエチレン)

● 未滅菌

● ゴムを一切使用していないので、ゴムの溶出はありません。

● 本品は医療品ではありません。



ルアーチップ



ルアーロック

磁製器具／粉碎

・乳鉢 ・るつぼ ・蒸発皿 ・カッセルロール
・燃焼ボード ・トンブ ・ブフナーロート

アルミナ乳鉢

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×上部内径 ×全高(mm)	乳棒長さ(mm)	容量(mL)	価格(税抜)
0-1176-01	HAMP-1.5	1	φ33×φ23×16	38	1.5	¥3,080
0-1176-02	HAMP-7	1	φ50×φ36×23	45	7	¥3,600
0-1176-03	HAMP-15	1	φ66×φ50×27	68	15	¥4,620
0-1176-04	HAMP-30	1	φ79×φ61×40	80	30	¥6,160
0-1176-05	HAMP-80	1	φ107×φ83×47	102	80	¥10,780

◆仕様

● 材質:アルミナ(99.72%) ● 体積密度:3.922g/cm³ ● 水含有量:NIL ● 耐熱温度:1,750℃
● 曲げ強度:493.4Mpa ● 硬度(モース硬度):+9 ● 硬度(ロックウェル硬度):84
● 耐薬品性(濃H₂SO₄at100℃/4Hrs):0.0008%
● 耐薬品性(10%NaOHat100℃/4Hrs):0.0003%
● 耐薬品性(H₃PO₄at90℃/4Hrs):0.002% ● 色:アイボリー

- 耐摩耗性にすぐれ破壊靱性に強いアルミナ乳鉢です。
- 乳棒が付属しています。



乳鉢(磁製/汎用タイプ)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×上部内径 ×全高(mm)	乳棒長さ(mm)	容量(mL)	価格(税抜)
0-1171-31	J-701	1	φ80×φ65×48	97	60	¥460
0-1171-32	J-702	1	φ95×φ78×52	97	100	¥600
0-1171-33	J-703	1	φ105×φ84×60	120	150	¥850
0-1171-34	J-704	1	φ127×φ107×71	138	275	¥1,130
0-1171-05	J-705	1	φ160×φ140×95	163	550	¥1,510
0-1171-06	J-706	1	φ180×φ150×100	180	900	¥2,400
0-1171-07	J-707	1	φ200×φ175×115	194	1,500	¥4,100
0-1171-08	J-708	1	φ230×φ200×140	222	2,000	¥4,800

乳鉢(磁製/光沢タイプ)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×上部内径 ×全高(mm)	乳棒長さ(mm)	容量(mL)	価格(税抜)
0-1172-31	MG-60	1	φ70×φ58×36	95	25	¥590
0-1172-32	MG-80	1	φ81×φ65×47	98	50	¥790
0-1172-33	MG-100	1	φ103×φ85×60	117	110	¥1,120
0-1172-34	MG-125	1	φ125×φ107×70	128	220	¥1,800
0-1172-05	MG-165	1	φ148×φ125×73	137	500	¥3,500

◆仕様

● 材質:磁製 ● 耐熱温度:1,000℃
● 乳棒が付属しています。



※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

お問い合わせ・ご注文: TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

メノー乳鉢(浅型)

Lab


コードNo.	型番	入数	上部外径×上部内径 ×全高(mm)	乳棒長さ(mm)	容量(mℓ)	価格(税抜)
0-1165-01	C-1	1	φ39×φ32×16	37	1.5	¥5,800
0-1165-02	C-1.5	1	φ46×φ31×21	46	6	¥6,000
0-1165-03	C-2	1	φ52×φ36×21	56	9	¥6,100
0-1165-04	C-2.5	1	φ69×φ45×26	66	12	¥11,000
0-1165-05	C-3	1	φ82×φ60×28	80	22	¥13,500
0-1165-06	C-3.5	1	φ93×φ70×35	89	40	¥22,000
0-1165-07	C-4	1	φ105×φ83×40	105	50	¥28,500
0-1165-08	C-4.5	1	φ126×φ97×47	120	80	¥37,000
0-1165-09	C-5	1	φ140×φ110×42	130	120	¥44,000
0-1165-10	C-6	1	φ165×φ130×55	160	170	¥92,000



メノー乳鉢(深型)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×上部内径 ×全高(mm)	乳棒長さ(mm)	容量(mℓ)	価格(税抜)
0-1166-01	CD-60	1	φ66×φ50×33	73	25	¥12,000
0-1166-02	CD-70	1	φ73×φ53×34	79	35	¥16,100
0-1166-03	CD-80	1	φ80×φ65×52	95	60	¥24,100
0-1166-04	CD-90	1	φ95×φ72×53	103	85	¥30,000
0-1166-05	CD-100	1	φ107×φ90×54	107	100	¥39,000
0-1166-06	CD-110	1	φ120×φ92×55	123	125	¥44,000
0-1166-07	CD-120	1	φ132×φ106×67	130	165	¥66,100
0-1166-08	CD-130	1	φ140×φ115×70	145	190	¥110,000



- 耐摩耗性に優れており、溶融点や耐圧強度が高く、被粉碎物に不純物が含まれておりません。
- 耐酸・耐アルカリ性に優れています。
- 乳棒が付属しています。

ブフナーロート(磁製)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部内径× 全高(mm)	適応 ろ紙径(mm)	容量 (mℓ)	価格(税抜)
0-1170-01	BF-55	1	φ57×112	55	80	¥1,400
0-1170-02	BF-70	1	φ76×140	70	186	¥1,500
0-1170-03	BF-90	1	φ93×163	90	320	¥1,900
0-1170-04	BF-115	1	φ126×195	115	460	¥3,000
0-1170-05	BF-125	1	φ133×217	125	700	¥3,500
0-1170-06	BF-150	1	φ170×237	150	950	¥7,200
0-1170-07	BF-185	1	φ192×270	185	1,700	¥12,500
0-1170-08	BF-240	1	φ248×350	240	4,500	¥34,000



- ◆仕様
- 材質:磁製 ● 耐熱温度:1,000℃

ブフナーロート(PP)

Lab

コードNo.	型番	入数	口径(mm)	足外径×長さ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1260-01	4110-1001	1	60	φ15/10×60	20	¥1,000
0-1260-02	4110-1002	1	75	φ16/11×60	40	¥1,210
0-1260-03	4110-1003	1	105	φ18/11×70	78	¥1,420
0-1260-04	4110-1004	1	130	φ30/22×90	135	¥1,980
0-1260-05	4110-1005	1	180	φ29/19×120	310	¥2,640



- ◆仕様
- 材質:PP(ポリプロピレン)
 - 陰圧に耐える為、中心部が盛り上がっています。

※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

B型るつぽ(磁製)



コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (ml)	価格(税抜)
0-1167-31	CL-5	1	φ32×19	5	¥150
0-1167-32	CL-10	1	φ34×22	10	¥160
0-1167-33	CL-15	1	φ40×25	15	¥185
0-1167-34	CL-30	1	φ49×31	30	¥245
0-1167-35	CL-50	1	φ62×39	50	¥284
0-1167-36	CL-100	1	φ76×48	100	¥434
0-1167-37	CL-150	1	φ87×56	150	¥485
0-1167-38	CL-250	1	φ102×60	250	¥600

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃

※蓋は付属しません。



C型るつぽ(磁製)



コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (ml)	価格(税抜)
0-1168-31	CM-5	1	φ23×20	5	¥150
0-1168-32	CM-10	1	φ31×26	10	¥160
0-1168-33	CM-15	1	φ35×28	15	¥185
0-1168-34	CM-30	1	φ43×39	30	¥245
0-1168-35	CM-50	1	φ51×43	50	¥284
0-1168-36	CM-100	1	φ64×54	100	¥497
0-1168-37	CM-120	1	φ71×60	120	¥546

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃

※蓋は付属しません。



るつぽ(磁製)



コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (ml)	価格(税抜)
0-1316-01	CT-5	1	φ24×20	5	¥130
0-1316-02	CT-15	1	φ30×38	15	¥170
0-1316-03	CT-30	1	φ35×44	30	¥210
0-1316-04	CT-55	1	φ45×56	55	¥310
0-1316-05	CT-72	1	φ50×62	72	¥320
0-1316-06	CT-130	1	φ60×75	130	¥460
0-1316-07	CT-250	1	φ80×100	250	¥600

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃

※蓋は付属しません。



るつぽフタ(磁製)



コードNo.	型番	入数	内径(mm)	適応るつぽ	価格(税抜)
0-1169-40	CC-26	1	φ26	CT-5	¥140
0-1169-31	CC-34	1	φ35	CL-5/CM-5/CM-10/CT-15	¥150
0-1169-32	CC-38	1	φ37	CL-10/CM-15	¥150
0-1169-33	CC-45	1	φ45	CM-30/CT-55	¥180
0-1169-34	CC-47	1	φ46	CL-15	¥180
0-1169-35	CC-54	1	φ53	CL-30/CM-50/CT-72	¥210
0-1169-41	CC-62	1	φ62	CT-130	¥250
0-1169-36	CC-66	1	φ65	CL-50/CM-100	¥255
0-1169-37	CC-72	1	φ70	CM-120	¥285
0-1169-38	CC-80	1	φ80	CL-100/CT-250	¥345
0-1169-39	CC-93	1	φ92	CL-150	¥420
0-1169-10	CC-105	1	φ105	CL-250	¥580

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃

※るつぽは付属しません。



※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

るつぽ(アルミナ製)



コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (ml)	価格(税抜)
0-1287-01	HACHF-5	1	φ30×25	5	¥1,280
0-1287-02	HACHF-10	1	φ30×33	10	¥1,380
0-1287-03	HACHF-20	1	φ37×34	20	¥1,880
0-1287-04	HACHF-50	1	φ50×45	50	¥2,580
0-1287-05	HACHF-100	1	φ61×58	100	¥3,980
0-1287-06	HACHF-250	1	φ78×110	250	¥7,160
0-1287-07	HACHF-500	1	φ96×116	500	¥18,000
0-1287-08	HACHF-750	1	φ110×132	750	¥35,600
0-1287-09	HACHF-1000	1	φ126×148	1,000	¥41,400
0-1287-10	HACHF-1500	1	φ130×162	1,500	¥41,800

※蓋は付属しません。

◆仕様

● 材質 :アルミナ(99.7%) ● 耐熱温度:1,750℃



チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

るつぽ(円筒タイプ/アルミナ製)



コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (ml)	価格(税抜)
0-1315-01	HACC-10	1	φ28×29	10	¥1,280
0-1315-02	HACC-30	1	φ35×47	30	¥2,060
0-1315-03	HACC-50	1	φ42×58	50	¥2,500
0-1315-04	HACC-80	1	φ47×66	80	¥3,200
0-1315-05	HACC-100	1	φ52×68	100	¥3,600
0-1315-06	HACC-250	1	φ80×70	250	¥6,800
0-1315-07	HACC-450	1	φ84×107	450	¥13,000
0-1315-08	HACC-1000	1	φ100×172	1,000	¥31,000
0-1315-09	HACC-1500	1	φ105×194	1,500	¥41,000
0-1315-10	HACC-2500	1	φ127×235	2,500	¥96,000

※蓋は付属しません。

◆仕様

● 材質 :アルミナ(99.7%) ● 耐熱温度:1,750℃



ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属器具

るつぽ用フタ(アルミナ製)



コードNo.	型番	入数	外径×厚(mm)	価格(税抜)
0-1289-01	HACD-25	1	φ33×4	¥930
0-1289-02	HACD-32	1	φ42×4	¥1,160
0-1289-03	HACD-48	1	φ53×4	¥1,430
0-1289-04	HACD-58	1	φ63×4	¥1,650
0-1289-05	HACD-75	1	φ85×7	¥2,100
0-1289-06	HACD-90	1	φ92×7	¥2,900
0-1289-07	HACD-100	1	φ103×7	¥3,120
0-1289-08	HACD-125	1	φ130×7	¥4,020
0-1289-09	HACD-150	1	φ153×7	¥4,480

※るつぽは付属しません。

◆仕様

● 材質 :アルミナ(99.7%) ● 耐熱温度:1,750℃



樹脂器具

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

トング

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1243-01	4030-0901	1	250	135	¥5,460
0-1243-02	4030-0902	1	450	300	¥10,290

◆仕様

● 材質:スチール



※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

蒸発皿(浅型/磁製)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (mℓ)	価格(税抜)
0-1181-31	DS-75	1	φ73×19	41	¥240
0-1181-32	DS-85	1	φ80×20	62	¥265
0-1181-33	DS-100	1	φ94×23	110	¥355
0-1181-34	DS-110	1	φ112×26	160	¥445
0-1181-35	DS-115	1	φ125×35	215	¥505
0-1181-36	DS-125	1	φ130×52	250	¥620
0-1181-37	DS-140	1	φ148×50	350	¥1,000
0-1181-38	DS-150	1	φ158×53	420	¥1,475
0-1181-39	DS-165	1	φ165×55	558	¥1,560
0-1181-40	DS-175	1	φ192×57	765	¥2,245
0-1181-41	DS-190	1	φ194×58	850	¥2,465
0-1181-42	DS-200	1	φ210×80	1,000	¥2,570

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃



蒸発皿(深型/磁製)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (mℓ)	価格(税抜)
0-1180-31	DD-50	1	φ51×21	22	¥190
0-1180-32	DD-60	1	φ60×25	35	¥220
0-1180-33	DD-75	1	φ75×30	50	¥235
0-1180-34	DD-80	1	φ81×32	75	¥245
0-1180-35	DD-85	1	φ85×40	105	¥295
0-1180-36	DD-95	1	φ96×42	140	¥345
0-1180-37	DD-100	1	φ103×44	190	¥368
0-1180-38	DD-115	1	φ113×45	232	¥440
0-1180-39	DD-125	1	φ132×58	390	¥615
0-1180-40	DD-140	1	φ134×60	500	¥770
0-1180-41	DD-150	1	φ158×70	750	¥1,030
0-1180-42	DD-170	1	φ206×75	920	¥2,445

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃



蒸発皿(平底/磁製)

Lab

コードNo.	型番	入数	上部外径×全高(mm)	容量 (mℓ)	価格(税抜)
0-1313-01	DF-65	1	φ70×15	28	¥280
0-1313-02	DF-75	1	φ80×20	55	¥300
0-1313-03	DF-85	1	φ90×22	75	¥360
0-1313-04	DF-100	1	φ102×25	110	¥420
0-1313-05	DF-115	1	φ120×32	195	¥480
0-1313-06	DF-125	1	φ130×30	250	¥680
0-1313-07	DF-150	1	φ160×40	450	¥1,160

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃



カッセロール(磁製)

Lab

コードNo.	型番	入数	上径×全高(mm)	容量 (mℓ)	価格(税抜)
0-1264-01	J105	1	φ40×22	25	¥450
0-1264-02	J106	1	φ71×36	65	¥600
0-1264-03	J107	1	φ90×46	140	¥800
0-1264-04	J108	1	φ101×50	200	¥1,010
0-1264-05	J109	1	φ138×77	500	¥1,800
0-1264-06	J110	1	φ150×88	760	¥2,500
0-1264-07	J111	1	φ175×98	1,250	¥3,020

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃



※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

燃焼ボード(磁製)



コードNo.	型番	入数	長さ×幅×全高(mm)	価格(税抜)
0-1179-01	J801	12/箱	84×5×6	¥1,800
0-1179-02	J802	12/箱	83×10×11	¥1,800
0-1179-03	J114	12/箱	96×16×9	¥1,800
0-1179-04	J115	12/箱	98×20×13	¥1,800

◆仕様 ● 耐熱温度:1,000℃



燃焼ボード(アルミナ製)



コードNo.	型番	入数	長さ×幅×全高(mm)	価格(税抜)
0-1314-01	HACBT-7	1	86×15×13	¥1,500
0-1314-02	HACBT-15	1	108×20×17	¥1,600
0-1314-03	HACBT-30	1	119×30×19	¥2,340
0-1314-04	HACBT-40	1	138×27×21	¥2,800
0-1314-05	HACBT-750	1	250×89×39	¥27,800

◆仕様

● 材質 :アルミナ(99.7%) ● 耐熱温度:1,750℃



三角架(磁製)



コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-1312-01	J-884	1	△50	¥220
0-1312-02	J-885	1	△60	¥280
0-1312-03	J-886	1	△75	¥360



ホモジナイザー

コードNo.	型番	入数	外形×高さ(mm)	処理量(mL)	価格(税抜)
0-1229-01	HG-202	本体	本体(W)146×(L)283×(H)415 全体サイズ 330×303×540	-	¥393,800
0-1084-02	K-7S	ジェネレーター	φ7×130	0.3~10	¥102,300
0-1084-03	K-12S	ジェネレーター	φ12×170	2~25	¥107,800
0-1084-04	K-20S	ジェネレーター	φ20×200	20~2,000	¥126,500
0-1084-05	K-30	ジェネレーター	φ30×250	100~3,000	¥143,000

◆仕様

● 回転数:1,000~20,000rpm

● 重量:10kg

● 電源:AC100V 50/60Hz

● 出力:DC210W プレーカ付き

● 材質:シャフトジェネレーター:SUS304

● 付属品:スタンド

● 回転数がデジタル表示なので、試料の最適混合、均質化条件を設定できます。

● 0.3L~3の範囲で試料を、均等化、混合分散、乳化します。



本体+K30(セット例)

※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属容器

樹脂容器

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

ガラス／樹脂器具

- ・スライドガラス ・スライドガラス取り出し器 ・カバーガラス ・ディスポセル(可視光用)
- ・ループ(ディスポ) ・コネクタ ・コック(2・3方コック) ・フローモニター ・チェックバルブ
- ・ホースクリップ ・ホースクランプ ・蒸発防止ボール(PPボール) ・ロート ・分液ロート

フロストスライドガラス

Lab

コードNo.	型番	入数	タイプ	色	価格(税抜)
0-1307-01	0317-6101-02	100枚(50枚/箱×2)	切放	青	¥1,340
0-1307-02	0317-6101-08	100枚(50枚/箱×2)	切放	緑	¥1,340
0-1307-03	0317-6101-12	100枚(50枚/箱×2)	切放	ピンク	¥1,340
0-1307-04	0317-6101-16	100枚(50枚/箱×2)	切放	白	¥1,340
0-1307-05	0317-6101-17	100枚(50枚/箱×2)	切放	黄色	¥1,340
0-1308-01	0313-6101-02	100枚(50枚/箱×2)	縁磨90度	青	¥1,600
0-1308-02	0313-6101-08	100枚(50枚/箱×2)	縁磨90度	緑	¥1,600
0-1308-03	0313-6101-12	100枚(50枚/箱×2)	縁磨90度	ピンク	¥1,600
0-1308-04	0313-6101-16	100枚(50枚/箱×2)	縁磨90度	白	¥1,600
0-1308-05	0313-6101-17	100枚(50枚/箱×2)	縁磨90度	黄色	¥1,600

◆仕様

- 幅×長さ×厚:25×75×1.0~1.2mm ● フロスト高:20mm
- 材質:透明ホワイトガラス



フロストスライドガラス

Lab

コードNo.	型番	入数	タイプ	価格(税抜)
0-1306-01	0317-2101	100枚/箱	切放	¥1,180
0-1306-02	0313-2101	100枚/箱	縁磨90度	¥1,500



スライドガラス

Lab

コードNo.	型番	入数	タイプ	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-1119-01	0303-0005	100枚/箱	縁磨90度	25×75	¥530
0-1119-02	0302-0005	100枚/箱	縁磨45度	25×75	¥530
0-1119-03	0307-0005	100枚/箱	切放	25×75	¥480

◆仕様

- 材質:ソーダガラス ● 厚み:1mm



カバーガラス

Lab

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格(税抜)
0-1119-04	0331-0130	200枚/箱	18×18	0.16~0.19	¥530
0-1119-05	0331-0630	200枚/箱	20×20	0.16~0.19	¥630
0-1119-06	0330-1630	200枚/箱	24×24	0.13~0.16	¥720

◆仕様

- 材質:硼珪酸ガラス



ディスポヘラ

Lab

コードNo.	型番	入数	全長×幅×厚(mm)	価格(税抜)
0-1305-01	5814-0001	1箱(50枚)	75×26×1	¥980

◆仕様

- 材質:PS(ポリスチレン)
- サンプルを容易に伸展できるディスポヘラです。



使用例

スライドガラス取り出し器

コードNo.	型番	入数	全長×幅×厚(mm)	価格(税抜)
0-1265-01	KJ821	1	100×120×165	¥4,200

◆仕様

- 材質:本体:ABS樹脂、PS
- 75×25mmのスライドガラス(50枚)を収納でき、つまみを回すと1枚ずつスライドガラスが取り出せます。



ループ

Lab

コードNo.	型番	入数	容量	価格(税抜)
0-1182-01	2121-0001	20本×5袋	1型(1μL)	¥840
0-1182-02	2121-0005-02	20本×5袋	10型(10μL)	¥840

◆仕様

- 材質:AS樹脂
- 袋単位でγ滅菌された使い捨てタイプのループです。
- シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。
- 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。



1型(1μL)




10型(10μL)

ディスポループ

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	価格(税抜)
0-7024-01	1型(1μL)	1ケース(10本/袋×50袋入り)	220	¥9,600
0-7024-02	10型(10μL)	1ケース(10本/袋×50袋入り)	220	¥9,600
0-7024-03	ニードル型	1ケース(10本/袋×50袋入り)	220	¥9,600

◆仕様

- 材質:PP(ポリプロピレン) ● γ線滅菌済
- 滅菌済みの使い捨てディスポループです。
- ガスの炎に近づけても周りを汚染するような事はありません。



ニードル型

1型

10型


ディスポループ(γ滅菌済)

Lab

コードNo.	型番	入数	タイプ	全長(mm)	価格(税抜)
0-1318-01	KJ509-1-10'S	10本/袋×50袋	ニードル	225	¥4,980
0-1318-02	KJ511-10'S	10本/袋×50袋	10ul	200	¥4,980
0-1318-03	KJ510-10'S	10本/袋×50袋	1ul	198	¥4,980

◆仕様

- 材質:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) ● γ滅菌済
- 細くてしなやかなスティックで、多様な容器に適合するディスポループです。



KJ509-1-10'S

KJ511-10'S

KJ510-10'S

チェックバルブ

コードNo.	型番	入数	口径(mm)	価格(税抜)
0-1117-01	8714-0060	1袋(5個入)	6-8	¥3,700
0-1117-02	8714-0080	1袋(5個入)	8-10	¥3,700
0-1117-03	8714-0100	1袋(5個入)	10-14	¥4,500

◆仕様

● 材質:本体/PE、ボールバルブ/PP ● 使用温度:0~40℃

- 液体・エアー兼用タイプ ● 軟質チューブ用
- 液体、エアー共に最大4bar ● 一定(矢印)方向へのみ液体、エアを通す逆流防止コネクターです。



コネクターT型

コードNo.	型番	入数	口径(mm)	価格(税抜)
0-1205-01	8711-0004	1袋(10入)	3-5	¥2,100
0-1205-02	8711-0006	1袋(10入)	5-7	¥2,600
0-1205-03	8711-0008	1袋(10入)	7-9	¥3,200
0-1205-04	8711-0010	1袋(10入)	9-11	¥3,600
0-1205-05	8711-0012	1袋(10入)	11-13	¥4,000
0-1205-06	8711-0014	1袋(10入)	13-15	¥4,800

コネクターY型

コードNo.	型番	入数	口径(mm)	価格(税抜)
0-1206-01	8712-0004	1袋(10入)	3-5	¥3,100
0-1206-02	8712-0006	1袋(10入)	5-7	¥3,500
0-1206-03	8712-0008	1袋(10入)	7-9	¥4,400
0-1206-04	8712-0010	1袋(10入)	9-11	¥5,100
0-1206-05	8712-0012	1袋(10入)	11-13	¥5,800
0-1206-06	8712-0014	1袋(10入)	13-15	¥6,700

コネクターL型

コードNo.	型番	入数	口径(mm)	価格(税抜)
0-1207-01	8713-0004	1袋(10入)	3-5	¥1,800
0-1207-02	8713-0006	1袋(10入)	5-7	¥2,000
0-1207-03	8713-0008	1袋(10入)	7-9	¥2,100
0-1207-04	8713-0010	1袋(10入)	9-11	¥2,500
0-1207-05	8713-0012	1袋(10入)	11-13	¥3,000
0-1207-06	8713-0014	1袋(10入)	13-15	¥3,700

コネクターI型

コードNo.	型番	入数	口径(mm)	価格(税抜)
0-1209-01	8710-0004	1袋(10入)	3-5	¥1,500
0-1209-02	8710-0006	1袋(10入)	5-7	¥1,900
0-1209-03	8710-0008	1袋(10入)	7-9	¥2,200
0-1209-04	8710-0010	1袋(10入)	9-11	¥2,500
0-1209-05	8710-0012	1袋(10入)	11-13	¥2,800
0-1209-06	8710-0014	1袋(10入)	13-15	¥3,400

◆仕様 ● 材質:PVDF ● 耐熱温度:160℃ ● 耐薬品性に優れたPVDF製コネクターでオートクレーブ可能です。 ● 軟質チューブ用です。



コネクターT型



コネクターY型



コネクターL型



コネクターI型

2方コック

コードNo.	型番	入数	適合チューブ内径(mm)	材質	価格(税抜)
0-1113-01	8605-0060	1	φ5~7	PP/PE	¥1,760
0-1113-02	8605-0080	1	φ7~9	PP/PE	¥1,980
0-1113-03	8605-0100	1	φ9~11	PP/PE	¥2,200
0-1113-04	8605-0120	1	φ11~13	PP/PE	¥2,200
0-1114-01	8607-0060	1	φ5~7	PVDF	¥2,750
0-1114-02	8607-0080	1	φ7~9	PVDF	¥3,300
0-1114-03	8607-0100	1	φ9~11	PVDF	¥3,520
0-1114-04	8607-0120	1	φ11~13	PVDF	¥3,740

- PVDF製の2方向コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
- 耐圧:最大1bar ● 軟質チューブ用です。



PVDF

PP/PE

3方コック

コードNo.	型番	入数	適合チューブ内径(mm)	材質	価格(税抜)
0-1115-01	8606-0060	1	φ5~7	PP/PE	¥2,750
0-1115-02	8606-0080	1	φ7~9	PP/PE	¥3,300
0-1115-03	8606-0100	1	φ9~11	PP/PE	¥3,740
0-1115-04	8606-0120	1	φ11~13	PP/PE	¥3,740
0-1116-01	8608-0060	1	φ5~7	PVDF	¥4,400
0-1116-02	8608-0080	1	φ7~9	PVDF	¥4,950
0-1116-03	8608-0100	1	φ9~11	PVDF	¥5,390
0-1116-04	8608-0120	1	φ11~13	PVDF	¥5,390

- PVDF製の3方向コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
- 耐圧:最大1bar ● 軟質チューブ用です。



PVDF

PP/PE

フローモニター

コードNo.	型番	入数	材質	液温	価格(税抜)
0-1109-01	8720-1002	1	SAN製 赤	max30℃	¥2,900
0-1109-02	8720-1003	1	SAN製 黒	max30℃	¥2,900
0-1109-03	8720-1005	1	SAN製 青	max30℃	¥2,900
0-1110-01	8720-2002	1	PMP製 赤	max60℃	¥3,600
0-1110-02	8720-2003	1	PMP製 黒	max60℃	¥3,600
0-1110-03	8720-2005	1	PMP製 青	max60℃	¥3,600

◆仕様

- 適用チューブ内径:φ6~11mm ● サイズ:88×40×15mm
- 羽材質:ポリプロピレン

- SAN製は常温または冷却系に適しています。流れをモニターすることで水量を節約できます。
- PMP製は耐薬品性に優れています。また蒸気滅菌が可能です。
- 羽根は約150ml/minの流量から回転します。
- 軟質チューブ用です。



ホースクランプ

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-1111-01	8618-0001	1袋(10個入)	1-5	¥1,460
0-1111-02	8618-0002	1袋(10個入)	3-10	¥3,720
0-1111-03	8618-0003	1袋(10個入)	6-15	¥5,640

◆仕様

- 材質:POM
- 片手で簡単に使えます。
- 滅菌可能です。
- 軟質チューブ用です。



チューブ／
ピペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属容器

樹脂容器

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

ロート

コードNo.	型番	入数	口径 (mm)	足外径/内径×足長 (mm)	重量 (g)	価格 (税抜)
0-1267-01	4512-0011	1	30	8/7×35	2	¥100
0-1267-02	4512-0012	1	40	8/7×35	2	¥110
0-1267-03	4512-0013	1	50	8/7×50	5	¥130
0-1267-04	4512-0014	1	65	13/9×55	8	¥210
0-1267-05	4512-0015	1	75	13/9×55	11	¥270
0-1267-06	4512-0016	1	90	15/10×65	16	¥300
0-1267-07	4512-0017	1	100	16/11×70	27	¥370
0-1267-08	4512-0018	1	120	18/13×45	30	¥400
0-1267-09	4512-0019	1	160	22/16×90	58	¥770



◆仕様 ● 材質:PP(ポリプロピレン) ● 角度:60度

ロート(粉末用)

コードNo.	型番	入数	口径 (mm)	足外径/内径×足長 (mm)	重量 (g)	価格 (税抜)
0-1259-01	4512-1001	1	50	14/11×33	10	¥110
0-1259-02	4512-1002	1	65	18/15×27	10	¥160
0-1259-03	4512-1003	1	75	20/17×27	10	¥180
0-1259-04	4512-1004	1	90	24/21×28	20	¥200
0-1259-05	4512-1005	1	100	26/24×25	30	¥270
0-1259-06	4512-1006	1	120	31/28×30	40	¥360
0-1259-07	4512-1007	1	150	38/34×30	50	¥670



◆仕様 ● 材質:PP(ポリプロピレン)

分液ロート

コードNo.	型番	入数	胴径×長さ (mm)	容量 (mL)	価格 (税抜)
0-1261-01	4514-2051	1	70×220	125	¥8,190
0-1261-02	4514-2052	1	80×255	250	¥9,720
0-1261-03	4514-2071	1	100×315	500	¥11,240
0-1261-04	4514-2081	1	140×300	1,000	¥12,810

◆仕様 ● 材質:本体・キャップ:PP(ポリプロピレン) コック:PTFE オリング:天然ゴム



サンプルスクープカバー付き／滅菌済

コードNo.	型番	入数	全長 (mm)	容量 (mL)	価格 (税抜)
0-1160-11	5378-1002	1	142	25	¥1,100
0-1160-12	5378-1004	1	161	50	¥1,150
0-1160-13	5378-1006	1	206	100	¥1,200
0-1160-14	5378-1008	1	218	150	¥1,250

◆仕様 ● 材質:ポリスチレン製

- 広口コンテナからサンプルを取りだしに使いやすいスクープです。
- サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付です。
- 耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ線滅菌済みです。
- 個別包装されたディスポーザブルタイプです。



スパチュラカバー付き／滅菌済

コードNo.	型番	入数	全長 (mm)	容量 (mL)	価格 (税抜)
0-1159-11	5378-1010	1	268	5	¥1,000

◆仕様 ● 材質:ポリスチレン製

- 粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。
- サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付きです。
- 個別包装されたディスポーザブルタイプです(γ線滅菌済)



ホースクリップ

コードNo.	型番	入数	適合チューブ内径(mm)	価格(税抜)
0-1112-01	8678-0006	1袋(10個入)	φ6~6.5	¥880
0-1112-02	8678-0010	1袋(10個入)	φ9~10	¥820
0-1112-03	8678-0011	1袋(10個入)	φ10~11	¥820
0-1112-04	8678-0012	1袋(10個入)	φ11~12	¥820
0-1112-05	8678-0014	1袋(10個入)	φ12~14	¥820
0-1112-06	8678-0015	1袋(10個入)	φ13~15	¥820
0-1112-07	8678-0017	1袋(10個入)	φ15~17	¥820
0-1112-08	8678-0019	1袋(10個入)	φ17~19	¥820
0-1112-09	8678-0020	1袋(10個入)	φ18~20	¥1,000
0-1112-10	8678-0022	1袋(10個入)	φ20~22	¥1,000
0-1112-11	8678-0025	1袋(10個入)	φ23~25	¥1,000

◆仕様 ●材質:POM ●軟質チューブ用です。



チューブ／
ビペット／
スポイト

計量スプーン(PS製)

コードNo.	型番	入数	容量	価格(税抜)
0-1211-02	5334-0001	1セット	0.5/1/2.5/5/10/15/25/50mL 各1本	¥3,300

- ◆仕様 ●材質:PS
- ハンドルに容量が印字されているので確認しやすく便利
 - 8種の異なる容量が1セットになっており便利で、迅速・簡単計量を可能



磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

計量スcoop

コードNo.	型番	入数	全長×幅×全長(mm)	容量(mL)	重量(g)	価格(税抜)
0-1262-01	4703-1001	1	100×33×15	10	4	¥90
0-1262-02	4703-1002	1	135×43×25	25	8	¥110
0-1262-03	4703-1003	1	160×55×27	50	13	¥160
0-1262-04	4703-1004	1	200×65×30	100	20	¥210

◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン)



金属器具

保護／安全

金属器具

計量スcoop

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(mL)	価格(税抜)
0-1047-01	39194	1	60	2	¥80
0-1047-02	39294	1	82	5	¥80
0-1047-03	39394	1	100	10	¥110
0-1047-04	39494	1	135	25	¥160
0-1047-05	39594	1	160	50	¥230
0-1047-06	39694	1	200	100	¥340
0-1047-07	39794	1	260	250	¥790
0-1047-08	39894	1	315	500	¥1,000
0-1047-09	39994	1	385	1000	¥1,260

- ◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン)
- 上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
 - EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スcoopです。
 - 重量測定用スcoopとしても適した精度です。



樹脂器具

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

ポリカスcoop

コードNo.	型番	容量(mL)	全長(mm)	カップ長(mm)	カップ幅(mm)	板厚(mm)	価格(税抜)
0-7368-01	特大	1700	358	157	85	3	¥2,340
0-7368-02	大	1100	330	128	72	3	¥1,870
0-7368-03	小	800	317	106	60	3	¥1,520
0-7368-04	ミニ	180	247	61	50	3	¥940

◆仕様 ●材質:ポリカーボネート



金属器具

- ・ラボジャッキ ・チューブカッター ・ガラス切
- ・計量スプーン ・ハサミ ・フラスコ用おもり
- ・ムッフ ・クランプ ・スタンド ・試験用ステンレスふるい

ラボジャッキ (スイスポーイ)

コードNo.	型番	入数	天板サイズ(mm)	耐荷重(kg)	駆動範囲(mm)	色	価格(税抜)
0-1052-01	100	1	50x40	20	30-91	緑	¥23,000
0-1052-02	105	1	80x75	30	49-147	青	¥26,000
0-1052-03	110	1	120x140	50	60-243	赤	¥34,000
0-1052-04	115	1	122x150	80	80-278	黄	¥42,000
0-1052-09	116	1	180x216	90	95-398	青	¥65,000
0-1052-10	116MS	1	180x216	90	95-398	青	¥948,000
0-1052-05	118	1	240x320	90	120-493	灰	¥198,000
0-1052-11	122	1	400x400	150	253-629	黄	¥575,000
0-1052-12	122M	1	400x400	110	253-629	黄	¥1,743,000
0-1052-06	130	1	200x200	110 & 115用補助プレート			¥10,000
0-1052-07	131	1	300x300	110 & 115用補助プレート			¥17,000
0-1052-08	134	1	400x500	118用補助プレート			¥49,800

◆仕様 ●材質:電解処理アルミ

- 電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。
- 操作が容易で、安定性があります。
- 補助天板はベースにも使えます。
- 116MS、122Mは電動・手動タイプです。
- スイッチ操作で上下動ができます。
- 補助プレートはプレートのみです。ジャッキは付属いたしません。



110



105



100



115



116



116MS



118



122



122M ※車輪は付属しません。

ハサミ直剪刀片鋭

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	タイプ	価格(税抜)
0-7030-01	No.12	1	120	ネジ止	¥5,400
0-7030-02	No.12	1	145	横はずし	¥5,500
0-7030-03	No.12	1	185	横はずし	¥8,500

◆仕様

- 材質:ステンレス(SUS420-J2)

No.12(120mm)
ネジ止め

No.12(145mm)
横はずし

ハサミ小直剪刀両鋭

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	価格(税抜)
0-7029-01	No.13(右利き用)	1	115	¥4,900

◆仕様

- 材質:ステンレス(SUS420-J2)

No.13(右利き用)

ハサミ直剪刀両鋭

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	タイプ	価格(税抜)
0-7031-01	No.10	1	120	ネジ止	¥5,300
0-7031-02	No.10	1	145	横はずし	¥5,400
0-7031-03	No.10	1	185	横はずし	¥8,500

◆仕様

- 材質:ステンレス(SUS420-J2)

No.10(120mm)
ネジ止め

チューブカッター

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-1108-01	0006-9506	1	¥2,600

◆仕様

- 全体サイズ:81×26×26mm
- 刃サイズ:全幅18mm、刃先10・10mm

ガラス切

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	価格(税抜)
0-1214-01	4010-6001	1	60×65	¥1,680

◆仕様

- 材質:亜鉛合金(ニッケルクロムメッキ)
- 管径約30mmまでのガラス管が切断できるガラス管カッターです。
- 硬質ガラス(ホウケイ酸ガラス)切断可能

チューブ
ピペット
スポイト

磁製器具
粉碎

ガラス
樹脂器具
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

角型スコップ

コードNo.	型番	容量(mℓ)	全長(mm)	カップ長(mm)	カップ幅(mm)	カップ高(mm)	板厚(mm)	価格(税抜)
0-4117-11	特大	1500	345	243	165	80	1	¥5,080
0-4117-12	大	1000	320	205	133	70	0.8	¥4,120
0-4117-13	小	600	300	195	109	58	0.8	¥3,390

◆仕様 ●材質:SUS304



ガード付きスコップ

コードNo.	型番	容量(mℓ)	全長(mm)	カップ長(mm)	カップ幅(mm)	カップ高(mm)	板厚(mm)	価格(税抜)
0-7367-01	特大	1500	345	243	165	118	1	¥6,580
0-7367-02	大	1000	320	205	133	105	0.8	¥5,320
0-7367-03	小	600	300	195	109	90	0.8	¥4,260

◆仕様 ●材質:SUS304



計量スプーンセット

コードNo.	型番	仕様	セット内容	価格(税抜)
0-7369-01	4910-002	2本組	5、15mℓ	¥890
0-7369-02	4910-003	3本組	2.5、5、15mℓ	¥1,240
0-7369-03	4910-004	4本組	0.1、0.25、0.5、1mℓ	¥1,100
0-7369-04	4910-007	7本組	0.1、0.25、0.5、1、2.5、5、15mℓ	¥2,330

◆仕様 ●材質:SUS304



-01



-02



-03



-04

計量スプーン(SUS製)

コードNo.	型番	仕様	容量	価格(税抜)
0-1211-01	5334-8000	1セット	1.25/2.5/5/15mℓ 各1本	¥3,800

◆仕様 ●材質:SUS304

- 計量部は光沢仕上げ、ハンドル部は艶消し仕上げ
- ハンドルに容量が印字されているので確認しやすく便利
- 4種の異なる容量が1セットになっており便利で、迅速・簡単計量を可能



抗菌食器

コードNo.	タイプ	入数	外寸(mm)	容量(mℓ)	価格(税抜)
0-7337-01	コップ	1	φ75×105(ハンドル含む)×H 80	30	¥1,400
0-7337-02	スプーン	1	全長163	-	¥630
0-7337-03	ナイフ	1	全長165	-	¥630

◆仕様 ●材質:SUS304(銅含有)



エコクリーン食器

コードNo.	タイプ	入数	外寸(mm)	容量(mℓ)	価格(税抜)
0-7331-01	コップ	1	φ75×105(ハンドル含む)×H 80	30	¥1,690
0-7331-02	スプーン	1	全長163	-	¥740
0-7331-03	ナイフ	1	全長165	-	¥740

◆仕様 ●材質:SUS304

ムッフ

コードNo.	型番	入数	適合パイプ(mm)	価格(税抜)
0-7078-01	角型 中	1	φ6~13	¥400
0-7078-02	角型 大	1	φ6~13	¥600
0-7078-03	角型 ツメ付	1	φ6~13	¥900
0-7078-04	角型 蝶ネジ付	1	φ6~13	¥420
0-7078-05	角型 六角ネジ付	1	φ6~13	¥440
0-7078-06	角型 トンボネジ付	1	φ6~13	¥720
0-7078-07	S型	1	φ6~16	¥700
0-7078-08	V型	1	φ9.5~18	¥500
0-7078-09	N型 ツメ付	1	φ9.5~16	¥900
0-7078-10	回転式	1	φ9.5~20	¥1,400
0-7078-11	特大	1	φ10~20	¥1,400
0-7078-12	G型	1	φ9.5~19	¥640
0-7078-13	C型	1	φ13	¥600

◆仕様 ●材質:合金ダイキャスト



ステンレス角型ムッフ

コードNo.	型番	入数	適合パイプ(mm)	価格(税抜)
0-7077-01	T-13A	1	φ6~13	¥3,350
0-7077-02	T-18A	1	φ10~18	¥5,880

◆仕様 ●材質:ステンレス(SUS304)

- ステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
- T-18Aはネジ先端にツメが付いているため、パイプなどを容易に固定できます。



チェーンクランプ

コードNo.	型番	入数	適合パイプ(mm)	全長×パイプ径(mm)	価格(税抜)
0-7090-01	No.1	1	φ50~200	165 × φ13	¥4,450
0-7090-03	No.3	1	φ100~300	300 × φ13	¥7,420

◆仕様 ●材質:ダイキャスト合金 柄、チェーン/ステンレス(SUS304)

- ビーカーなど、径の大きな容器も固定することができます。



丸型クランプ

コードNo.	型番	入数	適合パイプ(mm)	全長×パイプ径(mm)	価格(税抜)
0-7083-01	小	1	φ15~35	208 × φ10	¥1,100
0-7083-02	中	1	φ25~45	213 × φ11	¥1,100
0-7083-03	大	1	φ35~70	290 × φ11	¥1,460
0-7083-05	SH型 黒	1	φ15~35	210 × φ10	¥1,650

◆仕様 ●材質:小、中、大、特大/ダイキャスト合金

SH型/ヒドロナリウム合金(アルマイト加工)

- SH型、従来品より軽量で、強度、耐蝕性に優れたムッフです。



試験用ステンレスふるい(JIS Z 8801準拠)

コードNo.	ISO	7061-	7062-	7063-	7064-	7065-	7066-	7067-
JIS Z-8801	目開き	内径φ75 ×内高20(mm)	内径φ150 ×内高60(mm)	内径φ200 ×内高45(mm)	内径φ200 ×内高60(mm)	内径φ300 ×内高100(mm)	内径φ350 ×内高100(mm)	内径φ400 ×内高100(mm)
01	125.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
02	106.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
03	90.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
04	75.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
05	63.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
06	53.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
07	45.0mm	—	—	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
08	37.5mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
09	31.5mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
10	26.5mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
11	22.4mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
12	19.0mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
13	16.0mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
14	13.2mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
15	11.2mm	—	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
16	9.50mm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥18,000	¥22,000	¥28,000
17	8.00mm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥15,000	¥19,000	¥24,000
18	6.70mm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥15,000	¥19,000	¥24,000
19	5.60mm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥15,000	¥19,000	¥24,000
20	4.75mm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥15,000	¥19,000	¥24,000
21	4.00mm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥15,000	¥19,000	¥24,000
22	3.35mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
23	2.80mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
24	2.36mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
25	2.00mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
26	1.70mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
27	1.40mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
28	1.18mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
29	1.00mm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
30	850μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
31	710μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
32	600μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
33	500μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
34	425μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
35	355μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
36	300μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
37	250μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
38	212μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
39	180μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
40	150μm	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥14,000	¥18,000	¥23,000
41	125μm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥14,000	¥18,000	¥23,000
42	106μm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥14,000	¥18,000	¥23,000
43	90μm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥14,000	¥18,000	¥23,000
44	75μm	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥14,000	¥18,000	¥23,000
45	63μm	¥4,400	¥7,000	¥7,200	¥7,200	¥19,000	¥22,000	¥27,000
46	53μm	¥5,400	¥7,600	¥7,800	¥7,800	¥21,000	¥24,000	¥29,000
47	45μm	¥6,400	¥9,400	¥9,600	¥9,600	¥26,000	¥29,000	¥34,000
48	38μm	¥9,400	¥14,400	¥14,600	¥14,600	¥36,000	¥41,000	¥50,000
49	32μm	¥12,800	¥27,000	¥29,000	¥29,000	—	—	—
50	25μm	¥15,000	¥30,000	¥32,000	¥32,000	—	—	—
51	20μm	¥26,000	¥74,000	¥76,000	¥76,000	—	—	—
52	受器・蓋	¥3,000	¥5,000	¥5,200	¥5,200	¥17,000	¥19,000	¥24,000
53	受器のみ	¥1,800	¥3,400	¥3,600	¥3,600	¥12,000	¥14,000	¥17,000
54	蓋のみ	¥1,600	¥2,000	¥2,200	¥2,200	¥9,000	¥11,000	¥14,000
55	中間受器	¥3,200	¥5,400	¥5,600	¥5,600	¥15,000	¥19,000	¥24,000

◆仕様

- 材質: 枠/SUS304、
金網(目開き150μm~125mm)/SUS304、
金網(目開き20μm~125μm)/SUS316



チューブ
ビペット
スポイト
磁製器具
ガラス
樹脂器具
金属器具
保護/安全
金属器具
樹脂器具
分離/分注器具
理化学汎用器具
設備/運搬
クリーン環境用品
ラボリアクター
耐圧反応容器

保護／安全

- ・白衣／エプロン ・マスク ・キャップ
- ・アームカバー ・シューズカバー

ディスポ白衣

コードNo.	型番	タイプ	入数	サイズ	肩幅×袖丈×身丈 (cm)	価格(税抜)
0-7055-11	AFWZ-M	ジッパー	1枚	M	66×47×104	¥390
0-7055-21	AFWZ-M/50	ジッパー	50枚/箱	M	66×47×104	¥17,800
0-7055-12	AFWZ-L	ジッパー	1枚	L	67×55×110	¥420
0-7055-22	AFWZ-L/50	ジッパー	50枚/箱	L	67×55×110	¥19,000
0-7055-13	AFWZ-LL	ジッパー	1枚	LL	68×55×110	¥450
0-7055-23	AFWZ-LL/50	ジッパー	50枚/箱	LL	68×55×110	¥20,300
0-7055-14	AFWM-M	マジックテープ	1枚	M	66×47×104	¥370
0-7055-24	AFWM-M/50	マジックテープ	50枚/箱	M	66×47×104	¥16,800
0-7055-15	AFWM-L	マジックテープ	1枚	L	67×55×110	¥400
0-7055-25	AFWM-L/50	マジックテープ	50枚/箱	L	67×55×110	¥18,000
0-7055-16	AFWM-LL	マジックテープ	1枚	LL	68×55×110	¥430
0-7055-26	AFWM-LL/50	マジックテープ	50枚/箱	LL	68×55×110	¥19,400

◆仕様 ● PP不織布

- ソフトな着心地で、通気性も抜群です。
- 着脱に便利なマジックテープ(前留め)を採用しています(型番:AFWMシリーズ)。
- 着脱に便利なジッパー(前留め)を採用しています(型番:AFWZシリーズ)。



感染症対策セット

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-7326-01	ICM-01	1	¥880

◆仕様 ● セット内容(各1)

袖付きPEエプロン:袖丈×身丈×着丈(cm):90×85×115
 ナースキャップホワイト:フリーサイズ
 サージカルマスク:175×90mm、PP不織布
 PEシューズカバー:フリーサイズ
 ニトリルグローブ:Lサイズ(1双)

- 院内、施設内での感染拡大を予防する感染対策セットです。
- 医療従事者の方や患者様も含め、二次感染のリスクを軽減します。



構成品



梱包イメージ

袖付PEエプロン

コードNo.	型番	入数(箱)	サイズ	価格(税抜)
0-7051-02	ASPE-F	50枚/箱	フリー	¥9,750

- ポリエチレン製ですので水仕事に適しています。
- 袖口はゴムが入っていますので、ぴったりフィットし、外部からの汚染を防ぐ事が出来ます。



サージカルマスク

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-4137-03	ASM-R	50枚/箱	175×90	¥680

◆仕様

- 材質:PP不織布 ● 色:ブルー
- BFE98%以上の、十分なバリア性と快適性を持っています。

サージカルマスク(中間プレート入)

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-4137-01	ブルー(ASM-RA)	50枚/箱	170×90	¥1,850
0-4137-02	ピンク(ASM-RP)	50枚/箱	150×90	¥1,650

- 中間にフィルターが入っている3層構造で、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。



クリーンマスク

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-7093-01	クリーンマスク	100枚/箱	¥1,800

◆仕様

- 材質:ポリエステル100% ● ケース入数量:100枚/箱×40箱入り
- 食品衛生に関する安全規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
- オートクレーブ及びEOG滅菌ができます。
- 集塵性もよく、通気性にも優れています。



2plyマスク

コードNo.	型番	入数	ゴムの長さ	価格(税抜)
0-7060-01	AM-2P	50枚/箱	フリー 丸ゴム	¥590

◆仕様

- サイズ:175×90mm
- 材質はPP(ポリプロピレン)、спанボンド(2枚重ね)製ですので安価です。
- ノーズグリップは樹脂性ですので分別廃棄をする必要がありません。



活性炭マスク

コードNo.	型番	入数	ゴムの長さ	価格(税抜)
0-7058-01	AM-AC	50枚/箱	フリー 丸ゴム	¥4,900

◆仕様

- サイズ:175×90mm
- 優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。
- 日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。
- 1枚ずつポリエチレンの袋に入っていますので、長く保管できます。
- 活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。



ホワイトキャップ

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7059-01	ANC-w	100枚/箱	フリー	¥1,680

- 毛髪の脱落防止に役立ち、清潔感を保てます。
- 材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。



アームカバー

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	価格(税抜)
0-7054-01	AAC-F	100枚/箱	455	¥5,800

◆仕様

- 材質:PP(ポリプロピレン)不織布
- 表面がポリエチレンコーティングしており、裏面はPP不織布製になっていますので、耐久性に優れており夏に汗をかいてもべつつきません。



シューズカバーロング

コードNo.	型番	入数	サイズ	価格(税抜)
0-7218-01	ABC-R	50枚/箱	フリー	¥8,400

- 生地は撥水/防水加工で、膝下までのロングタイプです。
- 靴底は滑り止め加工。



PEシューズカバー

コードNo.	型番	入数	サイズ	価格(税抜)
0-7052-01	APE-SC	100枚/箱	フリー	¥2,200

- ポリエチレン製の安価なシューズカバーです。
- エンボス加工してありますので、滑り止めの効果があります。



チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属器具

樹脂器具

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

金属容器

- ・各種ステンレス容器／電解研磨処理／酸洗浄済
- ・バット
- ・ポット
- ・ステンレスビーカー
- ・ステンレストンク
- ・アルミカップ
- ・運搬用台車

ステンレス深型組バット

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-7341-01	4400m	ミニ号	1	104×68×58	80×45	0.3	80	¥490
0-7341-02	4400m0	M0号	1	122×87×59	100×65	0.45	105	¥560
0-7341-03	44000	0号	1	136×105×60	110×80	0.65	130	¥620
0-7341-04	4400s	S号	1	162×111×67	135×85	0.9	200	¥1,010
0-7341-05	44001	1号	1	179×119×67	150×90	1	220	¥1,060
0-7341-06	44002	2号	1	191×137×72	160×105	1.3	270	¥1,210
0-7341-07	44003	3号	1	211×152×76	175×120	1.9	320	¥1,420
0-7341-08	44004	4号	1	225×170×78	190×140	2.5	380	¥1,510
0-7341-09	44005	5号	1	267×188×82	230×150	3.2	480	¥1,740
0-7341-10	44006	6号	1	296×203×83	260×170	4	560	¥2,040
0-7341-11	44007	7号	1	328×228×90	290×190	5	675	¥2,330
0-7341-12	44008	8号	1	346×240×90	310×205	6	715	¥2,540
0-7341-13	44009	9号	1	362×257×92	325×220	7	775	¥2,740
0-7341-14	44010	10号	1	405×285×95	365×245	9	1,140	¥3,730
0-7341-15	44011	11号	1	435×314×100	390×275	11	1,290	¥4,460
0-7341-16	44012	12号	1	475×343×113	430×300	16	1,615	¥5,830
0-7341-17	44013	13号	1	514×372×125	470×330	21	2,225	¥7,250
0-7341-18	44014-1	14号(手付)	1	557×397×154	500×350	30	2,705	¥11,250
0-7341-19	44016-1	16号(手付)	1	635×447×183	580×390	46	3,550	¥17,420



ステンレス深型組バット 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7342-01	4420m	ミニ号	1	115×76×10	0.5	45	¥340
0-7342-02	4420m0	M0号	1	132×97×10	0.5	65	¥340
0-7342-03	44200	0号	1	146×114×10	0.5	80	¥360
0-7342-04	4420s	S号	1	174×123×10	0.5	100	¥370
0-7342-05	44201	1号	1	190×129×10	0.5	105	¥400
0-7342-06	44202	2号	1	202×147×10	0.5	135	¥440
0-7342-07	44203	3号	1	222×162×10	0.5	160	¥500
0-7342-08	44204	4号	1	237×183×10	0.5	185	¥650
0-7342-09	44205	5号	1	279×198×11	0.5	245	¥790
0-7342-10	44206	6号	1	308×212×11	0.5	280	¥960
0-7342-11	44207	7号	1	337×237×11	0.5	355	¥1,100
0-7342-12	44208	8号	1	355×249×12	0.5	380	¥1,210
0-7342-13	44209	9号	1	373×267×12	0.6	505	¥1,320
0-7342-14	44210	10号	1	415×296×13	0.6	625	¥1,600
0-7342-15	44211	11号	1	446×325×13	0.6	735	¥2,050
0-7342-16	44212	12号	1	485×355×13	0.6	875	¥2,440
0-7342-17	44213	13号	1	530×392×13	0.6	1,015	¥2,910
0-7342-18	44214	14号	1	570×413×13	0.6	1,215	¥3,330
0-7342-19	44216	16号	1	650×459×13	0.6	1,745	¥4,140

◆仕様

- 材質:SUS304(18-8ステンレス)
- バット板厚(mm):0.5(-01~03)/0.6(-04~13)/0.7(-14~16)/0.8(-17~19)

- 蓋を組み合わせると積み重ねができ、限られたスペースを有効にお使い頂けます(蓋は別売)。



ステンレスバット蓋付き(ミニ仲子入り)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	蓋外寸(mm)	中子外寸(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7384-01	66603	3ヶ入	1	205×109×62	212×114×63	222×122×12	104×68×58	560	¥3,450
0-7384-02	66604	4ヶ入横長型	1	274×105×62	283×112×63	288×122×12		750	¥4,430
0-7384-03	66605	4ヶ入田型	1	215×140×62	223×147×63	227×153×12		725	¥4,430
0-7384-04	66606	6ヶ入	1	320×138×62	328×147×63	335×157×12		1,055	¥6,010
0-7384-05	66607	8ヶ入横長型	1	427×138×62	435×145×63	441×155×12		1,405	¥7,920
0-7384-06	66608	8ヶ入田型	1	275×215×62	282×222×63	292×230×12		1,335	¥7,920
0-7384-07	66612	12ヶ入	1	323×277×62	330×284×63	334×292×12		1,925	¥11,310

※小分けの中子(バット)は、ステンレス深型組バットミニ号と同等品を使用しています。

ステンレスバット蓋付き(仲子入り)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	蓋外寸(mm)	中子外寸(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7344-01	66702	2ヶ入	1	215×140×62	223×147×63	227×153×12	136×105×60	660	¥3,450
0-7344-02	66703	3ヶ入	1	320×138×62	328×147×63	335×157×12		975	¥4,850
0-7344-03	66704	4ヶ入横長型	1	427×138×62	435×145×63	441×155×12		1,275	¥6,220
0-7344-04	66740	4ヶ入田型	1	275×215×62	282×222×63	292×230×12		1,230	¥6,220
0-7344-05	66705	5ヶ入	1	530×135×62	543×148×63	550×156×12		1,640	¥7,790
0-7344-06	66706	6ヶ入	1	323×277×62	330×284×63	334×292×12		1,750	¥8,890

※小分けの中子(バット)は、ステンレス深型組バット0号と同等品を使用しています。

ステンレスバット蓋付き(中型仲子入り)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	蓋外寸(mm)	中子外寸(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7385-01	66802	2ヶ入	1	223×163×71	230×170×72	240×182×12	162×111×67	815	¥4,630
0-7385-02	66803	3ヶ入	1	334×163×71	342×170×72	348×178×12		1,190	¥6,670
0-7385-03	66804	4ヶ入横長型	1	443×163×71	452×170×72	461×177×12		1,575	¥8,470
0-7385-04	66840	4ヶ入田型	1	324×220×71	333×228×72	341×231×12		1,500	¥8,470
0-7385-05	66806	6ヶ入	1	333×323×71	340×331×72	351×343×12		2,160	¥11,860

※小分けの中子(バット)は、ステンレス深型組バットS号と同等品を使用しています。

ステンレスバット蓋付き(大型仲子入り)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	蓋外寸(mm)	中子外寸(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7386-01	66902	2ヶ入	1	239×184×71	248×192×72	254×198×12	179×119×67	925	¥5,390
0-7386-02	66903	3ヶ入	1	360×184×71	368×191×72	373×197×12		1,365	¥7,810
0-7386-03	66904	4ヶ入横長型	1	477×183×71	488×190×72	494×199×12		1,750	¥10,080
0-7386-04	66940	4ヶ入田型	1	358×237×71	368×246×72	375×255×12		1,750	¥10,080
0-7386-05	66906	6ヶ入	1	360×360×71	369×369×72	375×375×12		2,660	¥12,700

※小分けの中子(バット)は、ステンレス深型組バット1号と同等品を使用しています。

◆仕様

● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.5

- 蓋と小分けのバットがセットになっています。
- 試料を小分けに整理する事ができます。
- 蓋付きの為、衛生的に使用できます。
- 小分けのバットを取り出せるので、お手入れがラクです。



※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文: TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金庫/金庫

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

ステンレス角バット(深型)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)	価格(税抜)
0-7347-01	33002	2枚取	1	625×410×152	640×425×153	575×360	33	3,115	¥14,470
0-7347-02	33003	3枚取	1	566×407×112	581×422×113	500×340	22.4	2,215	¥6,690
0-7347-03	33004	4枚取	1	563×353×91	573×364×92	500×290	16	1,815	¥5,440
0-7347-04	33006	6枚取	1	464×320×83	477×335×84	415×270	11	1,205	¥3,310
0-7347-05	33008	8枚取	1	393×278×64	408×290×65	350×230	6	765	¥2,320
0-7347-06	33010	10枚取	1	339×254×59	352×265×60	305×220	4.7	620	¥1,820
0-7347-07	33012	12枚取	1	307×239×52	322×251×53	270×200	3.3	515	¥1,560
0-7347-08	33015	15枚取	1	283×219×48	295×230×49	255×195	2.8	430	¥1,370
0-7347-09	33018	18枚取	1	255×194×42	267×205×43	230×170	1.9	345	¥1,170
0-7347-10	33021	21枚取	1	234×188×36	247×200×37	210×165	1.4	290	¥990
0-7347-11	33024	キャビネット	1	199×159×32	210×170×33	170×135	0.8	175	¥700
0-7347-12	33027	カード判	1	175×130×29	187×140×30	150×105	0.6	130	¥640
0-7347-13	33030	手札判	1	146×117×26	156×126×27	125×95	0.4	105	¥580

ステンレス角バット(浅型)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)	価格(税抜)
0-7348-01	33102	2枚取	1	625×410×74	640×425×75	580×370	16.5	2,200	¥7,730
0-7348-02	33103	3枚取	1	564×406×74	579×420×75	520×364	15	1,845	¥6,830
0-7348-03	33104	4枚取	1	563×351×65	578×365×66	515×305	10.7	1,695	¥5,210
0-7348-04	33106	6枚取	1	461×318×47	478×335×48	430×285	6	1,020	¥3,220
0-7348-05	33108	8枚取	1	391×276×38	405×290×39	370×250	3.5	660	¥2,290
0-7348-06	33110	10枚取	1	339×254×39	353×265×40	315×230	3	550	¥1,830
0-7348-07	33112	12枚取	1	307×239×40	322×252×41	285×215	2.6	495	¥1,670
0-7348-08	33115	15枚取	1	282×219×40	295×231×41	260×195	2.2	410	¥1,400
0-7348-09	33118	18枚取	1	254×193×37	268×205×38	235×170	1.4	335	¥1,190
0-7348-10	33121	21枚取	1	234×188×29	248×200×30	210×165	1.1	285	¥1,010

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
 ● バット板厚(mm):0.8(-01~03)/0.7(-04)/0.6(-05~10)/0.5(-11~13)
 ● 0-7347-01のみ取手付きです。


- 耐久性のあるベーシックな形状のステンレス角バットです。
 ● 同サイズでピッタリ重なるので、コンパクトに収納が可能です。
 ● 別売りの蓋、アミを組み合わせることによって、用途が多様に広がります。
 ● 角バット蓋を組み合わせると積み重ねができ、限られたスペースを有効にお使い頂けます(蓋は別売)。



ステンレス角バット アミ

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7370-01	33302	2枚取	1	571×356×13	16	890	¥2,850
0-7370-02	33303	3枚取	1	514×354×13	16	785	¥2,600
0-7370-03	33304	4枚取	1	513×307×12	13	455	¥2,440
0-7370-04	33306	6枚取	1	428×278×10	16	275	¥1,250
0-7370-05	33308	8枚取	1	364×242×10	16	205	¥950
0-7370-06	33310	10枚取	1	303×223×10	16	170	¥820
0-7370-07	33312	12枚取	1	282×213×10	16	160	¥750
0-7370-08	33315	15枚取	1	255×195×10	15	150	¥640
0-7370-09	33318	18枚取	1	229×170×10	15	100	¥540
0-7370-10	33321	21枚取	1	210×166×10	15	90	¥470
0-7370-11	33324	キャビネット	1	173×133×10	15	50	¥410
0-7370-12	33327	カード判	1	160×116×13	15	25	¥400
0-7370-13	33330	手札判	1	136×106×13	15	20	¥380

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)



ステンレス角バット 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7349-01	33202	2枚取	1	645×432×21	651×438×22	0.7	1,730	¥7,340
0-7349-02	33203	3枚取	1	589×429×20	593×433×21	0.7	1.56	¥6,390
0-7349-03	33204	4枚取	1	580×372×20	585×376×21	0.7	1,340	¥4,340
0-7349-04	33206	6枚取	1	479×335×17	483×339×18	0.6	850	¥2,820
0-7349-05	33208	8枚取	1	406×292×16	412×298×17	0.6	650	¥2,080
0-7349-06	33210	10枚取	1	358×270×16	360×272×17	0.5	445	¥1,600
0-7349-07	33212	12枚取	1	323×254×16	327×258×17	0.5	390	¥1,480
0-7349-08	33215	15枚取	1	298×233×16	302×237×17	0.5	330	¥1,320
0-7349-09	33218	18枚取	1	268×207×16	270×209×17	0.5	280	¥1,100
0-7349-10	33221	21枚取	1	253×205×16	257×208×17	0.5	260	¥920
0-7349-11	33224	キャビネット	1	213×173×15	217×177×16	0.5	195	¥620

◆仕様 ●材質:SUS304(18-8ステンレス)



カラー取手付角バット

コードNo.	型番	規格・取手色	入数	外寸(mm)	取手サイズ(mm)	板厚(mm)	価格(税抜)
0-7381-01	33606-B	6枚取・青	1	476×332×82	155×20	0.7	¥4,800
0-7381-02	33606-G	6枚取・緑	1	476×332×82	155×20	0.7	¥4,800
0-7381-03	33606-R	6枚取・赤	1	476×332×82	155×20	0.7	¥4,800
0-7381-04	33606-Y	6枚取・黄	1	476×332×82	155×20	0.7	¥4,800
0-7381-05	33608-B	8枚取・青	1	406×292×65	155×20	0.6	¥3,400
0-7381-06	33608-G	8枚取・緑	1	406×292×65	155×20	0.6	¥3,400
0-7381-07	33608-R	8枚取・赤	1	406×292×65	155×20	0.6	¥3,400
0-7381-08	33608-Y	8枚取・黄	1	406×292×65	155×20	0.6	¥3,400
0-7381-09	33610-B	10枚取・青	1	350×265×60	125×19	0.6	¥2,650
0-7381-10	33610-G	10枚取・緑	1	350×265×60	125×19	0.6	¥2,650
0-7381-11	33610-R	10枚取・赤	1	350×265×60	125×19	0.6	¥2,650
0-7381-12	33610-Y	10枚取・黄	1	350×265×60	125×19	0.6	¥2,650
0-7381-13	33612-B	12枚取・青	1	321×250×53	125×19	0.6	¥2,350
0-7381-14	33612-G	12枚取・緑	1	321×250×53	125×19	0.6	¥2,350
0-7381-15	33612-R	12枚取・赤	1	321×250×53	125×19	0.6	¥2,350
0-7381-16	33612-Y	12枚取・黄	1	321×250×53	125×19	0.6	¥2,350
0-7381-17	33615-B	15枚取・青	1	295×230×48	125×19	0.6	¥2,010
0-7381-18	33615-G	15枚取・緑	1	295×230×48	125×19	0.6	¥2,010
0-7381-19	33615-R	15枚取・赤	1	295×230×48	125×19	0.6	¥2,010
0-7381-20	33615-Y	15枚取・黄	1	295×230×48	125×19	0.6	¥2,010
0-7381-21	33618-B	18枚取・青	1	267×203×43	95×18	0.6	¥1,800
0-7381-22	33618-G	18枚取・緑	1	267×203×43	95×18	0.6	¥1,800
0-7381-23	33618-R	18枚取・赤	1	267×203×43	95×18	0.6	¥1,800
0-7381-24	33618-Y	18枚取・黄	1	267×203×43	95×18	0.6	¥1,800
0-7381-25	33621-B	21枚取・青	1	248×200×36	95×18	0.6	¥1,470
0-7381-26	33621-G	21枚取・緑	1	248×200×36	95×18	0.6	¥1,470
0-7381-27	33621-R	21枚取・赤	1	248×200×36	95×18	0.6	¥1,470
0-7381-28	33621-Y	21枚取・黄	1	248×200×36	95×18	0.6	¥1,470

◆仕様 ●材質:本体/SUS304(18-8ステンレス) 取手/PP(ポリプロピレン)

●ステンレス角バット用の蓋が使用できます。

※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文: TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金網器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

深型長バット

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)	価格(税抜)
0-7358-01	55017	170型	1	170×129×73	140×100	1.2	230	¥1,390
0-7358-02	55022	220型	1	221×150×76	190×120	1.9	340	¥1,670
0-7358-03	55027	270型	1	270×166×79	240×135	2.8	420	¥2,080
0-7358-04	55032	320型	1	321×186×85	290×155	4	550	¥2,360
0-7358-05	55037	370型	1	372×202×98	335×165	6	835	¥3,320
0-7358-06	55042	420型	1	420×219×115	380×180	9	1,085	¥4,710
0-7358-07	55047	470型	1	469×253×123	435×220	12.2	1,330	¥5,280
0-7358-08	55052	520型	1	518×278×131	485×245	16.6	1,540	¥6,280



浅型長バット

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)	価格(税抜)
0-7359-01	55122	220型	1	223×150×49	180×110	1.1	240	¥1,420
0-7359-02	55127	270型	1	273×168×53	230×125	1.7	320	¥1,780
0-7359-03	55132	320型	1	323×187×60	275×140	2.6	420	¥2,030
0-7359-04	55137	370型	1	371×200×65	325×155	3.7	555	¥2,840
0-7359-05	55142	420型	1	420×222×73	375×175	4.8	830	¥4,020
0-7359-06	55147	470型	1	469×255×80	415×200	7.5	1,095	¥4,500
0-7359-07	55152	520型	1	518×278×88	465×225	10.5	1,210	¥5,330



長バット 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7360-01	55217	170型	1	183×143×12	0.5	115	¥550
0-7360-02	55222	220型	1	232×162×12	0.5	165	¥710
0-7360-03	55227	270型	1	280×176×12	0.5	220	¥890
0-7360-04	55232	320型	1	332×197×12	0.5	280	¥1,140
0-7360-05	55237	370型	1	382×212×12	0.5	345	¥1,330
0-7360-06	55242	420型	1	431×231×12	0.5	415	¥1,600
0-7360-07	55247	470型	1	480×264×12	0.5	540	¥2,060
0-7360-08	55252	520型	1	530×290×12	0.5	655	¥2,560

◆仕様

- 材質:SUS304(18-8ステンレス)
- バット板厚(mm):0.6(-01~04)/0.7(-05~08)
- 幅を抑えた横長形状なので、細長い試料を入れる際に便利です。
- 長バット蓋(別売り)を組み合わせると、積み重ねが可能となり、限られたスペースを有効にお使い頂けます。

大型ステンレスバット(取手付き)

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)	価格(税抜)
0-7353-01	22006-1	特大・深型・12cm	1	655×440×118	630×415	25	3,030	¥11,950
0-7353-02	22007-1	特大・浅型・9cm	1	655×440×88	630×415	17	2,750	¥10,970
0-7353-03	22008-1	大・深型・11cm	1	551×372×113	525×340	16	2,305	¥10,350
0-7353-04	22009-1	大・浅型・8cm	1	551×372×83	525×340	10	2,090	¥9,580
0-7353-05	22106-1	中・深型・11cm	1	465×345×115	435×320	13	1,660	¥9,240
0-7353-06	22107-1	中・浅型・8cm	1	465×345×78	435×320	7	1,495	¥8,520
0-7353-07	22108-1	小・深型・11cm	1	368×285×113	340×260	8	1,325	¥7,860
0-7353-08	22109-1	小・浅型・8cm	1	368×285×82	340×260	5	1,120	¥7,220



大型ステンレスバット(取手付き) 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7353-11	22209	特大	1	663×450×25	0.6	1,580	¥5,440
0-7353-12	22208	大	1	558×378×24	0.6	1,145	¥4,040
0-7353-13	22207	中	1	475×355×24	0.6	930	¥3,330
0-7353-14	22206	小	1	375×293×18	0.6	600	¥2,850

◆仕様

- 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● バット板厚(mm):0.7(-01~04)/0.6(-05~08)
- バットのフチ部分は、フチ巻きの形状となります。
- バット大/中/小…バット用取手大(可動ハンドル)付き。
- バット特大…ストッパーハンドル大(可動ハンドル・ストッパー仕様)付き。
- 蓋は別売です。
- 深いひも出しで重なりが良く、スタッキングの安定性も抜群です。



サニタリー番重バット(電解研磨仕上)

コードNo.	型番	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(L)	重量(g)	取手	価格(税抜)
0-7391-01	22706-1	1	640×425×117	667×447×120	630×415	25	3,030	A取手	¥11,950
0-7391-02	22707-1	1	640×425×87	667×447×90	630×415	17	2,700	A取手	¥10,970
0-7391-03	22708-1	1	534×354×109	558×377×110	525×340	16	2,310	B取手	¥10,940
0-7391-04	22709-1	1	534×354×79	558×377×80	525×340	10	2,100	B取手	¥10,350
0-7391-05	22710-1	1	534×354×139	558×377×140	525×340	21	2,480	B取手	¥9,590
0-7391-06	22806-1	1	452×332×109	476×356×110	435×320	13	1,660	B取手	¥9,250
0-7391-07	22807-1	1	452×332×79	476×356×80	435×320	7	1,500	B取手	¥8,520
0-7390-01	22706	1	640×425×117	667×447×120	630×415	25	2,750	無	¥10,530
0-7390-02	22707	1	640×425×87	667×447×90	630×415	17	2,420	無	¥9,550
0-7390-03	22708	1	534×354×109	558×377×110	525×340	16	2,020	無	¥9,520
0-7390-04	22709	1	534×354×79	558×377×80	525×340	10	1,810	無	¥8,930
0-7390-05	22710	1	534×354×139	558×377×140	525×340	21	2,190	無	¥8,160
0-7390-06	22806	1	452×332×109	476×356×110	435×320	13	1,380	無	¥7,830
0-7390-07	22807	1	452×332×79	476×356×80	435×320	7	1,170	無	¥7,100

サニタリー番重バット 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7392-01	22219	特大	1	680×456×10	0.8	2,100	¥5,590
0-7392-02	22218	大	1	565×385×10	0.8	1,475	¥4,630
0-7392-03	22217	小	1	485×365×10	0.8	1,190	¥3,920

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
 ● バット板厚(mm):0.7(-01~05)/0.6(-06~07)
 ● 専用蓋は別売です。

- 衛生面を考慮した電解研磨仕上げを施しています。
- 積み重ねる事で、限られたスペースを有効にお使い頂けます。
- 縁巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい製品です。
- 底面エンボスを無くし、洗浄も容易な衛生対応にしました。



A取手

B取手



積み重ね例

運搬バット

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(L)	重量(g)	価格(税抜)
0-7356-01	33032	2枚取	1	625×410×152	640×425×153	575×360	33	4,160	¥17,110
0-7356-02	33033	3枚取	1	566×407×112	581×422×113	500×340	22	3,345	¥11,930
0-7356-03	33034	4枚取	1	563×353×91	573×364×92	500×290	16	3,005	¥9,580

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.8
- 運搬に幅広く使われている大型バットです。
 - 持ち運びに便利なハンドルが付いています。
 - ハンドルを内側に倒すことで、同サイズのスタッキングが可能となります。
 - 角バット用蓋(コード番号:0-7349)、アミ(コード番号:0-7370)を組み合わせると積み重ねができ、限られたスペースを有効にお使い頂けます(蓋は別売)。



積み重ね例




ステンレス角バット 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7349-01	33202	2枚取	1	645×432×21	651×438×22	0.7	1,730	¥7,340
0-7349-02	33203	3枚取	1	589×429×20	593×433×21	0.7	1,56	¥6,390
0-7349-03	33204	4枚取	1	580×372×20	585×376×21	0.7	1,340	¥4,340



ステンレス角バット アミ

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7370-01	33302	2枚取	1	571×356×13	16	890	¥2,850
0-7370-02	33303	3枚取	1	514×354×13	16	785	¥2,600
0-7370-03	33304	4枚取	1	513×307×12	13	455	¥2,440



※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文: TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金網器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

積み重ね式ステンバット(5段フタ付き)

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	底面(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7351-01	70002-大	1式	413×312×50	390×290	0.5	770	¥19,830
0-7351-02	70001-小	1式	347×270×52	325×245	0.5	615	¥17,340

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)

- 積み重ねる事で、限られたスペースを有効にお使い頂けます。
- 外側のコーナーにスタッキング用の足が溶接されています。



積み重ね式ステンバット

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7352-01	70003	特大H50	1	460×350×49	473×362×50	450×340	1,165	¥4,670
0-7352-02	70002	大H50	1	400×300×49	413×312×50	390×290	770	¥3,630
0-7352-03	70001	小H50	1	335×255×51	347×270×52	325×245	615	¥3,180
0-7352-04	70002-60	大H60	1	400×300×59	413×312×60	390×290	790	¥4,000
0-7352-05	70002-40	大H40	1	400×300×39	413×312×40	390×290	710	¥3,580
0-7352-06	70001-60	小H60	1	335×255×62	347×270×63	325×245	655	¥3,460
0-7352-07	70001-40	小H40	1	335×255×41	347×270×42	325×245	550	¥3,120



積み重ね式ステンバット 蓋

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	内寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7352-11	70006	特大	1	480×370×12	474×364×11	0.5	750	¥2,270
0-7352-12	70005	大	1	420×320×11	415×315×10	0.5	565	¥1,710
0-7352-13	70004	小	1	355×275×11	350×270×10	0.5	410	¥1,480

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● バット板厚(mm):0.6(-01)/0.5(-02~07)
● 専用蓋は別売です。

- 積み重ねる事で、限られたスペースを有効にお使い頂けます。
- 外側のコーナーにスタッキング用の足が溶接されています。



ステン角型バット(ケーキバット)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)	価格(税抜)
0-7345-01	77008	8インチ	1	190×130×17	197×137×18	175×115	0.35	155	¥520
0-7345-02	77009	9インチ	1	210×145×17	215×151×18	195×130	0.4	190	¥570
0-7345-03	77010	10インチ	1	250×170×17	257×177×18	235×155	0.6	240	¥670
0-7345-04	77011	11インチ	1	279×194×18	285×200×19	265×180	0.8	300	¥760
0-7345-05	77012	12インチ	1	311×222×21	317×229×22	295×205	1	405	¥950
0-7345-06	77014	14インチ	1	342×242×21	348×250×22	325×225	1.3	455	¥1,200
0-7345-07	77015	15インチ	1	376×276×21	385×284×22	355×255	1.5	660	¥1,470
0-7345-08	77016	16インチ	1	406×296×21	414×304×22	390×280	1.8	755	¥1,710
0-7345-09	77017	17インチ	1	430×315×22	437×324×23	410×295	2.2	1,005	¥2,310
0-7345-10	77018	18インチ	1	455×335×22	465×343×23	435×320	2.5	1,120	¥2,630
0-7345-11	77019	19インチ	1	477×350×22	488×360×23	460×335	3	1,215	¥2,930
0-7345-12	77020	20インチ	1	502×368×22	513×378×23	485×350	3.3	1,300	¥3,250
0-7345-13	77021	21インチ	1	527×387×22	537×398×23	510×370	3.7	1,460	¥3,560
0-7345-14	77022	22インチ	1	535×390×22	562×415×23	535×390	4.2	1,555	¥3,910

ステン角型バット(ケーキバット)用アミ

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7404-01	77308	8インチ	1	178×117×8	12	75	¥540
0-7404-02	77309	9インチ	1	195×132×8	12	80	¥610
0-7404-03	77310	10インチ	1	238×158×8	12	100	¥800
0-7404-04	77311	11インチ	1	268×181×8	12	105	¥890
0-7404-05	77312	12インチ	1	295×205×8	12	165	¥1,070
0-7404-06	77314	14インチ	1	325×226×8	12	185	¥1,250
0-7404-07	77315	15インチ	1	360×260×8	12	240	¥1,530
0-7404-08	77316	16インチ	1	390×280×8	12	270	¥1,840
0-7404-09	77317	17インチ	1	414×298×8	12	295	¥2,260
0-7404-10	77318	18インチ	1	437×318×8	12	325	¥2,490



◆仕様

- 材質:SUS430(18-0ステンレス)
- バット板厚(mm):0.6(-01~06)/0.7(-07~08)/0.8(-09~14)
- アミは別売です。

角型目盛付きポット

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	容量(ℓ)	目盛表示(ℓ)	取手	価格(税抜)
0-7350-01	12080	8cm	1	80×80×79	86×86×80	72×72	175	0.46	0.2/0.3	なし	¥2,020
0-7350-02	12090	9cm	1	90×90×89	96×96×90	80×80	230	0.7	0.2/0.3/0.4/0.5	なし	¥2,230
0-7350-03	12105	10.5cm	1	105×105×104	111×111×105	96×96	300	1.1	0.4/0.6/0.8	なし	¥2,730
0-7350-04	12120	12cm	1	120×120×119	126×126×120	112×112	405	1.6	0.4/0.6/0.8/1/1.2	なし	¥3,130
0-7350-05	12135	13.5cm	1	135×135×134	142×142×135	127×127	510	2.3	0.5/1/1.5/1.75	なし	¥3,530
0-7350-06	12150	15cm	1	150×150×149	157×157×150	141×141	685	3.1	0.8/1.2/1.6/2/2.4	なし	¥4,130
0-7350-07	12165	16.5cm	1	165×165×164	171×171×165	153×153	850	4.2	0.8/1.2/1.6/2/2.4/2.8/3.2	なし	¥4,750
0-7350-08	12180	18cm	1	180×180×179	186×186×180	168×168	1,015	5.3	1/2/3/4	なし	¥5,450
0-7350-09	12190	19cm	1	190×190×189	198×198×190	177×177	1,300	6.4	2/3/4/5	あり	¥6,650
0-7350-10	12210	21cm	1	210×210×209	216×216×210	200×200	1,570	8.6	2/3/4/5/6/7	あり	¥7,870
0-7350-11	12225	22.5cm	1	225×225×224	233×233×225	212×212	1,750	10.8	2/3/4/5/6/7/8	あり	¥9,330
0-7350-12	12240	24cm	1	240×240×239	249×249×240	231×231	2,160	12.6	3/4/5/6/7/8/9/10	あり	¥10,870
0-7350-13	12255	25.5cm	1	255×255×254	264×264×255	243×243	2,605	15.7	4/6/8/10/12	あり	¥12,480
0-7350-14	12270	27cm	1	270×270×269	279×279×270	257×257	2,835	18	4/6/8/10/12/14	あり	¥14,100
0-7350-15	12285	28.5cm	1	285×285×284	294×294×285	270×270	3,315	22	4/6/8/10/12/14/16	あり	¥16,100
0-7350-16	12300	30cm	1	300×300×299	310×310×300	288×288	3,690	25	6/8/10/12/14/16/18/20	あり	¥17,670

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
● ポット板厚(mm):0.6(-01~05)/0.7(-06~11)/0.8(-12)/0.9(-13~16)
- 内面は電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。
 - 繋ぎ目の無いプレスによる絞り加工です。
 - 蓋は本体の縁に引掛ける金具付きです(8cm、9cmは、引掛金具なし)。
 - 本体に目安目盛が付いています。
 - 本体の取手は、ストッパーがかかるので直接熱い所に手が触れません(19~30cm)。



ステン角型ポット(浅型)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	容量(ℓ)	取手	価格(税抜)
0-7361-01	127080	8cm	1	80×80×44	86×86×45	72×72	120	0.23	なし	¥1,170
0-7361-02	127090	9cm	1	90×90×49	96×96×50	80×80	160	0.34	なし	¥1,430
0-7361-03	127105	10.5cm	1	105×105×54	111×111×55	96×96	225	0.5	なし	¥1,580
0-7361-04	127120	12cm	1	120×120×64	126×126×65	112×112	300	0.8	なし	¥2,020
0-7361-05	127135	13.5cm	1	135×135×69	142×142×70	127×127	380	1.1	なし	¥2,200
0-7361-06	127150	15cm	1	150×150×79	157×157×80	141×141	495	1.6	なし	¥2,780
0-7361-07	127165	16.5cm	1	165×165×84	171×171×85	153×153	620	2	なし	¥3,000
0-7361-08	127180	18cm	1	180×180×94	186×186×95	168×168	725	2.8	なし	¥3,470
0-7361-09	127190	19cm	1	190×190×99	198×198×100	177×177	800	3.4	なし	¥4,630
0-7361-10	127210	21cm	1	210×210×129	216×216×130	200×200	1,205	5.2	あり	¥5,780
0-7361-11	127225	22.5cm	1	225×225×139	233×233×140	212×212	1,390	6.7	あり	¥6,750
0-7361-12	127240	24cm	1	240×240×169	249×249×170	231×231	1,840	9	あり	¥7,900
0-7361-13	127255	25.5cm	1	255×255×169	264×264×170	243×243	1,990	10.4	あり	¥9,050
0-7361-14	127270	27cm	1	270×270×179	279×279×180	257×257	2,350	12	あり	¥10,150
0-7361-15	127285	28.5cm	1	285×285×189	294×294×190	270×270	2,710	14.5	あり	¥11,550
0-7361-16	127300	30cm	1	300×300×199	310×310×200	288×288	3,035	16.2	あり	¥12,600

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
● ポット板厚(mm):0.6(-01~05)/0.7(-06~11)/0.8(-12)/0.9(-13~16)

- SUS304(18-8ステンレス)は錆に強く、耐久性があります。
- 内面は電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。
- 蓋は本体の縁に引掛ける金具付きです(8cm、9cmは、引掛金具なし)。
- 21~30cmのステン角型ポットは、本体に取手が付いています。
- 本体の取手は、ストッパーがかかるので直接熱い所に手が触れません。



※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉砕

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金網器具

樹脂器具

分離／注液器具

理化学汎用器具

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

角型パッキン式タンク(パッキン付き)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	容量(l)	目盛表示(l)	価格(税抜)
0-7357-01	16105	10.5cm	1	105×105×105	111×111×105	96×96	435	1.1	0.4/0.6/0.8	¥4,200
0-7357-02	16120	12cm	1	120×120×120	126×126×120	112×112	530	1.6	0.4/0.6/0.8/1/1.2	¥4,800
0-7357-03	16135	13.5cm	1	135×135×135	142×142×135	127×127	650	2.3	0.5/1/1.5/1.75	¥5,500
0-7357-04	16150	15cm	1	150×150×150	157×157×150	141×141	830	3.1	0.8/1.2/1.6/2/2.4	¥6,280
0-7357-05	16165	16.5cm	1	165×165×165	171×171×165	153×153	1,000	4.2	0.8/1.2/1.6/2/2.4/2.8/3.2	¥7,330
0-7357-06	16180	18cm	1	180×180×180	186×186×180	168×168	1,165	5.3	1/2/3/4	¥8,420
0-7357-07	16190	19cm	1	190×190×190	198×198×190	177×177	1,450	6.4	2/3/4/5	¥10,230
0-7357-08	16210	21cm	1	210×210×210	216×216×210	200×200	1,700	8.6	2/3/4/5/6/7	¥11,620
0-7357-09	16240	24cm	1	240×240×240	249×249×240	231×231	2,310	12.6	3/4/5/6/7/8/9/10	¥16,100
0-7357-10	16270	27cm	1	270×270×270	279×279×270	257×257	3,015	18	4/6/8/10/12/14	¥20,170
0-7357-11	16300	30cm	1	300×300×300	310×310×300	288×288	3,860	25	6/8/10/12/14/16/18/20	¥25,000

- ◆仕様 ● 材質:本体/SUS304(18-8ステンレス)、パッキン/シリコンゴム
● タンク板厚(mm):0.6(-01~03)/0.7(-04~08)/0.8(-09)/0.9(-10~11)

- 蓋裏の溝にシリコンパッキンが付いており、液体・粉末の保管や移動に便利です。
- SUS304(18-8ステンレス)は錆に強く、耐久性があります。
- 内面は電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。
- 蓋は本体の縁に引掛ける金具付きです。
- 19~30cmの角型パッキン式タンクは、本体にストッパー付の取手が付いています。

シリコンゴムパッキン



ステンレスタンク(フタ付き)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	容量(l)	取手	価格(税抜)
0-7343-01	11008	8cm	1	φ80×79	φ89×80	φ65	170	0.38	なし	¥1,040
0-7343-02	11009	9cm	1	φ90×89	φ99×90	φ75	205	0.55	なし	¥1,140
0-7343-03	11010	10cm	1	φ100×99	φ109×100	φ85	240	0.7	なし	¥1,460
0-7343-04	11012	12cm	1	φ120×119	φ130×120	φ105	350	1.4	なし	¥1,820
0-7343-05	11014	14cm	1	φ140×139	φ150×140	φ125	475	2.1	なし	¥2,260
0-7343-06	11016	16cm	1	φ160×159	φ170×160	φ145	600	3.3	なし	¥2,860
0-7343-07	11018	18cm	1	φ180×179	φ190×180	φ165	795	4.5	なし	¥3,660
0-7343-08	11020	20cm	1	φ200×199	φ210×200	φ180	1,010	6.2	あり	¥4,340
0-7343-09	11022	22cm	1	φ220×219	φ232×220	φ205	1,320	8.3	あり	¥5,230
0-7343-10	11024	24cm	1	φ240×239	φ250×240	φ220	1,545	11	あり	¥6,610
0-7343-11	11026	26cm	1	φ260×259	φ268×260	φ235	1,795	13	あり	¥8,180
0-7343-12	11028	28cm	1	φ280×279	φ290×280	φ250	2,400	17	あり	¥9,960
0-7343-13	11030	30cm	1	φ300×299	φ312×300	φ270	2,700	21	あり	¥11,760
0-7343-14	11033	33cm	1	φ330×329	φ340×330	φ300	3,220	26	あり	¥18,200
0-7343-15	11036	36cm	1	φ360×359	φ372×360	φ325	3,850	36	あり	¥21,780

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
● タンク板厚(mm):0.6(-01~08)/0.7(-09~11)/0.8(-12~15)

- 付属している蓋は、本体のフチに引掛ける金具付きです。



目盛付きステンレスタンク(フタ付き)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	容量(ℓ)	目盛表示(ℓ)	取手	価格(税抜)
0-7362-01	11010-1	10cm	1	φ100×99	φ109×100	φ85	240	0.7	0.2/0.4/0.6	なし	¥1,460
0-7362-02	11012-1	12cm	1	φ120×119	φ130×120	φ105	350	1.4	0.2/0.4/0.6/0.8/10/1.2	なし	¥1,820
0-7362-03	11014-1	14cm	1	φ140×139	φ150×140	φ125	475	2.1	0.4/0.8/1.2/1.6/2	なし	¥2,260
0-7362-04	11016-1	16cm	1	φ160×159	φ170×160	φ145	600	3.3	0.5/1/1.5/2/2.5/3	なし	¥2,860
0-7362-05	11018-1	18cm	1	φ180×179	φ190×180	φ165	795	4.5	1/2/3/4	なし	¥3,660
0-7362-06	11020-1	20cm	1	φ200×199	φ210×200	φ180	1,010	6.2	1/2/3/4/5/5.5	あり	¥4,340
0-7362-07	11022-1	22cm	1	φ220×219	φ232×220	φ205	1,320	8.3	1/2/3/4/5/6/7	あり	¥5,230
0-7362-08	11024-1	24cm	1	φ240×239	φ250×240	φ220	1,545	11	2/4/6/8/10	あり	¥6,610
0-7362-09	11026-1	26cm	1	φ260×259	φ268×260	φ235	1,795	13	2/4/6/8/10/12	あり	¥8,180
0-7362-10	11028-1	28cm	1	φ280×279	φ290×280	φ250	2,400	17	2/4/6/8/10/12/14/16	あり	¥9,960
0-7362-11	11030-1	30cm	1	φ300×299	φ312×300	φ270	2,700	21	5/10/15/20	あり	¥11,760

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
● タンク板厚(mm):0.6(-01~06)/0.7(-07~09)/0.8(-10~11)

- 蓋は本体のフチに引掛ける金具付きです。
- 本体の目安目盛は、外側・内側の両方から確認可能です。
- 20cm~30cmのタンクは取手付きです。



チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金網器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

運搬用台車(ナイロン車付)

コードNo.	型番	規格	入数	本体皿内径×皿高×全高(mm)	キャスター径(mm)	価格(税抜)
0-7374-01	11130	30cm用	1	φ305×40×127	φ65	¥9,240
0-7374-02	11133	33cm用	1	φ335×40×127	φ65	¥9,780
0-7374-03	11136	36cm用	1	φ365×45×130	φ65	¥12,440
0-7374-04	11140	40cm用	1	φ405×45×130	φ65	¥13,510
0-7374-05	11145	45cm用	1	φ455×45×135	φ65	¥14,760
0-7374-06	11150	50cm用	1	φ505×50×135	φ65	¥18,670
0-7374-07	11155	55cm用	1	φ555×50×135	φ65	¥21,330
0-7374-08	11160	60cm用	1	φ605×50×135	φ65	¥24,000

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
● 皿の表面に凸凹があり、密着を防ぎ使いやすい設計です。
● 自在キャスターには2個ストッパーが付いています。



ステンレストレー

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7373-01	77810	特大	1	504×404×26	512×412×27	480×380	1,290	¥4,110
0-7373-02	77809	大	1	453×353×26	460×360×27	430×330	910	¥2,990
0-7373-03	77807	中	1	404×304×26	412×310×27	380×280	690	¥2,480
0-7373-04	77806	小	1	354×280×26	362×287×27	340×260	585	¥2,150
0-7373-05	77500		1	400×170×20	408×177×21	380×150	375	¥1,680
0-7373-06	77100		1	-	775×268×15	720×230	800	¥2,960

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.7(-01)/0.6(-02~05)/0.5(-06)



ステン正方皿(SUS430)

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	内寸(mm)	底面(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7346-01	77027	27cm	1	275×275×24	263×263×23	240×240	0.6	430	¥1,030
0-7346-02	77031	31cm	1	316×316×24	305×305×23	285×285	0.6	530	¥1,260
0-7346-03	77034	34cm	1	337×337×22	327×327×21	310×310	0.6	620	¥1,510
0-7346-04	77037	37cm	1	373×373×23	360×360×22	340×340	0.6	710	¥1,650

- ◆仕様 ● 材質:SUS430(18-0ステンレス)
● 同サイズでピッタリ重なるので、コンパクトに収納出来ます。



※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文: TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

ステンレス丸皿

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7355-01	92510	10cm	1	φ103×14	0.4	35	¥230
0-7355-02	92512	12cm	1	φ120×13	0.4	43	¥270
0-7355-03	92514	14cm	1	φ143×14	0.4	65	¥340
0-7355-04	92516	16cm	1	φ160×14	0.4	80	¥390
0-7355-05	92518	18cm	1	φ182×16	0.4	100	¥440
0-7355-06	92520	20cm	1	φ204×19	0.4	120	¥560

◆仕様 ● 材質:SUS430(18-0ステンレス)



ステンレスカップ

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7372-01	99512	12cm	1	φ120×54	φ132×55	0.4	100	¥800
0-7372-02	99515	15cm	1	φ150×54	φ162×55	0.4	140	¥920
0-7372-03	99518	浅型18cm	1	φ180×54	φ194×55	0.4	185	¥940
0-7372-04	99718	深型18cm	1	φ180×69	φ194×70	0.4	205	¥1,180
0-7372-05	99521	浅型21cm	1	φ210×55	φ223×56	0.4	240	¥1,120
0-7372-06	99721	深型21cm	1	φ210×69	φ223×70	0.4	250	¥1,290
0-7372-07	99524	浅型24cm	1	φ240×55	φ254×56	0.4	280	¥1,350
0-7372-08	99724	深型24cm	1	φ240×69	φ254×70	0.4	300	¥1,550

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)



ステンレス丸型ポット(つまみ付き)

コードNo.	型番	規格	入数	内径(mm)	外径×高さ(mm)	底面径(mm)	板厚(mm)	重量(g)	容量(l)	価格(税抜)
0-7354-01	61010	10cm	1	φ100	φ106×55	φ86	0.5	155	0.43	¥860
0-7354-02	61012	12cm	1	φ120	φ126×68	φ106	0.5	225	0.75	¥1,080
0-7354-03	61014	14cm	1	φ140	φ144×75	φ124	0.5	290	1.1	¥1,270
0-7354-04	61016	16cm	1	φ160	φ166×80	φ145	0.5	375	1.6	¥1,470
0-7354-05	61018	18cm	1	φ180	φ184×85	φ162	0.5	440	2.2	¥1,740



ステンレスビーカー

コードNo.	型番	規格	入数	内径(mm)	高さ(mm)	板厚(mm)	重量(g)	目盛表示(ml)	価格(税抜)
0-7371-01	800200	200cc	1	φ68	73	0.5	110	50/100/150/200	¥890
0-7371-02	800300	300cc	1	φ75	84	0.5	110	100/150/200/250/300	¥1,190
0-7371-03	800500	500cc	1	φ88	92	0.5	140	100/200/300/400/500	¥1,430
0-7371-04	801000	1000cc	1	φ116	112	0.5	220	200/400/600/800/1000	¥1,730
0-7371-05	802000	2000cc	1	φ140	142	0.5	350	400/800/1200/1600/2000	¥2,240
0-7371-06	803000	3000cc	1	φ160	161	0.6	520	500/1000/1500/2000/2500/3000	¥2,880
0-7371-07	805000	5000cc	1	φ170	230	0.6	780	1000/2000/3000/4000/5000	¥3,790

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)

- 持ちやすく安定感のある取手付きです。
- 本体に目安目盛が付いています。
- 注ぎやすく、水切れの良い口付きです。



アルミホイルシャーレ

コードNo.	型番	入数	容量(mℓ)	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)	厚(μm)	価格(税抜)
0-7467-01	107	200個	60	65	53	23	35	¥4,400
0-7467-02	1072	200個	40	60	54	16	72	¥6,800
0-7467-03	1074	200個	75	72	63	22	50	¥6,600
0-7467-04	2001	200個	12	44	39	9	50	¥3,200

※1072(型番)は持ち手(13mm)付です。



アルミホイルカップ

コードNo.	型番	入数	容量(mℓ)	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)	厚(μm)	価格(税抜)
0-7468-01	406	100個	50	58	42	33	60	¥7,000
0-7468-02	407	100個	100	63	47	54	60	¥9,000
0-7468-03	408	100個	130	69	57	57	60	¥10,000
0-7468-04	409	100個	150	78	61	57	60	¥11,000



アルミホイルプレート

コードNo.	型番	入数	容量(mℓ)	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)	厚(μm)	価格(税抜)
0-7469-01	4083	20個	90	70	60	29	70	¥1,600
0-7469-02	4102	20個	160	82	66	40	70	¥1,800
0-7469-03	4111	20個	230	100	85	36	70	¥2,400
0-7469-04	4141	20個	305	123	113	30	70	¥3,000



アルミトレー

コードNo.	型番	入数	上部径×下部径×高さ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1231-01	4702-0010	100個	Φ70×Φ40×20	50	¥3,050
0-1231-02	4702-0011	100個	Φ70×Φ48×40	115	¥3,470
0-1231-03	4702-0012	100個	Φ83×Φ56×40	190	¥4,150

◆仕様 ●材質:アルミニウム



※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属器具

樹脂器具

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

水できれいに洗浄!

油汚れなども水で簡単におとせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を減らすことができます。

環境にやさしく!


廃水から洗剤を減らし、環境への負荷を削減します。

エコクリーンシリーズは食品衛生法に基づく衛生試験も行っています。

試験項目		試験結果
溶出試験	鉛	溶出を認めない。
	カドミウム	溶出を認めない。
	重金属	限度以下(適合)
	過マンガン酸カリウム	1ppm限度以下(適合)

試料名:深型バット5号(内面塗装製)
 試験:(財)日用金属製品検査センター
 試験方法:昭和34年厚生省告示 第370号 食品添加物等の規格基準
 第三器具及び容器包装D2合成樹脂製の器具又は容器包装項に定める試験方法による。
 (ICP誘導結合プラズマ発光分光分析方法)

親水性による防汚効果 汚れが落としやすいしくみ



エコクリーン手付バット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-7330-01	本体	1	615×387×131	29	¥16,670
0-7330-02	蓋	1	626×403×13	-	¥7,120

※本体・蓋は別売です。

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーン角バット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-4085-01	3枚取	1	590×427×111	24	¥12,230
0-4085-02	4枚取	1	587×372×89	17	¥10,450
0-4085-03	6枚取	1	480×341×82	10	¥6,890
0-4085-04	8枚取	1	407×297×65	6	¥5,120
0-4085-05	10枚取	1	350×264×60	4	¥4,380
0-4085-06	12枚取	1	319×254×52	3	¥3,780
0-4085-07	15枚取	1	292×228×51	2.5	¥3,340
0-4085-08	18枚取	1	268×209×43	2	¥2,890
0-4085-09	キャビネット	1	241×197×36	1.4	¥2,630
0-4085-10	キャビネット	1	209×169×28	0.7	¥2,320
0-4085-11	手札型	1	157×127×25	0.3	¥1,940

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーン角バット 蓋

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-4085-21	6枚取	1	491×351×10	¥5,030
0-4085-22	8枚取	1	416×305×10	¥4,200
0-4085-23	10枚取	1	360×273×10	¥3,670

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーン深型組バット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-4079-01	1号	1	171×131×68	1.1	¥2,320
0-4079-02	2号	1	191×137×73	1.5	¥2,490
0-4079-03	3号	1	210×151×74	1.8	¥2,780
0-4079-04	4号	1	225×171×76	2.3	¥3,320
0-4079-05	5号	1	265×187×77	2.9	¥3,780
0-4079-06	6号	1	299×204×80	3.6	¥4,450
0-4079-07	7号	1	330×231×85	4.9	¥4,960
0-4079-08	8号	1	349×244×86	5.5	¥5,670
0-4079-09	9号	1	367×261×90	7.3	¥6,250

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーンケーキバット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-4089-01	9インチ	1	222×156×16	0.4	¥1,760
0-4089-02	10インチ	1	262×177×17	0.6	¥1,960
0-4089-03	11インチ	1	286×205×19	0.9	¥2,340
0-4089-04	12インチ	1	324×227×19.5	1.2	¥2,740
0-4089-05	14インチ	1	352×257×19.5	1.7	¥3,340
0-4089-06	15インチ	1	383×284×21	2	¥3,670
0-4089-07	16インチ	1	423×343×22	2.5	¥4,780

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーンミキシングボール

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-7328-01	15cm	1	φ150×59.5	0.8	¥2,270
0-7328-02	18cm	1	φ180×69.5	1.3	¥2,520
0-7328-03	21cm	1	φ210×79.5	2.1	¥2,960
0-7328-04	24cm	1	φ240×90.5	3	¥3,450
0-7328-05	27cm	1	φ270×97.4	4.1	¥4,320
0-7328-06	30cm	1	φ300×108.4	5.8	¥5,290
0-7328-07	33cm	1	φ330×115.3	7.4	¥7,520
0-7328-08	36cm	1	φ360×124.3	9.4	¥7,630
0-7328-09	39cm	1	φ390×140.3	13	¥8,650
0-7328-10	42cm	1	φ420×148.3	15.3	¥10,450
0-7328-11	45cm	1	φ450×159.3	20	¥11,850

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーンカップ

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7327-01	大	1	φ115×38	¥1,830
0-7327-02	中	1	φ135×45	¥1,690
0-7327-03	小	1	φ150×53	¥1,450

◆仕様 ● 材質:SUS304



エコクリーン皿

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7329-01	丸型	1	φ160×22	¥1,830
0-7329-02	小判型	1	267×170×26	¥2,140

◆仕様 ● 材質:SUS304



丸形



小判形

※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金網製品

樹脂器具

分離分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

抗菌力のある銅含有ステンレス仕様!

素材自体が抗菌性を持つ!

ステンレスの素材自体に改善を施し、銅の優れた抗菌作用を発揮させるため、安全でしかも効果の高い素材です。

銅のイオン効果を利用!

銅の持つ自然のチカラを活用しているので安全です。

半永久的に効果が持続!

塗装やメッキされた抗菌製品と比べて剥がれることがないので、抗菌効果が低下しません。

— こんなに違い出ます!試供液塗布後24時間静置状態での菌の集落数 —

大腸菌 Escherichia coli

プラスチック板



発生集落数
 2.0×10^6

抗菌皿



発生集落数
 1.0×10^2

黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus

プラスチック板



発生集落数
 1.5×10^5

抗菌皿



発生集落数
0

試験方法:抗菌ステンレスシリーズの抗菌皿の表面(16cm²)に試供菌液1mlを塗抹し、25℃24時間静置後、下記の方法により試験を行いました。なお、対照についてはプラスチック板の表面(16cm²)に試供菌液1mlを塗抹し、25℃24時間静置後、以下の同様な試験を行いました。試供菌液塗抹部分(16cm²)をタンポンで拭き取り、タンポンを10mlの希釈液中にて振り出し、大腸菌はその振り出し液1mlを計測培地に混釈し37℃24時間、黄色ブドウ球菌は、その振り出し液0.1mlを計測培地に塗抹し37℃48時間培養を行い、発生した集落数を計測しました。

●上記の実験データは「(財)新潟県環境衛生研究所」で行われたものです。これ以前、以降にも実験は繰り返し行われ、抗菌ステンレスシリーズの抗菌力が実証されました。抗菌ステンレスシリーズは、大腸菌や黄色ブドウ球菌などの他、MRSAなどの広範囲な菌に対して有効な抗菌力を発揮します。

抗菌手付バット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-7336-01	本体	1	615×387×131	29	¥14,450
0-7336-02	蓋	1	626×403×13	-	¥5,780

※本体・蓋は別売です。

◆仕様 ●材質:SUS304(銅含有)



抗菌角バット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-4086-01	3枚取	1	590×427×111	24	¥10,400
0-4086-07	4枚取	1	587×372×89	17	¥9,450
0-4086-02	6枚取	1	480×341×82	10	¥6,050
0-4086-08	8枚取	1	407×297×65	6	¥4,430
0-4086-09	10枚取	1	350×264×60	4	¥3,540
0-4086-03	12枚取	1	319×254×52	3	¥2,960
0-4086-04	15枚取	1	292×228×51	2.5	¥2,430
0-4086-10	18枚取	1	268×209×43	2	¥2,070
0-4086-11	21枚取	1	241×197×36	1.4	¥1,630
0-4086-05	キャビネット	1	209×169×28	0.7	¥1,340
0-4086-06	手札型	1	157×127×25	0.3	¥1,050

◆仕様 ●材質:SUS304(銅含有)



抗菌角バット 蓋

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-4086-21	6枚取	1	491×351×10	¥3,250
0-4086-22	8枚取	1	416×305×10	¥2,960
0-4086-23	10枚取	1	360×273×10	¥2,650

◆仕様 ●材質:SUS304(銅含有)



抗菌深型組バット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-4078-01	1号	1	171×131×68	1.1	¥1,850
0-4078-06	2号	1	191×137×73	1.5	¥2,070
0-4078-02	3号	1	210×151×74	1.8	¥2,360
0-4078-07	4号	1	225×171×76	2.3	¥2,800
0-4078-03	5号	1	265×187×77	2.9	¥3,540
0-4078-08	6号	1	299×204×80	3.6	¥4,140
0-4078-04	7号	1	330×231×85	4.9	¥4,870
0-4078-09	8号	1	349×244×86	5.5	¥5,450
0-4078-05	9号	1	367×261×90	7.3	¥5,760

◆仕様 ● 材質:SUS304(銅含有)



抗菌ケーキバット

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-7333-01	9インチ	1	222×156×16	0.4	¥1,490
0-7333-02	10インチ	1	262×177×17	0.6	¥1,780
0-7333-03	11インチ	1	286×205×19	0.9	¥2,230
0-7333-04	12インチ	1	324×227×19.5	1.2	¥2,360
0-7333-05	14インチ	1	352×257×19.5	1.7	¥3,250
0-7333-06	15インチ	1	383×284×21	2	¥3,690
0-7333-07	16インチ	1	423×343×22	2.5	¥4,720

◆仕様 ● 材質:SUS304(銅含有)



抗菌ミキシングボール

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-7334-01	15cm	1	φ150×59.5	0.8	¥1,340
0-7334-02	18cm	1	φ180×69.5	1.3	¥1,630
0-7334-03	21cm	1	φ210×79.5	2.1	¥2,070
0-7334-04	24cm	1	φ240×90.5	3	¥2,670
0-7334-05	27cm	1	φ270×97.4	4.1	¥3,250
0-7334-06	30cm	1	φ300×108.4	5.8	¥4,870
0-7334-07	33cm	1	φ330×115.3	7.4	¥6,050
0-7334-08	36cm	1	φ360×124.3	9.4	¥7,360
0-7334-09	39cm	1	φ390×140.3	13	¥8,540
0-7334-10	42cm	1	φ420×148.3	15.3	¥9,870
0-7334-11	45cm	1	φ450×159.3	20	¥11,630

◆仕様 ● 材質:SUS304(銅含有)



抗菌カップ

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7332-01	大	1	φ115×38	¥980
0-7332-02	中	1	φ135×45	¥890
0-7332-03	小	1	φ150×53	¥850

◆仕様 ● 材質:SUS304(銅含有)



◆抗菌皿

コードNo.	規格	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7335-01	丸型	1	φ160×22	¥980
0-7335-02	小判型	1	267×170×26	¥1,340

◆仕様 ● 材質:SUS304(銅含有)



丸形



小判形

※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金網製品

樹脂器具

分離分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

角バット/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-7224-14	33012-1	12枚取	1	307×239×52	322×251×53	270×200	3.3	515	¥8,980
0-7224-13	33015-1	15枚取	1	283×219×48	295×230×49	255×195	2.8	430	¥7,560
0-7224-12	33024-1	キャビネット	1	199×159×32	210×170×33	170×135	0.8	175	¥3,690
0-7224-11	33030-1	手札判	1	146×117×26	156×126×27	125×95	0.4	105	¥2,430

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.5(-11~12)/0.6(-13~14)

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。
- 耐久性のあるベーシックな形状のステンレス角バットです。
- 同サイズでピッタリ重なるので、コンパクトに収納が可能です。



浅型長バット/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-7225-11	55127-1	270型	1	273×168×53	230×125	1.7	320	¥6,470
0-7225-12	55132-1	320型	1	323×187×60	275×140	2.6	420	¥7,520
0-7225-13	55142-1	420型	1	420×222×73	375×175	4.8	830	¥12,860

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.6(-11~12)/0.7(-13)



深型長バット/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-7227-11	55027-1	270型	1	270×166×79	240×135	2.8	420	¥9,090
0-7227-12	55032-1	320型	1	321×186×85	290×155	4	550	¥11,990
0-7227-13	55042-1	420型	1	420×219×115	380×180	9	1,085	¥17,700
0-7227-14	55047-1	470型	1	469×253×123	435×220	12.2	1,330	¥21,800

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.6(-11~12)/0.7(-13~14)



浅型・深型長バット用フタ/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7228-11	55227-1	270型	1	280×176×12	0.5	220	¥3,910
0-7228-12	55232-1	320型	1	332×197×12	0.5	280	¥4,370
0-7228-13	55242-1	420型	1	431×231×12	0.5	415	¥5,160
0-7228-14	55247-1	470型	1	480×264×12	0.5	540	¥7,780

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。
- 幅を抑えた横長形状なので、細長い試料を入れる際に便利です。
- 長バット用フタ(別売り)を組み合わせると、積み重ねが可能となり、限られたスペースを有効にお使い頂けます。



ステンレス深型組バット/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	価格(税抜)
0-7226-21	44000-1	0号	1	136×105×60	110×80	0.65	130	¥2,850
0-7226-22	44001-1	1号	1	179×119×67	150×90	1	220	¥4,530
0-7226-23	44002-1	2号	1	191×137×72	160×105	1.3	270	¥5,320
0-7226-24	44003-1	3号	1	211×152×76	175×120	1.9	320	¥6,210
0-7226-25	44004-1	4号	1	225×170×78	190×140	2.5	380	¥7,000
0-7226-26	44005-1	5号	1	267×188×82	230×150	3.2	480	¥8,010



ステンレス深型組バット用フタ/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	外寸(mm)	板厚(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-7226-31	44200-1	0号	1	146×114×10	0.5	80	¥1,520
0-7226-32	44201-1	1号	1	190×129×10	0.5	105	¥2,060
0-7226-33	44202-1	2号	1	202×147×10	0.5	135	¥2,330
0-7226-34	44203-1	3号	1	222×162×10	0.5	160	¥2,710
0-7226-35	44204-1	4号	1	237×183×10	0.5	185	¥3,320
0-7226-36	44205-1	5号	1	279×198×11	0.5	245	¥4,110

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● バット板厚(mm):0.5(-21)/0.6(-22~26)

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。
- 蓋を組み合わせると積み重ねができ、限られたスペースを有効にお使い頂けます(蓋は別売)。

バット・フタ
セット例

ステンスタング(フタ付き)/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面径(mm)	重量(g)	容量(l)	取手	価格(税抜)
0-7236-11	11024-1	24cm	1	φ240×239	φ250×240	φ220	1,545	11	あり	¥24,490
0-7236-12	11030-1	30cm	1	φ300×299	φ312×300	φ270	2,700	21	あり	¥39,640
0-7236-13	11036-1	36cm	1	φ360×359	φ372×360	φ325	3,850	36	あり	¥65,300

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.7(-11)/0.8(-12~13)

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。
- 付属している蓋は、本体のフチに引掛ける金具付きです。



角型目盛付きポット/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	重量(g)	容量(l)	目盛表示(ml)	取手	価格(税抜)
0-7234-11	12105-1	10.5cm	1	105×105×104	111×111×105	96×96	300	1.1	0.4/0.6/0.8	なし	¥8,860
0-7234-12	12165-1	16.5cm	1	165×165×164	171×171×165	153×153	850	4.2	0.8/1.2/1.6/2.4/2.8/3.2	なし	¥19,380
0-7234-13	12190-1	19cm	1	190×190×189	198×198×190	177×177	1,300	6.4	2/3/4/5	あり	¥25,650

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.6(-11)/0.7(-12~13)

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。
- 緊ぎ目の無いプレスによる絞り加工です。
- 蓋は本体の縁に引掛ける金具付きです。
- 本体に目安目盛が付いています。
- 本体の取手は、ストッパーがかかるので直接熱い所に手が触れません(19cm)。



ステンレスビーカー/酸洗浄済

コードNo.	型番	規格	入数	内径(mm)	高さ(mm)	板厚(mm)	重量(g)	目盛表示(ml)	価格(税抜)
0-7232-11	800200-1	200cc	1	φ68	73	0.5	110	50/100/150/200	¥2,330
0-7232-12	800500-1	500cc	1	φ88	92	0.5	140	100/200/300/400/500	¥4,200
0-7232-13	801000-1	1000cc	1	φ116	112	0.5	220	200/400/600/800/1000	¥5,600
0-7232-14	802000-1	2000cc	1	φ140	142	0.5	350	400/800/1200/1600/2000	¥7,810
0-7232-15	803000-1	3000cc	1	φ160	161	0.6	520	500/1000/1500/2000/2500/3000	¥10,960
0-7232-16	805000-1	5000cc	1	φ170	230	0.6	780	1000/2000/3000/4000/5000	¥14,690

◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス) ● 板厚(mm):0.5(-11~14)/0.8(-15~16)

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。
- 持ちやすく安定感のある取手付きです。
- 本体に目安目盛が付いています。
- 注ぎやすく、水切れの良い口付きです。



角型スコップ/酸洗浄済

コードNo.	型番	容量(ml)	全長(mm)	カップ長(mm)	カップ幅(mm)	カップ高(mm)	板厚(mm)	価格(税抜)
0-7230-11	特大	1,500	345	243	165	80	1	¥15,450
0-7230-12	大	1,000	320	205	133	70	0.8	¥12,320
0-7230-13	小	600	300	195	109	58	0.8	¥9,750

◆仕様 ● 材質:SUS304

- 酸洗浄処理済のため、製品の表面に付着している酸化被膜や錆などの不純物を除去しています。
- 酸洗浄によってステンレス表面に被膜を形成させて耐食性を向上させることができます。



※製造ロットにより、寸法や重量などの数値は多少前後します。 ※底平面は角がR形状の為、およその数値となります。 ※掲載商品は日本製です。

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955

チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金網器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

樹脂容器

- ・メスフラスコ ・メスシリンダー ・PPビーカー ・丸底フラスコ ・PFAフラスコ(口付タイプ)
- ・試験瓶 ・広口ボトル ・バイアル瓶 ・標本瓶 ・取手付き大型ボトル ・細口ストレージボトル
- ・コンパクトコンテナー ・PFAボトル ・PFAジャー ・秤量瓶

メスフラスコ PMP製(クラスB)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	体積許容誤差 (mL)	高さ (mm)	ネジ口規格	価格 (税抜)
0-1033-01	677895	1	10	±0.08	90	GL 18	¥1,330
0-1033-02	671895	1	25	±0.08	115	GL 18	¥1,370
0-1033-03	672895	1	50	±0.12	150	GL 18	¥1,710
0-1033-04	673895	1	100	±0.20	180	GL 18	¥1,940
0-1033-05	674895	1	250	±0.30	235	GL 25	¥2,180
0-1033-06	675895	1	500	±0.50	270	GL 25	¥2,590
0-1033-07	676895	1	1,000	±0.80	310	GL 32	¥2,990
0-1032-01	67795	1	10	±0.08	90	NS 10/19	¥1,370
0-1032-02	67195	1	25	±0.08	115	NS 10/19	¥1,410
0-1032-03	67295	1	50	±0.12	150	NS 12/21	¥1,840
0-1032-04	67395	1	100	±0.20	180	NS 14/23	¥2,090
0-1032-05	67495	1	250	±0.30	235	NS 19/26	¥2,670
0-1032-06	67595	1	500	±0.50	270	NS 19/26	¥2,780
0-1032-07	67695	1	1,000	±0.80	310	NS 24/29	¥3,240



673895



67395

◆仕様

- 材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
- 規格:DIN EN ISO 1042 クラスB
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- ネジ口規格GLシリーズはネジ口式、NSシリーズはTS平栓式で液漏れを防ぐことができます。
- PE製バックに個別梱包されています。

メスフラスコPFA製(クラスA)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	体積許容誤差 (mL)	高さ (mm)	ネジ口規格	価格 (税抜)
0-1030-01	107097	1	10	±0.04	90	GL18	¥18,740
0-1030-02	107197	1	25	±0.04	115	GL18	¥19,290
0-1030-03	107297	1	50	±0.06	150	GL18	¥19,750
0-1030-04	107397	1	100	±0.10	180	GL18	¥24,510
0-1030-05	107497	1	250	±0.15	235	GL25	¥30,610
0-1030-06	107597	1	500	±0.25	270	GL25	¥35,200

◆仕様

- 材質:PFA(フッ素樹脂) ● 規格:DIN EN ISO 1042 クラスA
- 耐薬品性に優れたPFA製メスフラスコです。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- ネジ口式で液漏れを防ぐことができます。
- PE製バックに個別梱包されています。



チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉碎

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/注液器具

理化学汎用器具

設備/運搬
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

メスフラスコ PP製(クラスB)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	体積許容誤差 (mL)	高さ (mm)	ネジ口規格	価格 (税抜)
0-1027-01	677891	1	10	±0.08	90	GL18	¥1,190
0-1027-02	671891	1	25	±0.08	115	GL18	¥1,230
0-1027-03	672891	1	50	±0.12	150	GL18	¥1,470
0-1027-04	673891	1	100	±0.20	180	GL18	¥1,620
0-1027-05	674891	1	250	±0.30	235	GL25	¥2,030
0-1027-06	675891	1	500	±0.50	270	GL25	¥2,090
0-1027-07	676891	1	1,000	±0.80	310	GL32	¥2,420

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	体積許容誤差 (mL)	高さ (mm)	ネジ口規格	価格 (税抜)
0-1028-01	677941	1	10	±0.08	90	NS10/19	¥1,210
0-1028-02	671941	1	25	±0.08	115	NS10/19	¥1,260
0-1028-03	672941	1	50	±0.12	150	NS12/21	¥1,620
0-1028-04	673941	1	100	±0.20	180	NS14/23	¥1,730
0-1028-05	674941	1	250	±0.30	235	NS19/26	¥2,140
0-1028-06	675941	1	500	±0.50	270	NS19/26	¥2,270
0-1028-07	676941	1	1,000	±0.80	310	NS24/29	¥2,640

◆仕様

- 材質:PP(ポリプロピレン) ● 規格:DIN EN ISO 1042 クラスB
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- ネジ口規格GLシリーズはネジ口式、NSシリーズはTS平栓式で液漏れを防ぐことができます。
- PE製バックに個別梱包されています。



673891



673941

チューブ
ピペット
スポイト

磁製器具
粉碎

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラリアアクト
耐圧反応容器

丸底フラスコ (PFA)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	口外径×高さ (mm)	価格 (税抜)
0-1029-01	107797	1	100	φ65×117	¥13,930
0-1029-02	107897	1	250	φ88×147	¥16,280
0-1029-03	107997	1	500	φ107×177	¥22,380

◆仕様

- 材質:フッ素樹脂(PFA) ● 口管摺合せ:29/32
- 使用温度範囲:-200~260℃
- 耐薬品性に優れたPFA製です。
口管摺合せに29/32を採用しています。
- ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
- 低温から高温まで(-200~260℃)幅広い温度帯でご使用可能です。



PFAフラスコ(口付タイプ)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	価格 (税抜)
0-1095-01	PFA二つ口フラスコ	1	250	¥45,000
0-1095-02	PFA二つ口フラスコ	1	500	¥53,000
0-1096-01	PFA三つ口フラスコ	1	250	¥60,000
0-1096-02	PFA三つ口フラスコ	1	500	¥68,000

◆仕様 ● 材質:フッ素樹脂(PFA)

- 中央は29/32で、肩口は15/25の摺合せになっています。



二つ口フラスコ

三つ口フラスコ

メスシリンダー(プリント目盛)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	外径×高さ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1256-01	4205-1210	1	10	φ15×145	9	¥270
0-1256-02	4205-1225	1	25	φ22×170	16	¥350
0-1256-03	4205-1250	1	50	φ27×200	27	¥420
0-1256-04	4205-1241	1	100	φ33×250	42	¥580
0-1256-05	4205-1252	1	250	φ44×315	93	¥1,110
0-1256-06	4205-1271	1	500	φ58×360	150	¥1,820
0-1256-07	4205-1281	1	1,000	φ69×440	220	¥2,630

◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●規格:クラスB(ISO 6706)



メスシリンダー(エンボス目盛)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	外径×高さ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1255-01	4205-1110	1	10	φ15×145	9	¥250
0-1255-02	4205-1125	1	25	φ22×170	16	¥330
0-1255-03	4205-1150	1	50	φ27×200	27	¥400
0-1255-04	4205-1141	1	100	φ33×250	42	¥540
0-1255-05	4205-1152	1	250	φ44×315	93	¥1,050
0-1255-06	4205-1171	1	500	φ58×360	150	¥1,760
0-1255-07	4205-1181	1	1,000	φ69×440	220	¥2,470

◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●規格:クラスB(ISO 6706)

- メモリが消えにくいエンボス仕様です。



メスシリンダー PMP製(クラスA, KB)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	体積許容誤差(mL)	一目盛(mL)	外径×高さ(mm)	価格(税抜)
0-1053-01	64704	1	25	±0.25	0.50	φ22×170	¥1,180
0-1053-02	64804	1	50	±0.50	1.00	φ27×200	¥1,240
0-1053-03	64904	1	100	±0.50	1.00	φ33×250	¥1,700
0-1053-04	65004	1	250	±1.00	2.00	φ44×315	¥2,690
0-1053-05	65104	1	500	±2.05	5.00	φ58×360	¥4,040
0-1053-06	65204	1	1,000	±5.00	10.00	φ69×440	¥5,840
0-1053-07	65304	1	2,000	±10.00	20.00	φ97×482	¥9,620

◆仕様 ●材質:PMP(ポリメチルペンテン)
●規格:クラスA(12681 / ISO 6706)、メーカー証明書付、個別梱包

- 六角形台座
- 体積許容誤差の少ないクラスA準拠のメスシリンダーです。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- 耐薬品性に優れたPMP(ポリメチルペンテン)製です。
- PE製バックに個別梱包されています。



短型メスシリンダー PP製

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	体積許容誤差(mL)	一目盛(mL)	外径×高さ(mm)	価格(税抜)
0-1036-01	640941	1	25	±0.50	0.50	φ22×122	¥370
0-1036-02	641941	1	50	±1.00	1.00	φ27×142	¥470
0-1036-03	642941	1	100	±2.00	2.00	φ37×163	¥580
0-1036-04	643941	1	250	±5.00	5.00	φ51×192	¥900
0-1036-05	644941	1	500	±10.00	10.00	φ67×218	¥1,230
0-1036-06	645941	1	1,000	±20.00	20.00	φ78×285	¥1,740

◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン)
●規格:DIN 12681/ISO 6706 クラスB

- 汎用メスシリンダーより全長が短くなっているため使いやすくなっています。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠したメスシリンダーです。
- PE製バックに個別梱包されています。



PPビーカー(積み重ねタイプ)

コードNo.	型番	入数	上部外径×下部外径×高さ(mm)	容量(mL)	一目盛(mL)	重量(g)	価格(税抜)
0-1242-11	4206-2152N	1	φ70×φ50×120	250	5	50	¥300
0-1242-12	4206-2171N	1	φ95×φ70×135	500	10	100	¥400
0-1242-13	4206-2181N	1	φ120×φ90×170	1,000	10	130	¥770
0-1242-14	4206-2182N	1	φ150×φ105×215	2,000	20	145	¥1,210
0-1242-15	4206-2183N	1	φ170×φ120×245	3,000	50	130	¥1,920
0-1242-16	4206-2191N	1	φ205×φ150×270	5,000	100	145	¥2,890

◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン)

- 使いやすい取っ手付きで、収納場所を考慮した積み重ねタイプです。
- 一目盛は、目安目盛です。



PP手付きビーカー

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	一目盛(mL)	口外径×高さ(mm)	価格(税抜)
0-1204-01	7210-1000	1	1,000	10	117×165	¥760
0-1204-03	7210-2000	1	2,000	20	151×206	¥1,380

◆仕様 ●材質:PP

- 一目盛は、目安目盛です。



ステンレスビーカー

コードNo.	型番	規格	入数	内径(mm)	高さ(mm)	板厚(mm)	重量(g)	目盛表示(mL)	価格(税抜)
0-7371-01	800200	200cc	1	φ68	73	0.5	110	50/100/150/200	¥890
0-7371-02	800300	300cc	1	φ75	84	0.5	110	100/150/200/250/300	¥1,190
0-7371-03	800500	500cc	1	φ88	92	0.5	140	100/200/300/400/500	¥1,430
0-7371-04	801000	1000cc	1	φ116	112	0.5	220	200/400/600/800/1000	¥1,730
0-7371-05	802000	2000cc	1	φ140	142	0.5	350	400/800/1200/1600/2000	¥2,240
0-7371-06	803000	3000cc	1	φ160	161	0.6	520	500/1000/1500/2000/2500/3000	¥2,880
0-7371-07	805000	5000cc	1	φ170	230	0.6	780	1000/2000/3000/4000/5000	¥3,790

◆仕様 ●材質:SUS304(18-8ステンレス)

- 持ちやすく安定感のある取手付きです。
- 本体に目安目盛が付いています。
- 注ぎやすく、水切れの良い口付きです。



トレー

コードNo.	型番	入数	外寸法(W×D×H)mm	重量(g)	価格(税抜)
0-1275-01	5603-1001	1	270×155×20	50	¥1,000
0-1275-02	5603-1002	1	380×245×20	100	¥1,210
0-1275-03	5603-1003	1	430×245×25	130	¥1,420
0-1275-04	5603-1004	1	505×245×22	145	¥1,830
0-1275-05	5603-2001	1	350×260×65	130	¥2,350
0-1275-06	5603-2002	1	370×270×65	145	¥3,010

◆仕様 ●材質:PP(ポリプロピレン)



-01~-04



-05、-06

PP試験瓶

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	口径GL/高さmm/胴回りmm	価格(税抜)
0-1042-01	100389	1	100	18/100/52	¥360
0-1042-02	100489	1	250	25/132/70	¥500
0-1042-03	100589	1	500	25/165/87	¥620
0-1042-04	100689	1	1,000	32/202/108	¥810
0-1042-05	100789	1	2,000	32/245/131	¥1,540
0-1042-06	100889	1	5,000	45/315/178	¥2,820
0-1042-07	100989	1	10,000	63/394/222	¥10,220

- ◆仕様 ● PPスクリュウキャップ ● 10000mlにはハンドル2個付
- オートクレーブ可能です。DIN EN 285に準ずる。
 - 耐薬品に優れ、長期間の薬品の保存に適しています。
 - 注ぎやすい広口(5000ml/10000ml)で粉体やペースト状試薬も入れやすいです。



細口試験瓶

コードNo.	型番	入数	外径×高さ(mm)	容量(mL)	キャップ摺合せ	重量(g)	価格(税抜)
0-1236-01	4044-4441	1	φ52×106	100	14/23	26	¥380
0-1236-02	4044-4452	1	φ70×138	250	19/26	47	¥520
0-1236-03	4044-4471	1	φ76×172	500	24/29	74	¥750
0-1236-04	4044-4481	1	φ108×213	1,000	29/32	120	¥810
0-1236-05	4044-4482	1	φ131×255	2,000	29/32	185	¥1,180

- ◆仕様 ● 材質:PP(ポリプロピレン)
- オートクレーブ可能です。



広口試験瓶

コードNo.	型番	入数	外径×高さ(mm)	容量(mL)	キャップ摺合せ	重量(g)	価格(税抜)
0-1237-01	4044-4141	1	φ55×111	100	29/32	30	¥380
0-1237-02	4044-4152	1	φ73×144	250	34/35	55	¥520
0-1237-03	4044-4171	1	φ87×183	500	45/40	90	¥750
0-1237-04	4044-4181	1	φ108×214	1,000	60/46	140	¥810
0-1237-05	4044-4182	1	φ131×263	2,000	60/46	190	¥1,180

- ◆仕様 ● 材質:PP(ポリプロピレン)
- オートクレーブ可能です。



広口ボトル(GL規格品)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	胴径×高さ(mm)	ネジ口規格	価格(税抜)
0-1041-04	93989	1	500(丸型)	φ76×166	GL45	¥640
0-1041-05	94189	1	1,000(丸型)	φ91×226	GL63	¥900
0-1040-03	92789	1	500(角型)	90角×120	GL65	¥610
0-1040-04	92889	1	1000(角型)	90角×168	GL65	¥730

- ◆仕様 ● 材質:丸型本体/LDPE(低密度ポリエチレン)
角型本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP
- 広口により粉体・ペースト状サンプルを入れるのが容易です。



PFAビットボトル

コードNo.	型番	入数	高さ×口径×胴径 (mm)	口径	価格(税抜)
0-7049-01	50ML	1	85×16×38	細口	¥2,830
0-7049-02	100ML	1	104×16×45	細口	¥3,050
0-7049-03	250ML	1	153×26×60	細口	¥4,300
0-7049-04	500ML	1	170×26×73	細口	¥5,670
0-7049-05	1000ML	1	200×34×94	細口	¥9,600
0-7050-01	20ML	1	61×16×18	広口	¥2,100
0-7050-02	100ML	1	104×26×45	広口	¥3,050
0-7050-03	250ML	1	153×34×60	広口	¥5,250
0-7050-04	500ML	1	170×45×73	広口	¥7,350
0-7050-05	1000ML	1	200×45×94	広口	¥9,850

- ◆仕様 ● 耐薬品:ほとんどの化学薬品、溶剤に侵されません。
 ● 耐久性:温度範囲は-200～260℃までの耐久性があります。
 ● 純粋性:透明性が高く溶剤物が極めて少ない。
 ● 表面特性:表面に物が付着しにくく、表面が滑りやすい。
 ● 密封性:中せんなしでも漏れにくいです。
- バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工業薬品、製薬工程で使用
 ● 半導体グレードの高純度原料を使用することで
 高度な清浄度品として提供が可能となりました。
 ● 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。
 ● 強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。



細口瓶



広口瓶

バイアル瓶

コードNo.	型番	入数	口径×高さ (mm)	容量 (mL)	価格(税抜)
0-1046-01	68594	1	φ20×25	5	¥180
0-1046-03	68894	1	φ22×57	18	¥250
0-1046-04	69194	1	φ30×97	50	¥320
0-1046-05	69294	1	φ50×110	160	¥380

- ◆仕様 ● 材質:本体/ポリプロピレン(PP)
 ● キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)
- 使いやすい、はめ込み式キャップを採用しています。
 ● EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠したバイアル瓶です。



標本瓶(PP)

コードNo.	型番	入数	胴径×高さ (mm)	容量 (mL)	ネジ口規格	価格(税抜)
0-1045-01	130294	1	φ38×54	30	GL40	¥860
0-1045-02	130394	1	φ38×90	60	GL40	¥1,080
0-1045-03	130494	1	φ54×62	90	GL56	¥1,340
0-1045-04	130594	1	φ54×112	180	GL56	¥1,600

- ◆仕様 ● 材質:ポリプロピレン(PP)、スクリューキャップ付(PP)
- ネジ口キャップを採用し液体、粉末試料のモレを防ぎます。
 ● EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した標本瓶です。



秤量瓶

コードNo.	型番	入数	胴径×高さ (mm)	容量 (mL)	重量 (g)	価格(税抜)
0-1263-01	4703-1009	1	30×50	30	5	¥630
0-1263-02	4703-1010	1	30×63	50	7	¥840
0-1263-03	4703-1011	1	50×40	60	11	¥1,050
0-1263-04	4703-1012	1	50×52	120	12	¥1,260

- ◆仕様 ● 材質:PP(ポリプロピレン)



取手付き大型ボトル

コードNo.	型番	入数	胴径×高さ(mm)	口径(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-1291-01	4093-2892	1	Φ250×390	83	10	¥9,500
0-1291-02	4093-2894	1	Φ290×540	83	20	¥13,000
0-1291-03	4093-2896	1	Φ370×680	83	50	¥35,500

◆仕様 ●材質:ポリプロピレン(PP)

- 貯蔵に最適です。
- 移送に、持ち運びに便利な取手付きタイプです。
- キャップは液漏れに強い構造です。



取手付き大型ボトル(活栓付)

コードNo.	型番	入数	胴径×高さ(mm)	口径(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-1292-01	4093-0192	1	Φ250×390	83	10	¥7,000
0-1292-02	4093-0194	1	Φ290×540	83	20	¥13,500
0-1292-03	4093-0195	1	Φ290×610	83	25	¥14,800

◆仕様 ●材質:ポリプロピレン(PP)、オートクレーブ可能

- 試料の小分けに便利な活栓付です。
- 貯蔵に最適です。
- 移送に、持ち運びに便利な取手付きタイプです。
- キャップは液漏れに強い構造です。



細口ストレージボトル(PE-HD)

コードNo.	型番	入数	高さ×口径×胴径(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-1044-01	81660	1	345×62.5×170	5	¥9,980
0-1044-02	81662	1	425×62.5×210	10	¥12,140
0-1044-03	81664	1	565×95.5×280	25	¥22,050
0-1044-04	81666	1	700×95.5×350	50	¥36,750
0-1044-05	80375 交換用タップ	1	-	-	¥4,170

◆仕様 ●材質:本体/ポリエチレン(PE-HD)、タップ(コック)/ポリプロピレン(PP)

- 25Lと50Lボトルにはハンドル2個付きで持ち運びやすい。
- タップ:3/4"チューブ装着可



コンパクトコンテナ

コードNo.	型番	入数	本体寸法(W×D×H)(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)
0-1279-01	5L(ノズルコック付き)	1	65×335×335	5	¥12,500
0-1279-02	10L(ノズルコック付き)	1	125×335×335	10	¥16,000
0-1279-03	スタンド(2本用)	1	-	-	¥6,500
0-1279-04	スタンド(3本用)	1	-	-	¥7,000

◆仕様 ●材質:本体:キャップ/ポリプロピレン スタンド:アルミニウム

- 幅が65mmのコンパクト設計で、省スペースでの設置が可能です。
- 防水機能コック付きです。
- コックの口を逆さにすることで、コック締め後の残存液漏れを防止します。



洗浄瓶

コードNo.	型番	入数	色	タイプ	価格(税抜)
0-1105-01	0310-3050	1	黄	無地	¥1,800
0-1105-02	0310-3051	1	白	蒸留水	
0-1105-03	0310-3052	1	緑	メタノール	
0-1105-04	0310-3053	1	橙	エタノール	
0-1105-05	0310-3054	1	青	イソプロパノール	
0-1105-06	0310-3055	1	赤	アセトン	

◆仕様 ●材質:LDPE ●容量:500ml

- 薬液ごとに色分けしてあります。●遮光のため黄色くしてあります。
- 39mmの広口タイプです。




ディスポセル(可視光用)

コードNo.	型番	入数	タイプ	容量(ml)	価格(税抜)
0-1268-01	KJ133	1(100個)	ミクロ	4.5	¥1,400
0-1268-02	KJ135	1(100個)	セミミクロ	2.5	¥1,400

◆仕様 ●材質:PS(ポリスチレン) ●透過面:2面
●光路長:10mm(KJ133)、4mm(KJ135)
●本体サイズ:12.5×12.5×45mm
●入り数:100個(発泡スチロールセルラック入)

- 可視光波長の測定に便利なディスポタイプのセルです。
- 測定方向が確認できるV印が付いています。



計量スコップ

コードNo.	型番	入数	全長×幅×全長(mm)	容量(ml)	重量(g)	価格(税抜)
0-1262-01	4703-1001	1	100×33×15	10	4	¥90
0-1262-02	4703-1002	1	135×43×25	25	8	¥110
0-1262-03	4703-1003	1	160×55×27	50	13	¥160
0-1262-04	4703-1004	1	200×65×30	100	20	¥210

◆仕様 ●材質:ポリプロピレン(PP)



計量スコップ

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(ml)	価格(税抜)
0-1047-01	39194	1	60	2	¥80
0-1047-02	39294	1	82	5	¥80
0-1047-03	39394	1	100	10	¥110
0-1047-04	39494	1	135	25	¥160
0-1047-05	39594	1	160	50	¥230
0-1047-06	39694	1	200	100	¥340
0-1047-07	39794	1	260	250	¥790
0-1047-08	39894	1	315	500	¥1,000
0-1047-09	39994	1	385	1000	¥1,260

◆仕様 ●材質:ポリプロピレン(PP)



- 上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
- EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
- 重量測定用スコップとしても適した精密度です。

計量スプーン(PS製)

コードNo.	型番	入数	容量	価格(税抜)
0-1211-02	5334-0001	1セット	0.5/1/2.5/5/10/15/25/50ml 各1本	¥3,300

◆仕様 ●材質:PS

- ハンドルに容量が印字されているので確認しやすく便利
- 8種の異なる容量が1セットになっており便利で、迅速・簡単計量を可能



分離・分注機器

- ・遠心機 ・ビュレット ・ボトルトップディスペンサー ピペット用ボトル
- ・自動ビュレット ・ピペットコントローラー ・パイポンプ

ボトルトップディスペンサー (ジーニアス2)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	最小目盛 (mm)	標準取付口径 (mm)	付属アダプター (GL)	価格 (税抜)
0-1000-11	1625503	1	0.2~2.0	0.05	45	GL25、GL27、GL28、GL32、GL38、S45、各1個	¥48,000
0-1000-12	1625504	1	0.5~5.0	0.1			
0-1000-13	1625505	1	1.0~10.0	0.2			
0-1000-14	1625506	1	2.5~25.0	0.5	45	GL32、GL38、S40、各1個	¥60,900
0-1000-15	1625507	1	5.0~50.0	1.0			¥64,900
0-1000-16	1625508	1	10.0~100.0	1.0			¥86,000

※価格にボトルは含まれません。



◆仕様

- 材質: シリンダーピストン/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PFA、アダプター/PP
- 精度: 0.5% 蒸気圧力/MAX600mbar 粘度
- 変動係数: ≤0.1%
- バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。
- 調整ダイヤルにより微量な容量設定が出来ます。
- 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- 校正機能付です。
- 耐薬品性に優れ、ほとんどの試薬に使用可能です。



ボトルトップディスペンサー (シンプレックス2)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	最小目盛 (mm)	標準取付口径 (mm)	付属アダプター (GL)	価格 (税抜)
0-1002-11	1621503	1	0.2~2.0	0.05	45	GL25、GL28、GL32、GL38、S40、各1個	¥41,200
0-1002-12	1621504	1	0.5~5.0	0.1			
0-1002-13	1621505	1	1.0~10.0	0.2			
0-1002-14	1621506	1	2.5~25.0	0.5	45	GL32、GL38、S40、各1個	¥53,800
0-1002-15	1621507	1	5.0~50.0	1.0			¥59,200
0-1002-16	1621508	1	10.0~100.0	1.0			¥79,600

※価格にボトルは含まれません。

◆仕様

- 材質: シリンダーピストン/硼珪酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプター/PP
- 精度: 0.5% 蒸気圧力/MAX600mbar 粘度
- 変動係数: ≤0.1%
- 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。
- オートクレーブ滅菌が可能です。



ボトルトップディスペンサー

コードNo.	型番	入数	容量(mL)/重量(g)	目盛単位(mL)/精度(±%)/変動係数(±%)	価格(税抜)
0-1003-01	LI-DR1	1	0.25-2.5/200	0.05/0.6/0.2	¥29,800
0-1003-02	LI-DR2	1	0.5-5/200	0.1/0.5/0.1	¥29,800
0-1003-03	LI-DR3	1	1.0-10.0/200	0.2/0.5/0.1	¥29,800
0-1003-04	LI-DR4	1	2.5-30/380	0.5/0.5/0.1	¥43,800
0-1003-05	LI-DR5	1	5-60/380	1/0.5/0.1	¥43,800
0-1003-06	LI-DR6	1	10-100/380	2/0.5/0.1	¥59,800

◆仕様

※価格にボトルは含まれません。

- 材質:ピストン部・ハウジング・排出チューブ:ポリプロピレン、
シリンダー:ガラス、接液部:PTFE・ホウケイ酸ガラス・FEP
- 精度:±0.6%/ (LI-DR1)、±0.5% ISO8655
- 取付け口:30mm ● 付属品:アダプター 28・32・36・40・45mm
- 簡単操作
- オートクレーブ滅菌可能 121°C・15psi
- 簡単に分解でき、クリーニングがしやすい



チューブ/
ビペット/
スプレイ

デジタルビュレット(コンティニアス)

コードNo.	型番	入数	分注量(mL)	標準取付口径(mm)	価格(税抜)
0-1005-01	E	1	2.5/1回転	45	¥115,000
0-1005-02	RS	1	5.0/1回転	45	¥115,000

◆仕様

※価格にボトルは含まれません。

- 材質:シリンダーピストン/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PFA
- 分注範囲:0.01~999.9mL ● 精度:±0.2% ● 変動係数:≤0.1%
- 付属品:アダプター(GL45/32、45/38、45/40)各1個
- 電源:単4乾電池×2本 付属
- 液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレイを採用しています。
- バイパス機能により泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内へ戻します。
- 敏速分注(最大5mL/秒)が可能でダイヤルを回す速度により分注速度が変わります。
- 分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません(空回り機能装備)。
- 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。
- ISO、GLP規格に準じ、微量な分注が可能です。



磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

ピペット用ボトル (全体樹脂コーティングタイプ)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	ネジ口規格	形状	価格(税抜)
0-1004-01	1671506	1	100	GL32	角形	¥2,350
0-1004-02	1671515	1	250	GL32	角形	¥2,880
0-1004-03	1671520	1	500	GL32	角形	¥3,350
0-1004-04	1671500	1	1000	GL45	角形	¥3,940
0-1004-05	1671510	1	2500	GL45	円形	¥6,830

◆仕様

- 材質:ソーダ石灰ガラス(エチレンアクリルコーティング)
- ボトル外部に樹脂コーティングを施しているため、
破損してもガラスが飛び散ることがありません。
- キャップは1回だけのロック機能が付いています。



※写真のアダプターは別売りです。

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

ピペットコントローラー

コードNo.	型番	入数	サイズ	価格(税抜)
0-1007-01	ピペットトップ1630500	1台	212mm(全長)	¥8,500
0-1007-02	メンブレンフィルター1670650	10個	3μm(目開きサイズ)	¥14,140

- ◆仕様 ● 材質(ピペット装着部):シリコン
● ピペット容量:0.1~200mℓ
● 適合ピペット外径:φ9.2mm以下
● 重量:121.7g

- ガラス・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。
- ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。
- ピペットの外径がφ9.2mm以下でピペット容量が0.1~200mℓのピペットに対応しています。
- オーバーフロー防止用のフィルターディスク付です。
- ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です。



1670650



ピペット装着例
(ピペットは付属しません)

ピペットコントローラー

Top

コードNo.	型番	適合ピペット	重量(g)	価格(税抜)
0-1009-01	ピペットフィルター	0.1mℓ~100mℓ	240	¥29,800
0-1009-02	フィルター	-		¥1,500

- ◆仕様 ● 付属品:0.2μm PTFEフィルター AC/DCアダプター
● バッテリー:約8時間連続運転可能(フル充電時)
● 電源:AC100V

- サンプルのオーバーフロー用フィルター付です。
- スピード設定ダイヤルでポンプスピードを調整できます。
- 0.1mℓ~100mℓサイズのガラス又はプラスチック製ピペットの装着が出来ます。
- コレット部分はオートクレーブ滅菌可能です。
- 充電時期を示すLEDランプ(赤色点滅)。充電中でもピペッティングは可能です。



ピペット装着例
(ピペットは付属しません)

ピペットコントローラー

コードNo.	型番	入数	ピペット容量	重量(g)	価格(税抜)
0-1008-11	1631500	1	0.1~100mℓ	190	¥74,480
0-1008-02	1670648 フィルター	10	0.2μm	-	¥17,800

- ◆仕様 ● 容量:0.1~100mℓのピペットに対応
● 付属品:フィルター(PTEF) 2個、リチウム乾電池 2個、
AC/DCアダプター100V、アダプター/PP
● バッテリー:約8時間連続運転可能(フル充電時)
● 電源:AC100V

- 10秒以内に静かにかつ最少振動にて50mℓのピペッティングが可能です。
- 人間工学に基づいた片手で操作し易いバランス設計です。
- 液排出スピードの調整が可能です。
- 充電時期を示すLEDランプ(赤色点滅)。



チューブ
ピペット
スポンジ

磁製器具
粉碎

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

自動ビュレット(飛散防止加工型)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	価格(税抜)
0-1276-01	9695-3015	1	15	¥14,800
0-1276-02	9695-3025	1	25	¥14,800
0-1276-03	9695-3050	1	50	¥16,400

- ◆仕様 ● 材質:本体:ポリ瓶/PE、ビュレット/ホウ珪酸ガラス、ストッパー部:天然ゴム
● 目盛:0.1mL
● ポリ瓶サイズ:500mL(15mL)/1000mL(25、50mL)
● ビュレットは樹脂でコーティングされています。



※価格にビーカーは含まれません。



自動ビュレット

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mL)	価格(税抜)
0-1106-01	9695-1005	1	5	0.05	¥12,000
0-1106-02	9695-1010	1	10	0.05	¥12,000
0-1106-03	9695-1015	1	15	0.1	¥12,000
0-1106-04	9695-1025	1	25	0.1	¥12,000
0-1106-05	9695-1050	1	50	0.1	¥13,800

- ◆仕様 ● ポリ瓶サイズ:500mL(5、10、15mL)、1000mL(25、50mL)
● 材質・接液部:PE、珪酸ガラス、ゴム
● ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。
● 満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。



※価格にビーカーは含まれません。

パイポンプ

コードNo.	型番	入数	適合ピペットサイズ	価格(税抜)
0-1107-01	7551-0002	1	2mL	¥3,900
0-1107-02	7551-0010	1	10mL	
0-1107-03	7551-0025	1	25mL	

※価格にピペットは含まれません。

- ◆仕様 ● 全長:185mm
● 適合ピペット:外径φ6~9mm
● 調整弁を押しますと微量の滴下ができます。
● 親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。



チューブ/
ビュレット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離分析法機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

レオナ遠心機ミニ

Top

コードNo.	型番	入数	回転数(rpm)	遠心加速度(G)	重量(kg)	価格(税抜)
0-1060-01	CM-610	1台	6,200(固定)	2,020	0.9	¥24,000
0-1060-02	CM-630	1台	10,000(固定)	5,260	1.1	¥27,000

- ◆仕様 ● 処理量:1.5/2.0mlマイクロチューブ×6本
 ● 適合マイクロチューブサイズ:φ9.5~11×36~42mm
 ● サイズ(W×D×H):130×145×140mm ● 本体材質:ABS樹脂
 ● 電源:AC100V 50/60Hz ● 付属品:Micro tube用ローター

- ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計です(ブレーキ機能付)。

CM610



CM630

手動式遠心機

本体・ローターセット例
(チューブは付属しません)

コードNo.	型番	入数	タイプ	価格(税抜)
0-1019-01	1011	1台	本体のみ	¥45,000
0-1019-02	1025	1セット	4検体用ローターのみ	¥40,000

- ◆仕様 ● 最大回転数:3,000rpm ● 最大遠心力:1,077×G
 ● 処理量:15mL×4本 ● 使用可能チューブ:φ17×125mm
 ● 本体サイズ:W140×D175×H285mm ● 重量:約1.08kg(本体+ローター)
 ● 取付部開口:最大43mm

- 締め付け金具で容易に作業台へ取付できます。
 ● 多様なチューブの使用が可能です(最大チューブサイズ:径×全長/φ17×125mm)。
 ● クランプの開口の最大は43mmですが、挟み込むテーブルは最低でも20mmが好ましいです(最小0mmです)。



小型遠心分離機

コードNo.	0-1142-01	0-1142-02
品番	1800-01	1802-01
型番	EBA200	EBA200S
最大容量	15mL×8	15mL×8
ローター適合チューブサイズ	17.7×88mm	17.7×88mm
ローター材質	ポリアミド樹脂	ポリアミド樹脂
最高回転数	6,000rpm	8,000rpm
最大遠心力	3,461×G	6,153×G
サイズ(W×D×H)	261×353×228mm	261×353×228mm
ドア開閉時高さ	430mm	430mm
重量	約9kg	約11kg
電源	100-127 V、50/60Hz、100VA	100-127 V、50/60Hz、160VA
運転音	≤50db	≤55db
適合規格	FCC Class B	FCC Class B
安全装置	ふた落下保護付 エラー表示 不均衡スイッチオフ サイクルカウンタ付	ふた落下保護付 エラー表示 不均衡スイッチオフ
速度設定範囲	200~6,000rpm(10rpmステップ) デジタル表示	200~8,000rpm(10rpmステップ) デジタル表示
遠心力設定範囲	3~3,461×G	3~6,153×G
タイマー設定範囲	連続運転 or 1~99分 デジタル表示	連続運転 or 1~99分 デジタル表示
加減速可変	2段階ブレーキ機能(fast, slow)	2段階ブレーキ機能(fast, slow)
運転終了時機能	音声メッセージ機能付(on/off可能)	音声メッセージ機能付(on/off可能)
価格(税抜)	¥255,000	¥456,000



EBA200/200S



遠心機内部

- EBA200/200Sは、小さなサンプルサイズに適した実用的で、かつコンパクトな遠心分離機です。
 ● マイクロプロセッサ制御ですので、静音・低振動です(ブラシレスドライブ採用)。
 ● 周波数制御駆動装置搭載でローターの回転数を変更することが可能です。
 ● キーパッドにより簡単に回転条件を設定することができます(バックライト付パネル採用)。
 ● 金属製の蓋にのぞき窓が付いており大変便利に使用できます。
 ● 2段階のブレーキ機能付です。
 ● ローターは8 箇所の固定角度(33°)でチューブを保持します。
 ● ローターの交換時期をお知らせするサイクルカウンタ付です(EBA200のみ)。
 ● EBA200Sは5万回程度ローターの使用が可能です(ご使用環境により数値は変化します。目安の数値です。保証値ではございません)。
 ● ローターは付属品です。

レオナスタンダード遠心機

Top

コードNo.	型番	入数	回転数(rpm)	サイズ(径×高さ)mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-1061-01	C-12B	1台	0~2,500	φ250×250	3	¥33,000
0-1061-02	交換用チューブアダプター	1個	-	-	-	¥660

- ◆仕様 ● 処理量:10mlチューブ×4本
 ● 適合チューブサイズ:φ15~16.5×104~110mm
 ● 最大遠心力:650×G
 ● 電源:AC100V 50/60Hz
 ● 付属品:ローター(RA-1004)
- 10mlチューブに対応できる簡単操作タイプの遠心機です。
 ● ON/OFFスイッチが付いており、
 回転数はボリュームで容易に変更可能です。
 ● C-12Bには、チューブアダプター(0-1061-02)4個が
 付属しております。



RA-1004
(チューブは付属しません)



C-12B

チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

小型遠心分離機

コードNo.	0-1021-01	0-1021-02
品番	2400-01	2405-01
型番	MIKRO200	MIKRO200R
最大容量	1.5/2.0ml×24	1.5/2.0ml×24
最高回転数	15,000rpm	15,000rpm
最大遠心力	21,382×g	21,382×g
サイズ(W×D×H)	275×344×260mm	281×553×260mm
ドア開閉時高さ	505mm	505mm
重量	約11.5kg	約28kg
電源	100-127 V、50/60Hz、270VA	100-127 V、50/60Hz、630VA
運転音	≤58db	≤53db
適合規格	FCC Class B	FCC Class B
異常検知機能	ふた落下保護付 エラー表示 不均衡スイッチオフ	ふた落下保護付 エラー表示 不均衡スイッチオフ
速度設定範囲	500~15,000rpm(10rpmステップ)	500~18,000rpm(10rpmステップ)
遠心力設定範囲	16~21,382×G	16~21,382×G
タイマー設定範囲	連続運転 or 1~99分 デジタル表示	連続運転 or 1~99分 デジタル表示
温度設定範囲	-	-10~40℃(1℃ステップ)
プログラムメモリ	4プログラム	4プログラム
加減速可変	1~9段階加速・ブレーキ	1~9段階加速・ブレーキ
運転終了時機能	-	音声メッセージ機能付(on/off可能)
価格(税抜)	¥408,000	¥973,000



MIKRO200



MIKRO200R

ローター

コードNo.	0-1021-11
品番	2434
型番	24検体アングルローター 200/R用
最大容量	2.0ml×24
適合チューブサイズ	φ11.2×42.6mm
材質	アルミニウム
価格(税抜)	¥79,000



2434
(チューブは付属しません)

- MIKRO200/200Rは、小さなサンプルサイズに適した実用的で、かつコンパクトな遠心分離機です。
 ● MIKRO200Rは冷却機能付きです。
 ● マイクロプロセッサ制御ですので、静音・低振動です(ブラシレスドライブ採用)。
 ● 周波数制御駆動装置搭載でローターの回転数を変更することが可能です。
 ● キーパッドにより簡単に回転条件を設定することができます(バックライト付パネル採用)。
 ● 金属製の蓋にのぞき窓が付いており大変便利に使用できます。
 ● 複数の運転プログラム設定と実行ができます。
 ● 9段階の加速とブレーキが可能です。
 ● ローターは別売です。

レオナシンプル遠心機

Top

コードNo.	型番	入数	回転数(rpm)	遠心加速度(G)	価格(税抜)
0-1063-01	CN-830	1台	0~3,000(50Hz)/0~3,500(60Hz)	1,040(50Hz)/1,420(60Hz)	¥98,000

- ◆仕様 ● 最大処理量:10mlチューブ×12本/15mlチューブ×6本
 ● 適合チューブサイズ:10mlチューブ/φ12~16.5×88~100mm
 15mlチューブ/φ17×118mm
 ● 最大処理量:120ml ● タイマー機能:0~30分 もしくは 連続運転
 ● サイズ(W×D×H):290×320×250mm
 ● 重量:8kg ● 電源:AC100V 50/60Hz ● 付属品:ローター(R-12)
- ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。
 ● 連続運転とタイマー機能付の切り替えで便利にご使用になれます。
 ● 10mlチューブに対応できます。



R-12
(チューブは付属しません)



CN-830

小型遠心分離機

コードNo.	0-1322-01		
品番	1101-01		
型番	EBA280		
最大容量	50ml×6	適合規格	FCC Class B
最高回転数	6,000rpm	安全装置	ふた落下保護付、エラー表示 不均衡スイッチオフ サイクルカウンター付
最大遠心力	4,146×G	速度設定範囲	200~6,000rpm(10rpmステップ) デジタル表示
サイズ(W×D×H)	326×400×242mm	遠心力設定範囲	3~4,146×G
ドア開閉時高さ	486mm	タイマー設定範囲	連続運転 or 1~99分0~59秒 デジタル表示
重量	約12kg	プログラムメモリ	9プログラムメモリ
電源	100-127 V、50/60Hz、185VA	加減速可変	1~9段階加速・ブレーキ
運転音	≤51db	運転終了時機能	音声メッセージ機能付(on/off可能)
価格(税抜)	¥499,000		

ローター

コードNo.	0-1322-11	0-1322-12
品番	1137	1139
型番	6検体アングルローターEBA280用	12検体アングルローターEBA280用
最大容量	50ml×6	15ml×12
適合チューブサイズ	φ35×96mm	φ17.7×88mm
材質	Sheet steel	Sheet steel
価格(税抜)	¥135,000	¥135,000

- EBA280は、小さなサンプルサイズに適した実用的で、かつコンパクトな遠心分離機です。
 ● マイクロプロセッサ制御ですので、静音・低振動です(ブラシレスドライブ採用)。
 ● 複数の運転プログラム設定と実行が出来ます。
 ● 9段階の加速とブレーキが可能です。
 ● 周波数制御駆動装置搭載でローターの回転数を変更することが可能です。
 ● キーボードにより簡単に回転条件を設定することができます(バックライト付パネル採用)。
 ● 金属製の蓋にのぞき窓が付いており大変便利に使用できます。
 ● ローターは固定角度(35°)でチューブを保持します。
 ● ローターの交換時期をお知らせするサイクルカウンター付です。
 ● ローターは別売です。



EBA280/セット例
(チューブは付属しません)

レオナスタンダード遠心機

Top

コードNo.	型番	入数	回転数(rpm)	遠心加速度(G)	価格(税抜)
0-1064-01	CN-2200	1台	1,000~8,000	6,660	¥352,000
0-1065-01	CN-2060	1台	500~6,000	3,870	¥148,500
0-1066-01	RA-1508-1(ローター)	1個	-	-	¥99,000
0-1066-03	RA-1508(ローター)	1個	-	-	¥82,500
0-1066-02	RA-5006(ローター)	1個	-	-	¥129,800

- ◆仕様
- 処理量(RA-1508-1、RA-1508):15mlチューブ×8本
適合チューブサイズ:φ15~16.7×92~122mm
 - 処理量(RA-5006):50mlチューブ×6本
適合チューブサイズ:φ27.5~29.5×84~117mm
 - 最大処理量:300ml
 - タイマー機能:最大99時間59分 もしくは連続運転
 - サイズ(W×D×H):290×320×250mm
 - 重量(CN-2200、CN-2060):10kg
 - 適合ローター:CN-2200/RA-1508-1、RA-5006
CN-2060/RA-1508、RA-5006
 - 遠心加速度(RA-1508-1 ローター):6,600G/8,000rpm(遠心機CN-2200に装着)
 - 遠心加速度(RA-1508 ローター):3,750G/6,000rpm(遠心機CN-2060に装着)
 - 遠心加速度(RA-5006 ローター):5,260G/7,000rpm(遠心機CN-2200に装着)
3,870G/6,000rpm(遠心機CN-2060に装着)
 - 電源:AC100V 50/60Hz
 - 遠心機の回転数を簡単に入力設定することができます。
 - 10通りのプログラムメモリ機能があり何度でも同じ遠心が可能です。
 - 連続運転とタイマー機能付の切り替えで便利にご使用になれます。
 - LED表示で回転数、タイマー残が容易に見ることができます。
 - ローターは別売です。

CN-2200/CN-2060



RA-1508-1/RA-1508
(チューブは付属しません)



RA-5006
(チューブは付属しません)

チューブ/
ビベット/
スポート

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/
安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

セルウォッシャー

コードNo.	0-1323-01		
品番	1008-00		
型番	ROTOLAVITII		
最大容量	5ml×24	運転音	≤49db
最高回転数	3,500rpm	異常検知機能	ふた落下保護付 エラー表示 不均衡スイッチオフ
最大遠心力	1,438×G	速度設定範囲	0~3,500rpm
サイズ(W×D×H)	330×480×280mm	遠心力設定範囲	0~1,438×G
ドア開閉時高さ	580mm	タイマー設定範囲	0~3,800Hr
重量	約24.5kg	プログラムメモリ	24プログラムメモリ
電源	100-240V、50/60Hz、144VA	運転終了時機能	音声メッセージ機能付(on/off可能)
適合規格	EN/IEC61326-3-2/FCC CFR47 part 15 ed 2015-04-21(e-CFR) Class B		
価格(税抜)	¥2,780,000		

ローター

コードNo.	0-1323-11
品番	1018-A
型番	スイングローター24穴
最大容量	5ml×24
適合チューブサイズ	φ12×75mm
価格(税抜)	¥270,000

- ROTOLAVITIIは、細胞洗浄用専用のコンパクトな遠心分離機です。
- タッチスクリーンにより簡単に操作できます。
- 7つのプレインストールされたアプリケーションプログラムにより簡単に使用できます。
- カラータッチスクリーンにより、全パラメーターの実測値を表示できます。
- 周波数制御駆動装置搭載でローターの回転数を変更することが可能です。
- タッチパネルにより簡単に回転条件を設定することができます(カラータッチスクリーン採用)。
- 金属製の蓋にのぞき窓が付いており大変便利に使用できます。
- 複数の運転プログラム設定と実行ができます。
- ローターは別売です。



1008-00

デジタル遠心機(中型タイプ)

コードNo.	型番	入数	回転数(rpm)	遠心加速度(G)	最大処理量(mL)	重量(kg)	価格(税抜)
0-1080-01	CN-350	1	500~6,000	4,270	400	20.5	¥491,700
0-1081-01	CN-3302	1	500~6,000	4,270	400	18	¥491,700

- ◆仕様 ● タイマー機能:最大99時間59分 もしくは、連続運転
● サイズ(W×D×H):360×480×340mm ● 電源:AC100V 50/60Hz
● 回転数もしくは遠心力を簡単に入力設定することができます(CN-350)。
● 10通りのプログラムメモリ機能があり何度でも同じ遠心が可能です(CN-350)。
● 回転数もしくは遠心力を可変ボリュームで容易に設定することができます(CN-3302)。
● 連続運転とタイマー機能付の切り替えで便利にご使用になれます。
● LED表示で回転数、遠心力(CN-350)、タイマー残が容易に見ることができます。
● 安全装置が搭載され安心してご使用になれます。



CN-350



CN-3302



RA-1512H



RA-5008

コードNo.	型番	入数	処理量	回転数(rpm)	最大遠心力(G)	適合チューブサイズ(外径×長さmm)	価格(税抜)
0-1078-01	RA-1512H	1	15mL×12本	6,000	4,270	15~16.7×92~125	¥86,400
0-1079-01	RA-5008	1	50mL×8本	6,000	4,270	27.5~29.5×84~116	¥129,300

遠沈管(ガンマー滅菌済)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	胴径×全長(mm)	一目盛 最低目盛(mL)	価格(税抜)
0-1223-11	KJ323-ST	100本/袋	10	φ15×102	0.5/1.5	¥2,600
0-1223-12	KJ324-ST	100本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0	¥3,000
0-1223-13	KJ326-ST	50本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0	¥2,800
0-1223-14	KJ325-ST	50本/袋	50(自立型)	φ28×118	2.5/5.0	¥3,000



KJ325 KJ326 KJ324 KJ323

遠沈管(未滅菌)

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	胴径×全長(mm)	一目盛 最低目盛(mL)	価格(税抜)
0-1223-01	KJ323	100本/袋	10	φ15×102	0.5/1.5	¥2,200
0-1223-02	KJ324	100本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0	¥2,500
0-1223-03	KJ326	50本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0	¥1,700
0-1223-04	KJ325	50本/袋	50(自立型)	φ28×118	2.5/5.0	¥2,000



梱包:バルク包装

- ◆仕様
● 材質:本体/PP、キャップ/PE ● 許容遠心力:12,000×G ● 使用温度範囲:-80~120℃
● パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリーですので安心してご使用いただけます。
● チューブに直接メモを書き留めることができます。
● 目安メモリ付きです。
● 簡単にキャップを開閉できます。
● KJ325、KJ325-STは、自立型です。
● 一目盛は、目安目盛です。

マイクロチューブ

Lab

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	一目盛 最低目盛(mL)	価格(税抜)
0-1222-03	KJ305(ストッパー無)	1,000本/袋	0.5	0.1/0.1	¥1,950
0-1222-01	KJ306(ストッパー無)	500本/袋	1.5	0.25/0.1	¥1,100
0-1222-04	KJ307-1(ストッパー付)	1,000本/袋	0.5	0.1/0.1	¥1,950
0-1222-05	KJ307-2(ストッパー付)	500本/袋	1.5	0.25/0.1	¥1,100
0-1222-02	KJ327-3(ストッパー付)	500本/袋	2	0.5/0.5	¥1,100



梱包:バルク包装

- ◆仕様 ● 材質:PP ● 許容遠心力:15,000×G ● 使用温度範囲:-80~120℃
● オートクレーブ可能です。
● KJ327-3(ストッパー付)は丸底のマイクロチューブです。

理化学汎用機器

- ・ウォーターバス ・サーキュレーター ・バスリキッド ・フールインキュベーター ・ヒーター
- ・センサ ・コンプレッションフィッティング ・熱電対コネクタ ・試験管ミキサー ・スターラー
- ・ホットプレート ・攪拌機 ・攪拌羽根 ・ジャーテスター ・BOD測定器

高低温サーキュレーター CORIO™

コードNo.	型番	入数	外寸(WxLxH) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-1163-01	CD-200F	1	230×390×650	26	¥597,000
0-1163-02	CD-300F	1	240×420×660	28	¥690,000
0-1163-03	CD-600F	1	330×470×690	36	¥910,000

- 高温から低温まで広範囲に、高精度に温度制御します。
- 簡単操作の温度設定。確認しやすいデジタル温度表示は、高い操作性を実現します。
- 外部循環量は、レバー操作で簡単に調整できます。
- 安全等級クラスⅢ(DIN 12876-1)で安全運転。加熱防止/空焚き防止。
- USBインターフェースによる外部制御運転が可能です。

◆仕様

型番	CD-200F	CD-300F	CD-600F
温度範囲	-20~+150℃	-25~+150℃	-35~+150℃
温度精度	±0.03℃		
温度制御	PID制御		
充填量	3~4L	3~4L	5~7.5L
バス開口部/深さ	130 × 150 / 150mm	130 × 150 / 150mm	220 × 150 / 150mm
ポンプ能力	15L/min(0.35bar)	15L/min(0.35bar)	15L/min(0.35bar)
冷却能力	220W/170W/60W (at +20℃/0℃/-20℃ エタノール)	310W/280W/110W (at +20℃/0℃/-20℃ エタノール)	600W/530W/220W (at +20℃/0℃/-20℃ エタノール)
加熱能力	800W		
電源	AC100V		
付属品	ホークコネクターφ8mm、φ12mm × 各2ヶ、電源ケーブル1本、通信コネクター1本、電源コネクター1本		

CD-600F



CD-200F



CD-300F



高低温サーキュレーター CORIO™

コードNo.	型番	入数	外寸(WxLxH) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-1164-01	CD-201F	1	440×410×440	25	¥624,000

◆仕様

温度範囲	-20~+150℃
温度精度	±0.03℃
温度制御	PID制御
充填量	3~4L
バス開口部/深さ	130 × 150 / 150mm
ポンプ能力	15L/min(0.35bar)
冷却能力	200W/160W/60W(at +20℃/0℃/-20℃ エタノール)
加熱能力	800W
電源	AC100V

- 高温から低温まで広範囲に、高精度に温度制御できる卓上タイプです。
- 簡単操作の温度設定。確認しやすいデジタル温度表示は、高い操作性を実現します。
- 外部循環量は、レバー操作で簡単に調整できます。
- 安全等級クラスⅢ(DIN 12876-1)で安全運転。加熱防止/空焚き防止。
- USBインターフェースによる外部制御運転が可能です。



CD-201F

ウォーターバス PURA

コードNo.	型番	入数	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)
0-7281-01	PURA4	1	210×350×220	120×270×140	¥164,000
0-7281-02	PURA10	1	310×350×220	220×270×140	¥188,000
0-7281-03	PURA14	1	420×350×220	330×270×140	¥195,000
0-7281-04	PURA22	1	640×350×260	550×270×180	¥214,000
0-7281-05	PURA30	1	860×350×260	770×270×180	¥257,000

型番	PURA4	PURA10	PURA14	PURA22	PURA30
設定温度範囲(℃)	室温+5～99.9				
最小温度設定(℃)	0.1(温度精度:±0.15℃)				
使用温度範囲(℃)	室温+5～75			室温+5～65	
槽内容量(L)	0.8～4.5	1.4～9.5	2～14	3.4～25.5	4.8～36
試験管収納ラック数	1	2	3	5	7
ヒーター容量(kw)	0.38	0.9	0.98	0.98	0.98
電源	100V 50/60Hz				



PURA4



PURA14

アクセサリー

コードNo.	商品名	入数	外寸法(mm)	価格(税抜)
0-7281-11	Lift-up/バスカバー	1	PURA4用	¥34,000
0-7281-12	Lift-up/バスカバー	1	PURA10用	¥43,000
0-7281-13	Lift-up/バスカバー	1	PURA14用	¥45,000
0-7281-14	Lift-up/バスカバー	1	PURA22用	¥55,000
0-7281-15	Lift-up/バスカバー	1	PURA30用	¥67,000
0-7281-16	チューブラック 60本収納	1	適合チューブ φ16～17×100mm	¥17,000
0-7281-17	チューブラック 90本収納	1	適合チューブ φ12～13×75mm	
0-7281-18	チューブラック 21本収納	1	適合チューブ φ30mm	



- 水槽内は使いやすいフルフラットデザイン(ドレイン口付き)のステンレス製です。
- 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイです。
- 温度分布がきわめて均一です。 ● PURA全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
- 循環ポンプを持たない自然対流方式は、液面の波立ちがなく、試験容器の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
※使用温度範囲以上の温度で利用したい場合は、お問い合わせください。

循環恒温水槽用バスリキッド

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-1017-01	G	1	¥27,000
0-1017-02	HY	1	¥87,000
0-1017-03	H5	1	¥92,000
0-1017-04	H10	1	¥92,000
0-1017-05	H20S	1	¥95,000
0-1017-07	HL90	1	¥176,000
0-1017-08	H250S	1	¥95,000
0-1017-09	H350	1	¥92,000

- 様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした循環恒温水槽用バスリキッドです。
- 蒸発しにくく、長期間使用することができます。
- 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。
- 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。
- 熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。

※注意:本製品は、工業用途に作られた製品です。
研究・開発実験以外の目的では使用できません。
※本製品は、ユラボジャパン(株)サーキュレーター専用ですので、
他社製品にご使用の際にはご相談ください。



◆仕様

型番	G	HY	H5	H10	H20S	HL90	H250S	H350
使用温度範囲(℃)	-30～+80	-80～+55	-50～+105	-20～+180	0～+220	-90～+200	+20～+250	+50～+350
引火点(℃)	-	62	124	>170	230	>82	230	200
燃焼点(℃)	-	80	142	220	264	126	264	235
動粘度(mm2/S)(at 20℃)	4.07	<4	5.66	10.8	22.3	2.16	22.3	48.3
密度(g/cm3)(at 20℃)	1.08	0.9	0.92	0.94	0.95	0.91	0.95	1.04
発火点(℃)	430	335	350	370	385	300	385	450
色	薄黄	透明	透明	透明	薄茶	透明	薄茶	透明
主成分	エチレン グリコール50% 水50%	シリコン系	シリコン系	シリコン系	シリコン系	シリコン系	シリコン系	ジベンジルトルエン
内容量(L)	5							
危険物	-	第2石油類	第3石油類	第3石油類	第4石油類	第3石油類	第4石油類	第4石油類
タイプ	開放型バス用	開放型バス用	開放型バス用	開放型バス用	開放型バス用	密閉型バス用	密閉型バス用	密閉型バス用

ヒータングサーキュレーター(温水器)

コードNo.	型番	入数	外寸(WxDxH)mm	槽開口/深さmm	価格(税抜)
0-7300-01	LCH-1KN	1	265×415×460	195×225×265	¥185,000
0-7300-02	LCH-3K	1	370×488×522	310×230×300	¥280,000

※3Kは電源コードプラグが付属しません。

◆仕様

型番	LCH-1KN	LCH-3K
外部循環方式	密閉系循環方式	
温度制御範囲(℃)	室温+15~90	室温+20~90
温度制御方式	PID制御	
最大流量ℓ/min(50/60Hz)	7/8	15/18
最大揚程m(50/60Hz)	4/4.5	8/11
ヒーター容量(kW)	1	3
電源	AC100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
電源コード長さ(m)	2	5
コンセント形状	2Pプラグ	-
重量(Kg)	15	20
付属品	フタ:1枚 棚板:1枚 ホースバンド:2個 シリコンチューブ:Φ10×Φ14/10cm 1本	

- パーソナルタイプの恒温水槽です。
- 部装置の温度を安定して高精度に温度制御します。



チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉砕

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

フラスコ用おもり

コードNo.	型番	入数	リング内径×外径(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1252-01	4030-9001	1	Φ48×Φ86	260	¥1,370
0-1252-02	4030-9002	1	Φ56×Φ102	520	¥1,580
0-1252-03	4030-9003	1	Φ61×Φ110	830	¥1,890
0-1252-04	4030-9004	1	Φ74×Φ127	1000	¥2,310

- ◆仕様 ● 材質:スチール(プラスチックコーティング)



蒸発防止ボール(PPボール)

コードNo.	型番	入数	外径(mm)	価格(税抜)
0-7095-01	Φ10	1箱(500個入)	Φ10	¥5,000
0-7095-02	Φ20	1箱(500個入)	Φ20	¥7,500
0-7095-03	Φ30	1箱(300個入)	Φ30	¥9,000
0-7095-04	Φ40	1箱(200個入)	Φ40	¥8,800
0-7095-05	Φ50	1箱(200個入)	Φ50	¥10,000

- ◆仕様 ● 連続使用温度:110℃ ● 材質:PP(ポリプロピレン)

- ◆仕様 ● 連続使用温度:110℃
● 材質:PP(ポリプロピレン)

- ポリプロピレン製の中空ボールです。
- 水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。



クールインキュベーター



コードNo.	型番	入数	庫内寸法(mm)	外寸法(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-4187-01	CN-40A	1台	360x246x420	450x455x550	18	¥215,000

◆仕様

- 材質:庫内/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂
- 内容積:41L
- 冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
- 冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール
- 温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
- 温度分布:±0.5℃(35℃運転時)(CN-25C)、±0.8℃(35℃設定時)(CN-40A)
- 安全装置:過昇温度保護機能
- 電源・消費電力・電源コード長:AC100V 50/60Hz、98W、1.95m(2Pプラグ)
- 付属品:棚板×2枚、鍵2ケ



- 温度制御範囲
3℃~45℃。ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベーターです。
- マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
- コンプレッサーを使わない低振動タイプ。タンパクの結晶化等デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。
- 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。
- コンパクトな寸法で内容積41Lの高収納性を実現。シャーレ(φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。
- 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。保温性と視覚確認を両立させました。
- 扉には鍵が掛けられ、貴重な試料の保管にもお使いいただけます。
- 庫内に温度センサー等のケーブルを通せる接続孔が付いています。
- 清掃もラクにできる簡単メンテナンス設計。冷却時の霜取りは不要です。
- ペルチェ素子モジュールにより、加温冷却をしているため、冷媒(フロンガス類)・圧縮機は使用していません。
- プログラム運転



(器具は付属しません)

電子冷却保管庫(ラボストッカーⅡ)



コードNo.	型番	入数	庫内寸法(mm)	外寸法(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-4191-11	RD-20S2- LM	1台	285x216x324	365x375x445	9	¥56,000

◆仕様

- 材質:庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE
冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス
- 内容積:約20L ● 冷却方式:自然対流方式(2面冷却)
- 冷却装置:ペルチェ素子モジュール
- 庫内温度:約6℃(周囲温度25℃時)※保証値ではありません。
周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25℃を推奨)。
- 安全装置:過昇温度保護機能
- 電源:AC100V 50/60Hz ● 定格消費電力:48W ● 電源コード長:2m
- 付属品:ステンレス製棚板×1枚
- 音の静かなペルチェ方式です。
- 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。
- 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。



チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
ガラス

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

クールインキュベーター

コードNo.	型番	入数	庫内寸法(mm)	外寸法(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-4186-01	CN-25C	1台	265x260x360	345x445x477	12	¥105,000
0-4189-02	SLC-K252	1個	ドア施錠セット			¥9,000

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機エンジニアリング

◆仕様

- 材質:庫内/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)、外装/ABS樹脂
- 内容積:25L
- 冷却・加温方式:自然対流方式(5面) ● 冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール
- 温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
- 温度分布:±0.5℃(35℃運転時)(CN-25C)、±0.8℃(35℃設定時)(CN-40A)
- 安全装置:過昇温度保護機能
- 電源・消費電力・電源コード長:AC100V 50/60Hz、98W、1.95m(2Pプラグ)
- 付属品:棚板×3枚(1段分)
- 温度制御範囲 3℃~45℃。ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御により用途が拡大します。
- マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
- 2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。
- コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。
- 置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。
- シャーレ(φ90×15mm)が100枚収納できるゆとりのサイズです。
- 清掃もラクにできる簡単メンテナンス設計。冷却時の霜取りは不要です。
- 別売のSLC-K252はSLC-25Aの扉部分に取り付けることができるドア施錠セットです(南京錠別売)。
- ペルチェ素子モジュールにより、加温冷却をしているため、冷媒(フロンガス類)・圧縮機は使用していません。



(器具は付属しません)

チューブ/
ビペット/
スポイト
磁製器具/
粉砕
ガラス/
樹脂器具
金属器具

小型低温恒温器

コードNo.	型番	入数	庫内寸法(mm)	外寸法(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-4188-01	SLC-25A	1台	265x260x360	345x445x477	13	¥125,000
0-4189-02	SLC-K252	1個	ドア施錠セット			¥9,000

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機エンジニアリング

◆仕様

- 材質:庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 ● 内容積:25L
- 冷却・加温方式:自然対流方式(5面) ● 冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール
- 温度制御範囲:3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
- 温度分布:±0.5℃(35℃運転時)(CN-25C)、±0.8℃(35℃設定時)(CN-40A)
- 安全装置:過昇温度保護機能
- 電源・消費電力・電源コード長:AC100V 50/60Hz、98W、1.95m(2Pプラグ)
- 付属品:棚板×1枚(1段分)
- 温度制御範囲 3℃~65℃。ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御により用途が拡大します。
- 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
- 置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。
- シャーレ(φ90×15mm)が100枚収納できるゆとりのサイズです。
- 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
- 別売のSLC-K252はSLC-25Aの扉部分に取り付けることができるドア施錠セットです(南京錠別売)。
- ペルチェ素子モジュールにより、加温冷却をしているため、冷媒(フロンガス類)・圧縮機は使用していません。



保護/安全
金属器具
樹脂器具
分離/分注機器



CN-25C、SLC-25A ドア施錠セット使用例



(器具は付属しません)

理化学汎用機器
設備/運搬/
クリーン環境用品
耐圧反応容器

フッ素被覆投げ込みヒーター

コードNo.	型番	入数	A(mm)	H(mm)	C(mm)	電圧(V)	容量(kW)	価格(税抜)
0-7012-11	LYT-1A	1台	280	140	85	110	0.5	¥33,640
0-7012-12	LYT-2A	1台	280	140	85	220	0.5	¥35,640
0-7012-13	LYT-1B	1台	340	220	145	110	1	¥36,380
0-7012-14	LYT-2B	1台	340	220	145	220	1	¥38,200
0-7012-15	LYT-2C	1台	470	280	220	220	2	¥44,000
0-7012-16	LYF-1A	1台	290	80	85	110	0.5	¥40,000
0-7012-17	LYF-2A	1台	290	80	85	220	0.5	¥40,000
0-7012-18	LYF-1B	1台	340	100	145	110	1	¥44,540
0-7012-19	LYF-2B	1台	340	100	145	220	1	¥44,540
0-7012-20	LYF-2C	1台	420	130	200	220	2	¥50,000

◆仕様

● 材質:ヒーター／銅(ニッケルメッキ)、被覆・サポート／PTFE、フック／ステンレス(SUS304)


● パイプ径:φ11mm

● コード長:2m(220V仕様にはコンセントプラグは付属していません)

※フッ素は使用できません。

● シースヒーターにPTFEチューブを被覆したヒーターです。

● 液体を直接加熱するため、熱効率が良いヒーターです。



リボンヒーター

コードNo.	型番	入数	幅×長さ(mm)	消費電力(W)	価格(税抜)
0-7010-11	MRR1A205	1本	20×1000	100	¥5,460
0-7010-12	MRR1C405	1本	40×1000	200	¥7,780
0-7010-13	MRR1C205	1本	20×2000	200	¥10,220
0-7010-14	MRR1E405	1本	40×2000	400	¥15,700
0-7010-15	MRR1B205	1本	20×1500	150	¥6,940
0-7010-16	MRR1D205	1本	20×3000	300	¥15,380
0-7010-17	MRR1F405	1本	40×3000	500	¥22,480

◆仕様 ● 材質:ガラスクロス ● 最高使用温度:400℃ ● 使用電圧:AC100V ● 片端リード線、差し込みコンセント付き

※温度調節器又は電圧調整器等を必ず併用してください。

● 帯状のヒーターですので、配管やタンクなどに取り付けできます。



リボンヒーター(クリーンルーム用)

コードNo.	型番	入数	幅×長さ(mm)	消費電力(W)	価格(税抜)
0-7011-11	MRR1A205C	1本	20×1000	100	¥8,180
0-7011-12	MRR1C405C	1本	40×1000	200	¥12,280
0-7011-13	MRR1C205C	1本	20×2000	200	¥14,900
0-7011-14	MRR1E405C	1本	40×2000	400	¥23,100

◆仕様 ● 材質:ガラス繊維(フッ素樹脂加工) ● 耐熱温度:400℃ ● リード線:フッ素樹脂 ● リード線端末:コンセントプラグ

● 電源:AC100V 50/60Hz

※温度調節器を併用してご使用ください。 ※耐熱温度は400℃ですが、クリーン性を保つため200℃以下でご使用ください。

● ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したヒーターでクリーンルームでご使用いただけます。




熱電対コネクタ

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7008-11	CK1	オス・メス 各1個	16.5×46.5×8	¥1,640

◆仕様 ● ケース材質:PP

● K熱電対センサの補償導線の延長・接続に使用できます。

● オス・メスの取り外しは容易に行えます。



コンプレッションフィッティング

コードNo.	型番	入数	適応センサ外径(mm)	価格(税抜)
0-7009-11	V0	1個	φ1.0	¥1,700
0-7009-12	V1	1個	φ1.6	¥1,700
0-7009-13	V3	1個	φ3.2	¥1,700

◆仕様 ● 材質:SUS304

● 適応センサ外径の熱電対センサーに取り付けられます。

● 挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。

● 取り付けネジサイズ:R(PT)1/8



温度センサ(K熱電対シース型)

コードNo.	型番	入数	シース部サイズ(mm)	温度範囲(℃)	価格(税抜)
0-7013-11	TSK105	1本	φ1.6×50	0~650	¥3,100
0-7013-12	TSK110	1本	φ1.6×100	0~650	¥3,100
0-7013-13	TSK115	1本	φ1.6×150	0~650	¥3,460
0-7013-14	TSK120	1本	φ1.6×200	0~650	¥3,460
0-7013-15	TSK130	1本	φ1.6×300	0~650	¥3,640
0-7013-16	TSK305	1本	φ3.2×50	0~750	¥3,280
0-7013-17	TSK310	1本	φ3.2×100	0~750	¥3,280
0-7013-18	TSK315	1本	φ3.2×150	0~750	¥3,640
0-7013-19	TSK320	1本	φ3.2×200	0~750	¥3,640
0-7013-20	TSK330	1本	φ3.2×300	0~750	¥3,820

- ◆仕様 ● 熱電対種類:K熱電対 ● 精度:JISクラス2 ● 測温接点:非接地形 ● シース部材質:SUS316 ● リード線材質:ガラスウール被覆
 ● スリーブ部材質(耐熱温度):SUS304(80℃以下) ● スリーブ部サイズ:φ8×45mm ● リード線長さ:2m
 ● リード線先端処理:M4Y端子付
- 測定温度範囲が広く熱反応に優れ、振動や衝撃に強い構造になっています。



温度センサ(測温抵抗体Pt100型)

コードNo.	型番	入数	シース部サイズ(mm)	温度範囲(℃)	価格(税抜)
0-7015-11	TSP105	1本	φ1.6×50	-30~300	¥10,360
0-7015-12	TSP110	1本	φ1.6×100	-30~300	¥10,360
0-7015-13	TSP115	1本	φ1.6×150	-30~300	¥11,280
0-7015-14	TSP305	1本	φ3.2×50	-30~300	¥10,360
0-7015-15	TSP310	1本	φ3.2×100	-30~300	¥10,360
0-7015-16	TSP315	1本	φ3.2×150	-30~300	¥11,280

- ◆仕様 ● 測温抵抗体素子:JIS Pt100Ω ● 精度:JISクラスB ● 導線形式:3線式 ● シース部材質:SUS316
 ● リード線材質(耐熱温度):ビニール被覆(60℃以下) ● スリーブ部材質(耐熱温度):SUS304(80℃以下)
 ● スリーブ部サイズ:φ8×45mm ● リード線長さ:2m ● リード線先端処理:M4Y端子付
- 温度精度が高く100℃以下の測定に適しています。
 ● リード線延長の場合、普通電線との接続が可能です。



フッ素被覆温度センサ(K熱電対シース型)

コードNo.	型番	入数	シース部サイズ(mm)	温度範囲(℃)	価格(税抜)
0-7014-11	FK310	1本	φ3.2×100	0~100	¥20,000
0-7014-12	FK320	1本	φ3.2×200	0~100	¥21,640
0-7014-13	FK330	1本	φ3.2×300	0~100	¥22,900
0-7014-14	FK110	1本	φ1.6×100	0~100	¥24,000
0-7014-15	FK120	1本	φ1.6×200	0~100	¥25,460
0-7014-16	FK130	1本	φ1.6×300	0~100	¥27,100


- ◆仕様 ● 熱電対種類:K熱電対 ● シース部材質:SUS316FEP(フッ素樹脂)被覆
 ● スリーブ部材質(耐熱温度):SUS304+レイケムチューブ(80℃以下)
 ● スリーブ部サイズ:50mm ● リード線長さ(耐熱温度):2m(150℃以下) ● リード線先端処理:M4Y端子付
- 耐薬品性に優れています。



フッ素被覆温度センサ(測温抵抗体Pt100型)

コードNo.	型番	入数	シース部サイズ(mm)	温度範囲(℃)	価格(税抜)
0-7016-11	FPT310	1本	φ3.2×100	-30~100	¥22,720
0-7016-12	FPT320	1本	φ3.2×200	-30~100	¥24,540
0-7016-13	FPT330	1本	φ3.2×300	-30~100	¥24,720
0-7016-14	FPT110	1本	φ1.6×100	-30~100	¥27,100
0-7016-15	FPT120	1本	φ1.6×200	-30~100	¥28,540
0-7016-16	FPT130	1本	φ1.6×300	-30~100	¥30,180

- ◆仕様 ● 測温抵抗体素子:JIS Pt100Ω ● シース部材質:SUS316FEP(フッ素樹脂)被覆
 ● スリーブ部材質(耐熱温度):SUS304+レイケムチューブ(80℃以下) ● スリーブ部サイズ:50mm
 ● リード線長さ(耐熱温度):2m(150℃以下) ● リード線先端処理:M4Y端子付
- 耐薬品性に優れています。



チューブ/
ビペット/
スプイト

磁製器具/
粉砕

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

スリーワンモータ(汎用攪拌機)

コードNo.	0-7338-01	0-7338-02	0-7338-03	0-7338-04
型番	BL300	BL600	BL1200	BL3000
適用	高粘度用	中高粘度用	中低粘度用	低粘度用
回転数	5~300rpm	10~600rpm	20~1,200rpm	50~3,000rpm
定格トルク	1.3N・m	0.7N・m	0.3N・m	0.1N・m
モータ	DCブラシレスモータ B種絶縁 40W			
回転制御	フィードバック制御・正転／逆転切り替え(タイマーモード、手動)			
タイマー機能	正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能			
パネル表示	回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)			
チャック	φ8mm用コレット型手締めチャック			
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー			
電源コード	2極接地プラグ付電源コード2m			
電源・消費電力	単相100V±10% 50/60Hz共用			
寸法・重量	本体:W135mm×D175mm×H211mm・2.0Kg			
付属品	クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー			
価格(税抜)	¥123,000	¥115,000	¥119,000	¥110,000

- 抜群の静寂さで、実験室の環境を壊しません。
- 攪拌中、粘度変化が生じても設定回転数を守ります。
- スパークのない強力ブラシレスモータを採用しました。
- 攪拌作業中、スイッチ1つで回転方向が切り換えられます。
- 正転／逆転機能は、一方向攪拌で発生するリング状の非混合領域を回転方向の切り換えにより、完全に解消させる事ができます。
- 傾斜型翼(かい十字・プロペラ等)使用の場合、軸方向流も逆転しますので、より一層効果が得られます。
- 他の機器へ悪影響を及ぼすノイズは出さない、ノイズを受けても誤動作しない対策がされています。
- 攪拌モータの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクタの保護装置を設けています。



スリーワンモータ(ハイパワー汎用攪拌機)

コードNo.	0-7339-01	0-7339-02	0-7339-03	0-7339-04
型番	BLh300	BLh600	BLh1200	BLh3000
適用	高粘度用	中高粘度用	中低粘度用	低粘度用
回転数	5~300rpm	10~600rpm	20~1200rpm	50~3000rpm
定格トルク	2.6N・m	1.3N・m	0.6N・m	0.2N・m
モータ	DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W			
回転制御	フィードバック制御・正転／逆転切り替え(タイマーモード、手動)			
タイマー機能	5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能			
パネル表示	回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)			
チャック	φ8mm用コレット型手締めチャック			
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー			
電源コード	2極接地プラグ付電源コード2m			
電源・消費電力	単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA			
寸法・重量	本体:W135mm×D170mm×H211mm・2.2Kg			
付属品	クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー			
価格(税抜)	¥188,000	¥180,000	¥184,000	¥184,000

- 従来機(BLシリーズ)とほぼ同一サイズで2倍のトルクを実現しました。
- 高粘度攪拌、あるいは大型翼の使用が可能です。
- 抜群の静寂さで、実験室の環境を壊しません。
- 攪拌中、粘度変化が生じても設定回転数を守ります。
- スパークのない強力ブラシレスモータを採用しました。
- 攪拌作業中、スイッチ1つで回転方向が切り換えられます。
- タイマー付自動正転／逆転機能は、一方向攪拌で発生するリング状の非混合領域を回転方向の切換えにより、解消させることができます。
- 他の機器へ悪影響を及ぼすノイズは出さない、ノイズを受けても誤動作しない対策がされています。
- 攪拌モータの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクタの保護装置を設けています。



コードNo.	商品名	型番	入数	サイズ	材質	価格(税抜)
0-7340-01	汎用攪拌翼 ファン SUS先端用	-	1	φ38	SUS316	¥400
0-7340-02	汎用攪拌翼 プロペラR SUS先端用	-	1	φ50	SUS316	¥500
0-7340-03	汎用攪拌翼 ソフト十字 SUS先端用	-	1	φ70	SUS316	¥700
0-7340-04	汎用攪拌翼 かい十字R SUS先端用	-	1	φ70	SUS316	¥600
0-7340-05	汎用攪拌翼 タービン SUS先端用	-	1	φ86	SUS316	¥800
0-7340-06	汎用攪拌翼 トンボ SUS先端用	-	1	φ100	SUS316	¥4,000
0-7340-07	攪拌シャフト	H500	1	φ8×500	SUS316	¥3,000
0-7340-08	組立スタンド	CS	1	400×325×843	アルミニウム・鉄	¥25,000
0-7340-09	クランプホルダー	-	1	-	亜鉛ダイキャスト	¥1,700

レオナ攪拌機

コードNo.	型番	入数	タイプ	回転数 (r.p.m)	最大トルク (kgf・cm/N・m)	価格(税抜)
0-1086-01	SMR301	1	低粘度用	200~3,000	2.5	¥97,900
0-1086-02	SMR302	1	低~中粘度用	100~1,500	5	
0-1086-03	SMR304	1	中~高粘度用	50~750	10	
0-1086-04	SMR308	1	高粘度用	25~375	20	
0-1087-01	SAR301	1	低粘度用	200~3,000	2.5	¥109,450
0-1087-02	SAR302	1	低~中粘度用	100~1,500	5	
0-1087-03	SAR304	1	中~高粘度用	50~750	10	
0-1087-04	SAR308	1	高粘度用	25~375	20	

◆仕様

※スタンド、攪拌棒、攪拌羽根、ムッフホルダーは付属しません。

本体サイズ(W×D×H)	107×179×199mm
重量	3kg
適合攪拌棒サイズ径	φ8/500mm
表示機能	回転数(SMRシリーズ)、回転数・トルク(SARシリーズ)
タイマー機能	最大99時間59分設定可能(SARシリーズ)
電源	AC100V 50/60Hz
モーター出力	DC80W

- 過熱・過電圧・過電流防止装置を備え、回転数・トルクを一定に保つフィードバック機能もあるため安心してご使用いただけます。
- 高出力、低振動、低騒音タイプのブラシレスモーターを使用しているため安定した攪拌実験がおこなえます。
- チャックは工具を使用することなく攪拌棒を固定でき、また攪拌棒は本体を貫通することができるためスタンドに本体を固定後も攪拌羽根の高さ調整が可能です。
- SARシリーズは、ご希望の回転数、トルク設定ができるため便利にご使用いただけます。



● 正転・逆転機能及び本体の角度が自由に設定できるため多様な攪拌実験にご使用いただけます。



● チャック前面のカバーを開けるとモーターが停止、固定され安全にご使用できます。



● 使用イメージ。攪拌棒、攪拌羽根、スタンド、本体固定用ムッフは別途ご購入下さい。



SMR301



SAR301

チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護
安全

金属器具

樹脂器具

分離
分注機器

理化学
汎用機器

設備
クリーン環境用品

ラボリアク
耐圧反応容器

レオナ攪拌機

コードNo.	型番	入数	タイプ	回転数 (r.p.m)	最大トルク (kgf・cm/N・m)	価格(税抜)
0-1088-01	BL-300D	1	低粘度用	200~3,000	3.5/0.34	¥115,500
0-1089-01	BLG-2D	1	低~中粘度用	200~1,500	3/0.29	¥137,500
0-1089-02	BLG-3D	1	中~高粘度用	50~750	6/0.59	
0-1089-03	BLG-4D	1	高粘度用	25~375	12/1.18	

※スタンドは付属しません。

◆仕様

本体サイズ(W×D×H)	111×232×215mm (BL-300D:111×215×225mm)
重量	3.7kg (BL-300D:3.5kg)
最大適応攪拌棒サイズ径	φ10
表示機能	回転数・トルク
タイマー機能	最大99時間59分設定可能
電源	AC100V 50/60Hz
モーター出力	DC80W (BL-300D:150W)
付属品	本体固定用ムッフ、攪拌棒、攪拌羽根 各1個
付属品サイズ	本体固定用ムッフ16mm、攪拌棒:φ8×500mm、攪拌羽根径:φ50mm

- 過熱防止装置を備え、回転数・トルクを一定に保つフィードバック機能もあるため安心してご使用いただけます。
- 高出力、低振動、低騒音タイプのブラシレスモーターを使用しているため安定した攪拌実験がおこなえます。
- ご希望の回転数、トルク設定ができるため便利にご使用いただけます。



ホモジナイザー

コードNo.	型番	入数	外径×高さ (mm)	処理量 (mL)	価格 (税抜)
0-1229-01	HG-202 本体	1	【コントローラー本体】 146×283×415 【全体】 330×303×540	—	¥393,800
0-1084-02	K-7S ジェネレーター	1	φ7×130	0.3~10	¥102,300
0-1084-03	K-12S ジェネレーター	1	φ12×170	2~250	¥107,800
0-1084-04	K-20S ジェネレーター	1	φ20×200	20~2,000	¥126,500
0-1084-05	K-30 ジェネレーター	1	φ30×250	100~3,000	¥143,000

- ◆仕様 ● 回転数:1,000~20,000rpm ● 重量:10kg
 ● 電源:AC100V 50/60Hz ● 出力:DC210W ブレーカ付き
 ● 材質:シャフトジェネレーター:SUS304 ● 付属品:スタンド
- 回転数がデジタル表示なので、試料の最適混合、均質化条件を設定できます。
 ● 0.3L~3の範囲で試料を、均等化、混合分散、乳化します。



本体+K30
(セット例)

ムッフ

コードNo.	型番	入数	適合パイプ径 (mm)	価格 (税抜)
0-7078-03	角型 ツメ付	1	φ6~16	¥900
0-7078-11	特大	1	φ10~24	¥1,400

- ◆仕様 ● 材料:合金ダイキャスト



特大



角型 ツメ付

ステンレスH型スタンド

コードNo.	型番	入数	支柱サイズ (mm)	H型足サイズ (幅×奥行) (mm)	H型足重量 (kg)	価格 (税抜)
0-7073-01	小	1	φ10×700	110×160	1.6	¥36,000
0-7073-02	中	1	φ10×700	180×200	3.1	¥43,300
0-7073-03	大	1	φ16×1,000	250×300	4.4	¥53,300
0-7073-04	特大	1	φ16×1,000	340×380	6.5	¥77,700

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS304)
- 水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。
 ● 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。

馬蹄型スタンド

コードNo.	型番	入数	支柱サイズ (mm)	足サイズ (幅×奥行) (mm)	足重量 (kg)	価格 (税抜)
0-7071-01	中	1	φ16×750	240×150	3.8	¥16,500
0-7071-02	大	1	φ16×1,000	300×140	6.5	¥20,700
0-7071-03	特大	1	φ16×1,200	320×185	8.7	¥24,000

- ◆仕様 ● 材質:支柱/ステンレス(SUS304)、馬蹄型足/鋳物



ステンレスH型スタンド



馬蹄型スタンド

フッ素樹脂被覆攪拌棒 羽根付き

コードNo.	入数	攪拌棒(径×長さ)mm	回転羽根径φmm	価格(税抜)
0-7099-01	1	φ8×350	80	¥10,360
0-7099-02	1	φ8×400	80	¥10,360
0-7099-03	1	φ8×450	80	¥11,500
0-7099-04	1	φ8×500	100	¥17,260
0-7099-05	1	φ8×600	100	¥18,980
0-7099-06	1	交換用攪拌羽根:80mm 長さ:350,400,450mm用		¥2,880
0-7099-07	1	交換用攪拌羽根:100mm 長さ:500,600mm用		¥3,460

◆仕様 ● 材質:PTFE、芯:SUS304

- オールフッ素樹脂被覆攪拌棒(羽根付)は強度を保つため鉄芯を入れて成形したものです。
- バキュームシールとオールフッ素樹脂被覆攪拌棒(羽根付)とセットすることができます。



バキュームシール(フッ素樹脂製)

コードNo.	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7101-01	1	24/32	¥16,100
0-7101-03	1	29/38	¥17,260

◆仕様 ● 材質:本体:PTFE、ネジ部:PP

- 金属シールと、芯ブレのないようにベアリングでバキュームシールを行っております。
- 弾力性、耐薬品性に優れています。



攪拌羽根

コードNo.	タイプ	入数	翼径(φmm)	価格(税抜)
0-7104-01	ファン	1	40	¥580
0-7104-02	プロペラ(ボス付き)	1	60	¥1,640
0-7104-03	角度付きファン(ボス付き)	1	70	¥2,220
0-7104-04	タービン(ボス付き)	1	80	¥2,880
0-7104-07	ファンタービン(ボス付き)	1	75	¥7,800
0-7104-08	タービン(ボス付き)	1	100	¥11,200
0-7104-09	ファンタービン(ボス付き)	1	100	¥9,100
0-7104-10	プロペラ	1	60	¥720

◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS316)

- ボス付きは、φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
- ボス付き以外の攪拌羽根は、ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。

攪拌シャフト

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7119-01	SUS-400	1	φ8×400	¥3,360
0-7119-02	SUS-500	1	φ8×500	¥4,480
0-7119-03	SUS-600	1	φ8×600	¥5,600

◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS316)

- 固定ノブネジ付き

フッ素樹脂被覆攪拌棒 羽根付き

コードNo.	入数	攪拌棒(径×長さ)mm	回転羽根径φmm	価格(税抜)
0-7098-01	1	φ8×450	80	¥10,240
0-7098-02	1	φ8×500	120	¥14,960
0-7098-03	1	φ8×600	120	¥16,100
0-7098-04	1	φ8×700	120	¥19,560
0-7098-05	1	φ8×800	150	¥23,000
0-7098-06	1	交換用攪拌羽根:80mm 長さ:450mm		¥2,880
0-7098-07	1	交換用攪拌羽根:120mm 長さ:500,600,700mm		¥4,040
0-7098-08	1	交換用攪拌羽根:150mm 長さ:800mm		¥4,600

◆仕様 ● 材質:PTFE、芯:SUS304 ● ステンレス部口径:φ5mm

- フッ素樹脂攪拌棒の上部ステンレスφ5mm
- PTFE 攪拌シールとセットすることもできます。




PTFE 攪拌シール

コードNo.	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7100-01	1	24/32	¥5,400
0-7100-02	1	29/38	¥6,360

◆仕様 ● 材質:PTFE

- PTFE攪拌シール(減圧用)はミゾ部にバイトンOリングを入れる事もできます。



フロキュレーター/ジャーテスター(独立駆動タイプ)

コードNo.	型番	入数	サイズ	価格(税抜)
0-1286-01	FC 4S	1	4連・独立駆動	¥343,800
0-1286-02	FC 6S	1	6連・独立駆動	¥421,400

◆仕様

型式	FC 4S	FC 6S
回転数(選択可能)rpm	10-15-30-45-60-90-120-150-200-300	
外寸法(W×D×H)mm	645×347×260	935×347×260
重量(Kg)	12.5	18
電源(100-240V/50-60Hz)	18W	23W

- 個別の独立駆動制御は、高い再現性結果が得られます。
- 独立した選択可能な運転条件は、同一サンプルを異なる条件で並行テストが実施可能です。
- 独立駆動は、電子制御DCギヤモーターで正確に制御します。
- 使用可能ビーカー:500ml



FC4S

ビーカーは付属しません。



FC6S

フロキュレーター/ジャーテスター

コードNo.	型番	入数	サイズ	価格(税抜)
0-1155-01	JLT4	1	4連・卓上タイプ	¥326,600
0-1155-02	JLT6	1	6連・卓上タイプ	¥399,600
0-1156-01	FP4	1	4連・ポータブル	¥248,500
0-1156-02	—	1	ポータブル専用キャリングケース	¥22,000

◆仕様

回転数(rpm)/	20-40-50-100-200/0~30(連続)・(FP4)
タイマー(min)	10~300/0~999min, 0~99h(連続)・(JLT)
サイズ(W×D×H)	250×250×320mm (FP4)・ 645×260×347mm (JLT4)・935×260×347mm (JLT6)
重量(kg)	4.8kg (FP4)・13kg (JLT4)・17kg (JLT6)
電源	100-240V/50-60Hz・6W (FP4)・ 100-240V/50-60Hz・11W (JLT4)・ 100-240V/50-60Hz・19W (JLT6)

- 使用可能ビーカー:500ml

FP4型

- 4連式のポータブルタイプで屋外での使用も可能です。(シガーコンセント利用可能12V)
- 安定した回転数制御で、高い再現性を実現します。
- 攪拌棒は、工具なしで高さ調整できる簡単操作です。

JLT型

- 回転数は、デジタル設定の簡単設定で高精度制御です。
- 安定した回転数制御は、再現性に優れています。
- 効果的な攪拌板の上下運動が、セルフロック効果を促進します。

FP4用
キャリングケース



FP4



JLT6

ビーカーは付属しません。

試験管ミキサー(ボルテックミキサー)

コードNo.	型番	品番	入数	外寸(W×D×H)mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-1133-01	ZX3	F202A0176	1	150×165×130	2.7	¥34,200
0-1133-02	TX4	F202A0270	1	150×165×130	2.7	¥55,500
0-1134-01	ソフトプラットフォーム	A00000013	1	φ90(外径)×35(高さ)	-	¥6,200
0-1134-02	チューブ用プラットフォーム	A00000014	1	φ90(外径)×35(高さ)	-	¥10,400
0-1134-03	マイクロプレート用プラットフォーム	A00000015	1	180×140×25	-	¥10,900

- ◆仕様 ● タイマー:999分59秒/TX4 ● 振とう方式:旋回/振とう幅4.5mm
 ● 最高回転:ノーマル時/3000rpm プラットホーム着用時/800rpm
 ● 電源:100-240V・コード1.5m ● 付属品:ACアダプター、標準ゴムアダプター
 ※プラットホーム使用時は最大800rpm

- ZX3
タイプ**
- タッチスイッチまたは連続運転を選べます。
 - スムーズな可変速ができます。
- TX4
タイプ**
- 赤外線センサースイッチまたは連続運転が選べます。
 - 赤外線センサーは押付けることなく起動するので安定した攪拌ができます。



スターラー

コードNo.	型番	品番	入数	外寸(W×D×H)mm	重量(kg)	タイプ	価格(税抜)
0-1129-01	MST	F203A0440	1	130×150×50	0.4	汎用	¥19,300
0-1130-01	ESP	F206A0179	1	160×230×33	0.9	低床	¥38,800

- ◆仕様 ● 電源:100-240V コード1.5m 0.6W(MST)/ 5W(ESP)
 ● 最高回転数:1100rpm

- 場所を取らないコンパクトな設計です。
- ESPタイプはさらに低床タイプなので安定性があります。
- 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化学の研究に向いています。



ESP
ビーカーは付属しません。

ホットスターラー

コードNo.	型番	品番	入数	外寸(W×D×H)mm	重量(kg)	天板材質	価格(税抜)
0-1131-01	ARE	F20510162	1	165×280×115	2.6	アルミ天板	¥56,100
0-1132-01	AREC	F20510011	1	203×344×94	3.3	セラミック天板	¥83,900

- ◆仕様 ● 電源:100V コード1.5m ● 最高回転数:1,200rpm(ARE)、1,500rpm(AREC)
 ● 最高温度:340℃ 500W(ARE)、420℃ 600W(AREC)
 ● 天板サイズ:φ155mm(ARE)、180×180mm(AREC)
 ● 攪拌容量:~15L

- ARE
タイプ**
- コンパクトで場所を取らない設計です。
 - アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。

- AREC
タイプ**
- セラミック天板なので耐薬品に優れています。
 - 使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
 - 見やすいデジタル表示です。



ホットプレート

コードNo.	型番	品番	入数	外寸W×D×H(mm)	重量(kg)	天板材質	価格(税抜)
0-1135-01	RC	F20710431	1	165x280x115	3.1	アルミ天板	¥37,900
0-1136-01	REC	F20710081	1	203x344x94	3.3	セラミック天板	¥63,100
0-1136-11	REC	F20710553	1	203x344x94	2.7	セラミック天板	¥59,000

- ◆仕様 ● 電源:100V コード1.5m
 ● 最高温度:340℃ 500W(F20710714)、420℃ 600W(F20710081)、420℃ 780W(F20710553)
 ● 天板サイズ:φ155mm(F20710714)、180×180mm(F20710081、F20710553)

- コンパクトで場所を取らない設計です。
- アルミ天板なので均一な温度分布を得られます(F20710714)。
- セラミック天板なので耐薬性に優れています(F20710081、F20710553)。
- 使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
- 天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです(F20710553)。



0-1135-01



0-1136-01



0-1136-11

ビーカーは付属しません。

コロニーカウンター

コードNo.	型番	入数	外寸W×D×H(mm)	価格(税抜)
0-1230-01	J-2	1	255×210×160	¥38,000
0-1230-02	J-3	1	360×300×180	¥62,000
0-1230-03	-	1	コロニーカウンター用ペン	¥2,000

◆仕様

光源	LED
倍率	3.9倍
カウント表示	3ケタデジタル表示(0~999)
適応シャーレサイズ	φ50~90mm(J-2) / φ50~150mm(J-3)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W(J-2) / 40W(J-3)
電源コード	1.2m(3P)
付属品	カウント用ペン 1個 ルーペライト用テスト電池 4個(LR1130)

- ステージのLEDライトは、明るさをダイヤルで調整することができます。
- 観察用ルーペにもライトが付いており、大変見やすくなっています。(ON-OFFスイッチ付)
- ペンを押すとピープ音が鳴り、カウント間違いを防ぐことができます。
- カウント間違いは、アップダウンボタンで簡単に修正できます。



J2

チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

BOD測定器

生分解性試験水質検査におけるBOD測定 使い方

■BODとは

BOD(生物化学的酸素消費量)とは水の汚れ具合をあらわす指標です。汚染が進むほどBOD値が高くなります。BODの測定は、試料を攪拌しながら、密閉された空間で一定温度20℃±0.5で測定します。

■EVOシステムについて

BOD EVOセンサーには通信機能が組み込まれております。BOD EVOセンサーで測定された数値が、ワイヤレスデータボックスに送信され、ワイヤレスデータボックスで保存されたデータはPCに反映し、自動的に記録されます。

■特長

- 圧力センサー式です。
- シンプルな操作方法です。
- 計測中にインキュベーターの扉を開ける必要がなくPCでデータの確認ができます。^{*1}
- ワイヤレス通信でデータを直接PCへの送信が可能です。^{*2}

^{*1} ^{*2}はデータボックス使用時

①試料等の準備

- ・瓶に試料と攪拌子を入れる
- ・センサーに付いている黒色の吸収剤ホルダーにガス吸収剤を入れる
- ・センサーを瓶に取り付ける
- ・ボトルを攪拌ステーションの所定にセット

②データボックスとPCの接続設定

- ・付属品USBよりソフトをダウンロード
- ・データボックスとPCを接続
- ・ファイル等の設定を行う

③BODセンサーの設定

- ・各BODセンサーを初期化し、測定条件を設定
- ・測定開始
- ・測定記録



チューブ／ビペット／スポイト
磁製器具／粉砕
ガラス／樹脂器具

◆仕様

計測方法	電気圧力式センサー
センサー表示	LED 4桁表示
圧力範囲	500～2000 hPa
測定範囲	0～90, 0～250, 0～600, 0～999, 0～4000 ppm
瓶容量	500ml(専用ねじ口瓶)
測定時間	2h～48h 計測間隔設定によって異なる
測定期間	5日～30日
試料攪拌	6連式マグネチックスターラー 速度固定式
センサー単体の寸法	50×70×70 (W×D×H)mm
攪拌ステーション寸法	270×185×300 (W×D×H)mm
重さ	センサー:80g ステーション:単体1kg、組み合わせ時3.5kg
電源	センサー:リチウム電池(CR-2430)×2 ^{*3} データボックス:USB/プラグ 攪拌ステーション:100V
製品構成 BOD測定器EVOシステム	フラン瓶×6、吸収剤フォルダー×6、攪拌子×6、センサー×6 攪拌ステーション、ソフトウェア、データボックス、USBケーブル ^{*4}
製品構成 BOD測定器セット	フラン瓶×6、吸収剤フォルダー×6、攪拌子×6、センサー×6 攪拌ステーション

^{*3} 付属電池は、お試用になっておりますので寿命が短くなっております

^{*4} USBケーブルはデータボックスとPCの接続時に使用します

ソフトウェアのインストール条件

オペレーティングシステム	Windows10, Windows8
ハードウェア	Core 2 Duo, RAM 4 GB以上
ハードディスクの空き容量	100 MB以上
推奨されるグラフィック解像度	1024×768

コードNo.	品名	入数	価格(税抜)
0-1157-11	BOD測定器 EVOシステム	1式	¥525,000
0-1157-12	BOD測定器セット	1式	¥468,000



BODセンサー



BOD測定器セット



データボックス(PCは付属していません)

金属器具

保護／安全

金属器具

樹脂器具

分離／分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／クリーン環境用品

ラボリアクター耐圧反応容器

設備／運搬／クリーン環境用品

- ・ダクトレスヒュームフード ・バレルポンプ ・超音波洗浄機 ・洗浄ブラシ ・シンク ・ステンレス作業台
- ・ステンレスワゴン／カート ・チェア ・クリーンルーム用ステンレスワゴン／カート／チェア
- ・粘着マット ・導電シート

作業者の安全、環境問題を低コストでシンプルに解決

クルーマ社製ダクトレス・ヒュームフード(室内循環方式)では、ダクト配管・工事などが必要なく機器費用と組立費のみで抑えられます。

ダクト配管・工事不要

室内空気循環による
空気浄化効果

空調熱ロスの低減

設置場所自由
(オプションで移動台を取付け可)

フィルターテスト

操作パネル

照明

開口部

電気・ガス設置用開口部

液溜トレイ

安全ガラス製作業面

↓ ↓ ↓ 空気の流れ ↓ ↓ ↓

オプション

■ モバイラー「可動式移動台」

装置を安全に研究室に置いたり、ほかの場所へ移動させるときに使用します。移動台には4輪のキャスターがついており、2輪をロックでき安全性を確保できます。

■ 電源電圧トランス

一次側 二次側

AC 100 / 220V, 1P, 200VA

AC 200 / 220V, 1P, 4KVA

■ 透明背面パネル

教育機関向けヒュームフードとして研究所、病院、または薬局に限らず大学や他の教育機関の要望として背面を透明な15mmの背面パネルにも対応しております。



チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属器具

樹脂器具


分離分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

フィルター



■ フィルター正面図




■ USB接続イメージ



フィルターの種類

研究者が呼吸する時、有害なガス、固体・粉体の化学物質を吸引してしまうと健康リスクを引き起こしてしまう恐れがあります。健康への影響を配慮して、いかなる場合でも危険濃度の最小値を超えないように、多くの化学薬品には作業時の曝露限界値 (OEL) が設定されています。これらの有害物質は、研究室での日々の作業に関連して防止、保護の施行、保護の施行条例が適応されています。クルーマ社製ダクトレス・ヒュームフードで使用しているフィルターは独自の分子ろ過技術、さらには分子と微粒子を融合したHEPAフィルターで広範囲の研究において高性能なる過性能を発揮します。活性炭フィルターにミニUSBが付属されており、有効期限、フィルター種類が本体に認識されます。

■ ヒュームフード用フィルター



ヒュームフードの活性炭フィルターは全てCEN-141規格の条項に従って含浸、製造および試験されています。各フィルターは下記に記されている生成物を吸着する目的で設計されています。

■ HEPAフィルター



HEPAフィルターの浄化性能は、直径 $0.3\mu\text{m}$ 以上の微粒子を99.995%除去できます。(EN-1822規格準拠)

■ プレフィルター




プレフィルターは、大気中のほこりを保持し、HEPAフィルターの前処理用として使用します。HEPAフィルター寿命を延ばします。

クルーマ用フィルター

コードNo.	型番	入数	フィルタータイプ	対応	価格(税抜)
0-1324-01	A001/A002	1	Aタイプ	蒸気と有機溶剤(ケトン、エーテル、アルコール及び環状溶剤)	¥90,000
0-1324-02	AD001/AD002	1	Aタイプ+HEPAフィルター	蒸気と有機溶剤(ケトン、エーテル、アルコール及び環状溶剤)と粉体	¥202,000
0-1324-03	B001/B002	1	BEタイプ	Cl_2 、 HCl 、 HNO_3 などの無機質ガスと揮発性硫黄化合物(H_2S 、 H_2SO_4 、 SO など)	¥112,000
0-1324-04	BD001/BD002	1	BEタイプ+HEPAフィルター	Cl_2 、 HCl 、 HNO_3 などの無機質ガスと揮発性硫黄化合物(H_2S 、 H_2SO_4 、 SO など)と粉体	¥235,000
0-1324-05	K001/K002	1	Kタイプ	NH_3 の蒸気とアミン、有機化合物	¥137,000
0-1324-06	KD001/KD002	1	Kタイプ+HEPAフィルター	NH_3 の蒸気とアミン、有機化合物と粉体	¥248,000
0-1324-07	F001/F002	1	Fタイプ	ホルムアルデヒド、ホルマリン、誘導体	¥109,000
0-1324-08	FD001/FD002	1	Fタイプ+HEPAフィルター	注1 ホルムアルデヒド、ホルマリン、誘導体と粉体	¥227,000
0-1324-09	MX001/MX002	1	ABEKタイプ	Aタイプ、BEタイプ、Kタイプの混合タイプ	¥149,000
0-1324-10	MXD001/MX002	1	ABEKタイプ+HEPAフィルター	Aタイプ、BEタイプ、Kタイプの混合タイプと粉体	¥272,000
0-1324-11	FL004	1	HEPAフィルター	粉体	¥172,000

注1:これらのフィルターを選択される場合は、一度弊社にご相談ください。 ※過塩素酸 HClO_4 は使用できません。

■ フィルター交換イメージ



■ **Aタイプ** : ケトン、エーテル、アルコール、環状溶剤などの、ろ過に理想的です。割合が低いという条件で無機酸類を使用することもできます。ただし、過剰な酸を使用すると、活性炭素に吸着されず、本体に損傷を与える恐れがあります。

■ **BEタイプ** : 無機酸類、塩基性物質、および H_2S 、 H_2SO_4 、 SO_3 などの揮発性硫黄化合物のろ過に理想的です。本フィルターは、活性炭素に金属化合物と中和塩が含まれていますので有機蒸気と併せて使用することができます。

■ **Kタイプ** : NH_3 とアミンに理想的で、有機化合物にも使用できます。金属錯体塩が含まれています。

■ **Fタイプ** : ホルムアルデヒド、ホルマリン、誘導体、および有機化合物に理想的です。炭素がCu(銅)に含浸されており、無機酸類と一緒に決して使うべきではありません。

■ **ABEKタイプ** : 有機物、無機物、および NH_3 /アミンの割合が類似している場合の混合タイプに使用します。

ダクトレスヒュームフード

コードNo.	0-1024-12	0-1024-13	0-1024-23	0-1024-24	0-1024-61	0-1024-62
型 番	670型 Gタイプ ※1	670型 GSタイプ ※2	870型 Gタイプ ※1	870型 GSタイプ ※2	990型 Gタイプ ※1	990型 GSタイプ ※2
価格(税抜)	¥846,000		¥994,000		¥1,172,000	
風量(m³/h)	108	108	159	159	159	159
平均表面速度(m/s)	0.5		0.5		0.5	
内部容積(m³)	0.181		0.287		0.287	
換気(回/分)	9.94		9.25		7.3	
総電力消費量(W)	91		91		91	
使用電源 電圧／周波数	AC230V 50-60Hz ※3					
LED照明量(Lm)	1500		1500		1500	
騒音レベル(dB)	48		48		48	
平均組立て時間(min)	30		30		30	
内部寸法(mm) 横幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)	W575 × D563 × H620		W775 × D566 × H720		W976 × D566 × H720	
外部寸法(mm) 横幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)	W600 × D600 × H937		W800 × D600 × H1037		W1000 × D600 × H1037	

※規格はAFNOR NFX-211:2009に基づく

※1 Gタイプ：活性炭フィルター1枚使用 ※2 GSタイプ：活性炭フィルター+HEPAフィルターもしくは活性炭フィルター等2枚使用可能です。

※3 AC100Vでご使用の場合は別途、昇圧トランス(¥39,000)が必要となります。

最小
コンパクトサイズ



670型



870型



990型

チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉碎

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアフター
耐圧反応容器

ダクトレスヒュームフード

コードNo.	0-1024-51	0-1024-52	0-1024-41	0-1024-42	0-1024-31	0-1024-32
型 番	1010型 Gタイプ ※1	1010型 GSタイプ ※2	1200型 Gタイプ ※1	1200型 GSタイプ ※2	CRUMA ECO Gタイプ ※1	CRUMA ECO GSタイプ ※2
価格(税抜)	¥1,232,000		¥1,361,000		¥597,000	
風量(m³/h)	159	159	159	159	159	159
平均表面速度(m/s)	0.5		0.5		0.5	
内部容積(m³)	0.458		0.692		0.287	
換気(回/分)	5.8	5.8	4.2	4.1	9.25	9.25
総電力消費量(W)	91		91		60	
使用電源 電圧／周波数	AC230V 50-60Hz ※3					
LED照明量(Lm)	1500		1500		1100	
騒音レベル(dB)	48		48		50	
平均組立て時間(min)	30		30		30	
内部寸法(mm) 横幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)	W976 × D566 × H920		W1176 × D760 × H779		W778 × D561 × H760	
外部寸法(mm) 横幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)	W1000 × D600 × H1237		W1200 × D800 × H1097		W780 × D597 × H1012	

※規格はAFNOR NFX-211:2009に基づく

※1 Gタイプ：活性炭フィルター1枚使用 ※2 GSタイプ：活性炭フィルター+HEPAフィルターもしくは活性炭フィルター等2枚使用可能です。

※3 AC100Vでご使用の場合は別途、昇圧トランス(¥39,000)が必要となります。

エコノミーで
エコロジーなタイプ



ECO型
※底板はありません。



1010型



1200型

卓上型超音波洗浄機

コードNo.	0-7301-01	0-7301-02	0-7301-03	0-7301-04	0-7301-05	0-7301-06	0-7301-07
型番	US-801	US-802	US-803	US-804	US-805	US-806	US-807
本体寸法(W×D×H)mm	230×217×194	319×217×194	381×230×194	381×230×249	381×319×249	407×381×249	584×381×249
槽内寸法(W×D×H)mm	152×137×100	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×236×150	325×299×150	502×299×150
洗浄槽容量(ℓ) []内は水位線までの容量(ℓ)	約1.6[1]	約2.6[2]	約3.8[3]	約5.8[4]	約9.2[7]	約13[9]	約20.4[14]
本体重量(kg)	約3	約4	約5	約6	約7	約8	約10
ヒーター容量(W)	50	80	160	160	210	210	300
消費電力(W)	90	160	240	240	360	430	600
価格(税抜)	¥77,000	¥108,000	¥132,000	¥143,000	¥182,000	¥231,000	¥275,000

- ◆仕様 ● 材質:洗浄槽/SUS304、本体/アルミニウム、操作パネル・取手/PP、コーナー/ABS樹脂、配管/SUS304及び黄銅
 ● 温度設定範囲:常温～50℃(1℃刻みで設定)
 ● ヒーター温度設定範囲:20℃～50℃
 (冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇します)。
 ● タイマー設定範囲:最大3時間 ● 排水方式:手動排水バルブ式(US-801、US-802は付属しません)
 ● 発振:44kHz ● 電源:AC100V 50-60Hz(防爆構造ではありません) ● 付属品:スノコ/SUS304、上フタ/PET樹脂、電源コード(約1.8m)
- 新技術の発展により、従来品より3倍の長時間洗浄が可能になりました(1分から最大3時間まで洗浄時間を選択できます)。
 ● 2種類の洗浄モードが選択可能です。1)ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。2)標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。
 ● 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施することができます。
 ● ヒーター異常を警告ランプで表示します。
 ● 型式指定取得済(US-801を除く)、PSE適合品(US-801)のため安心してご使用いただけます。



US-801



US-807



手動排水バルブ式

スノコ

大型超音波洗浄機

コードNo.	0-7021-03	0-7021-04	0-7021-05	0-7021-06
型式	US-35KS(A)	US-50KS(A)	US-75KS(A)	US-100KS(A)
槽内サイズ(W×D×H)mm	約350×400×300	約500×400×300	約750×400×300	約1000×400×300
本体サイズ(W×D×H)mm	約450×560×811	約600×560×811	約900×560×811	約1150×560×819
本体重量(kg)	約43kg	約54kg	約63kg	約105kg
槽容量(ℓ)	35ℓ(水深250mmでの値)	50ℓ(水深250mmでの値)	75ℓ(水深250mmでの値)	100ℓ(水深250mmでの値)
高周波出力(W)	(強) 480 (弱) 240	(強) 720 (弱) 360	(強) 960 (弱) 640	(強) 1440 (弱) 960
電源	AC100V 50-60Hz			AC200V(単相) 50-60Hz
発振	38kHz BLT 自励発振			
排水方式	手動排水バルブ式			
タイマー設定範囲	最大99分(1分刻みで設定)			
ディガス機能	間欠動作(3回)～15分間洗浄の繰り返し			
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(SUS430)、パネル(PP樹脂)、配管・排水バルブ・ホース(SUS304、PVC)			
付属品	スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)			
価格(税抜)	¥605,000	¥825,000	¥1,045,000	¥1,320,000

- 独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
 ● 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
 ● 強・弱の2段階切り替えで洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
 ● ディガス機能を標準装備しています。
 ● 移動に便利なキャスター付きです。
 ※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
 ※この商品は別途費用が発生する場合があります。



US-75KS(A)

卓上型超音波洗浄機

コードNo.	0-7020-02	0-7020-03	0-7020-04	0-7020-05	0-7020-06	0-7021-01	0-7020-07	0-7021-02
型 式	US-2KS	US-3KS	US-5KS	US-10KS	US-13KS	US-18KS	US-20KS	US-30KS
本体サイズ(W×D×H)mm	302×200×240	364×213×240	364×213×290	364×303×290	390×364×290	390×364×359	567×364×290	567×364×359
槽内サイズ(W×D×H)mm	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×236×150	325×299×150	325×299×200	502×299×150	502×299×200
槽容量(ℓ)	2.6	3.8	5.8	9.2	13	18	20.4	28.2
本体重量(kg)	約4.9	約6.1	約7.1	約8.9	約10.8	約11.5	約14.8	約15.5
ヒーター容量(W)	80	160	160	210	210	420	300	510
高周波出力(W)	120	120	180	240	360	360	480	480
電 源	AC100V 50～60Hz							
発 振	38kHz BLT 自動発振							
排水方式	-	手動排水バルブ式						
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)							
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定)							
材 質	洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂 配管:SUS304及び真鍮							
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード(約1.8m)							
価格(税抜)	¥89,000	¥113,000	¥138,000	¥181,000	¥228,000	¥333,500	¥269,000	¥379,500

- 電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。
- 本機は安全性に配慮した構造になっています(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)。
- 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
- 洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。
- 洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。
- デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。
- 残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。
- 洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。
- メモリー機能により1度設定した“温度”および“洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。
- 標準付属としてスノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)が付いています。
- 操作パネルは、耐薬品性の高いPP樹脂を採用しています。



US-10KS

卓上型超音波洗浄機

コードNo.	型番	入数	槽内寸法間口(mm)	本体寸法(mm)	槽容量(ℓ)	価格(税抜)
0-7309-01	US-610	1	149×82×65	198×155×127	約0.6	¥38,500

- ◆仕様 ● 本体質量:1kg ● ヒーター容量:70W ● 電源:AC100V 50-60Hz
 ● 消費電力:110W ● 発振周波数:44kHz ● タイマー設定範囲:最大30分
 ● 材質:洗浄槽:SUS304、本体:ABS樹脂
 ● 付属品:脱着式電源コード、スノコ:SUS304、上フタ(PS樹脂)
 ※電気用品安全法(第三者認証品、PSEマーク表示)適合

- 使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機です。
- 洗浄液を加温するヒーター付きです。
- 最大30分の洗浄タイマー付きで洗浄時間をデジタル表示できます。
- 洗浄時間のメモリー機能付きです。



上フタ



スノコ

投入型超音波洗浄器

コードNo.	型番	入数	発振機サイズ(mm)	振動ユニットサイズ(mm)	価格(税抜)
0-7305-06	SU-50B	1式	140×240×120	64×64×64	¥198,000

- ◆仕様 ● 材質:発振機・接続ケーブル/ステンレス(SUS304)、
 振動ユニット/ステンレス(SUS304)・硬質クロムメッキ
 ● 発振機重量:2.3kg/振動ユニット重量:1kg ● 振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)
 ● 発振周波数(kHz):38/出力(W):60 ● タイマー:5・10・15分
 ● 安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
 ● 電源:AC100V 50/60Hz(電源コード:約1.8m・3Pプラグ)
 ● 接続コード(本体・発振器ユニット):1.5m(防水部0.5mと非防水部1mの組み合わせ)

- 投げ込み式ですので、お手持ちの槽に手を加える事無く超音波洗浄が可能です。
- 持ち運びが便利な小型タイプで、省スペースでの設置も可能です。



発振機



振動ユニット

※掲載商品は日本製です。※特注品、ご相談ください。

ポータブル一槽シンク

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-7268-01	EKP1-600	1	600×450×750	8	¥20,700
0-7268-02	EKPM-800R	1	800×450×750	9	¥24,000
0-7268-03	EKPM1-1000R	1	1,000×450×750	11	¥34,400

- ◆仕様 ● オールステンレス(SUS430)
 ● アジャスター付脚(+6mm)
 ● ゴミかご付き防臭防虫機能付き排水器
 ● 紫外線対策処理済排水ホース
 ● バックガード25/90
- バックガードに縦カラン式水道栓は取り付けできないタイプです。
 ● 壁出しタイプの水道蛇口をご使用ください。



EKPM-800R



EKP1-600

流し台(一槽シンク)

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	価格(税抜)
0-7265-11	LKP1-450	1	450×450×800	¥35,500
0-7265-01	LKP1-750	1	750×450×800	¥71,100
0-7265-02	LKP1-900	1	900×450×800	¥78,200
0-7265-03	LKP1-1200	1	1,200×450×800	¥87,500
0-7265-04	LKP1-1500	1	1,500×450×800	¥116,700
0-7265-10	LHP1-450	1	450×600×799	¥52,500
0-7265-05	LHP1-900	1	900×600×800	¥80,900
0-7265-06	LHP1-1000	1	1,000×600×800	¥91,300
0-7265-07	LHP1-1200	1	1,200×600×800	¥98,400
0-7265-08	LHP1-1500	1	1,500×600×800	¥127,300
0-7265-09	LHP1-1800	1	1,800×600×800	¥146,500

- ◆仕様 ● バックガード(奥行×高さ):
 LKP1タイプ25/90、LHP1タイプ40/90
- バックガードに縦カラン式水道栓は取り付けできないタイプです。
 ● 壁出しタイプの水道蛇口をご使用ください。



流し台(一槽シンク)

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	価格(税抜)
0-7266-01	LKPM1-750	1	750×450×800	¥46,300
0-7266-02	LKPM1-900	1	900×450×800	¥49,200
0-7266-03	LKPM1-1200	1	1,200×450×800	¥69,200
0-7266-04	LHPM1-900	1	900×600×800	¥73,000
0-7266-05	LHPM1-1200	1	1,200×600×800	¥86,300
0-7266-06	LHPM1-1500	1	1,500×600×800	¥151,300

- ◆仕様 ● バックガード(奥行×高さ):
 LKPM1タイプ25/90、LHPM1タイプ40/90
- バックガードに縦カラン式水道栓は取り付けできないタイプです。
 ● 壁出しタイプの水道蛇口をご使用ください。



チューブ／
ビペット／
スポイト

磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属器具

樹脂器具

分離分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

流し台(二槽シンク)

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	価格(税抜)
0-7264-01	LKP2-750	1	750×450×800	¥52,300
0-7264-02	LKP2-900	1	900×450×800	¥54,000
0-7264-03	LKP2-1000	1	1,000×450×800	¥70,700
0-7264-04	LKP2-1200	1	1,200×450×800	¥75,300
0-7264-05	LHP2-900	1	900×600×800	¥72,300
0-7264-06	LHP2-1000	1	1,000×600×800	¥105,700
0-7264-07	LHP2-1200	1	1,200×600×800	¥86,100
0-7264-08	LHP2-1500	1	1,500×600×800	¥139,600
0-7264-09	LHP2-1800	1	1,800×600×800	¥158,800

◆仕様 ● バックガード(奥行×高さ):LKP2タイプ25/90、LHP2タイプ40/90

- バックガードに縦カラン式水道栓は取り付けできないタイプです。
- 壁出しタイプの水道蛇口をご使用ください。



洗浄ブラシ

コードNo.	型番	入数	全長×ブラシ幅×ブラシ長(mm)	材質	価格(税抜)
0-1048-01	23C 細口ボトル洗浄ブラシ	1	459×11×32	ポリプロピレン・スチール	¥400
0-1048-02	24C ビーカーブラシSS	1	228×89×51	ポリプロピレン・スチール	¥800
0-1048-03	25C 細口洗浄ブラシSS	1	370×40×155	ポリプロピレン・スチール	¥600
0-1048-04	37C チューブブラシA	1	480×φ50×410	ポリプロピレン	¥800
0-1048-05	38C 丸底フラスコ洗浄ブラシ	1	310×115×208	ポリプロピレン・スチール	¥800
0-1048-06	39C チューブブラシC	1	275×28×218	ポリプロピレン・スチール	¥600
0-1048-07	43C 広口ボトルブラシ	1	320×118×195	ポリプロピレン・スチール	¥900
0-1048-09	55C チューブブラシB	1	430×20×370	発泡ポリエチレン	¥1,450
0-1048-10	60C ビーカーブラシS	1	230×60×70	発泡ポリエチレン	¥1,200
0-1048-11	81C ダクトブラシ	1	895×105×70	ポリプロピレン・スチール	¥1,400
0-1048-13	130C ビーカーブラシL	1	460×60×70	発泡ポリエチレン	¥1,400
0-1048-14	225C 試験管ブラシ	1	220×17×170	ポリプロピレン	¥800

※チューブブラシAサイズ:全長×直径×毛渡り



- あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。
- 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。

ステンレス作業台(平天板タイプ)・ポータブル

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-7267-01	LEKT-600	1	600 × 460 × 750	7	¥15,300
0-7267-02	LEKT-900	1	900 × 460 × 750	11	¥20,300
0-7267-03	LEKTO-600	1	600 × 460 × 750	10.2	¥30,300
0-7267-04	LEKTO-900	1	900 × 460 × 750	17	¥51,100
0-7267-05	EC-55 (キャスターセット)	1	ストッパーナシ×2個、 あり×2個	車輪径42mm、 取付高50mm、 ネジ M6	¥3,800

◆仕様 ● 均等荷重:50kg ※キャスター使用時は均等荷重は30kgになります。

- 天板:平天板 ● 下棚:平棚板
- アジャスター:ナイロン樹脂アジャスター(+4mm)
- 材質:ステンレス(SUS430) ● 製造国:日本

- ネジ、ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。
- 壁出し式タイプの水道蛇口をご使用ください。



ステンレス作業台 (平天板タイプ)

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-7292-01	HTHW-900	1	900×600×800	12	¥42,100
0-7292-02	HTHW-1200	1	1,200×600×800	16	¥49,200
0-7292-03	HTHW-1500	1	1,500×600×800	21	¥58,400
0-7292-04	HTHW-1800	1	1,800×600×800	25	¥64,400
0-7292-05	YTHW-900	1	900×750×800	15	¥49,800
0-7292-06	YTHW-1200	1	1,200×750×800	21	¥54,600
0-7292-07	YTHW-1500	1	1,500×750×800	27	¥64,200
0-7292-08	YTHW-1800	1	1,800×750×800	34	¥70,700
0-7292-09	LTHW-900	1	900×900×800	18	¥55,300
0-7292-10	LTHW-1200	1	1,200×900×800	24	¥60,000
0-7292-11	LTHW-1500	1	1,500×900×800	35	¥69,600
0-7292-12	LTHW-1800	1	1,800×900×800	36	¥78,400

- ◆仕様 ●天板:平天板 ●枠形状:H型枠 ●アジャスター調整:+30mm
 ●材質:ステンレス(SUS430) ●アジャスター:ナイロン樹脂
 ●均等耐荷重:150kg



HTHW-1200

ステンレス作業台 (平天板タイプ)

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-7262-01	KTSA-450	1	450×450×800	7	¥24,000
0-7262-02	KTSA-600	1	600×450×800	8	¥25,500
0-7262-03	KTSA-750	1	750×450×800	8.5	¥28,400
0-7262-04	KTSA-900	1	900×450×800	9.5	¥30,900
0-7262-05	KTSA-1200	1	1,200×450×800	12	¥36,700
0-7262-06	KTSA-1500	1	1,500×450×800	15	¥49,000
0-7262-07	KTSA-1800	1	1,800×450×800	18	¥55,300
0-7262-08	HTSA-450	1	450×600×800	8	¥28,800
0-7262-09	HTSA-600	1	600×600×800	10	¥33,400
0-7262-10	HSTA-750	1	750×600×800	11	¥38,000
0-7262-11	HTSA-900	1	900×600×800	12	¥42,100
0-7262-12	HTSA-1200	1	1,200×600×800	15	¥49,200
0-7262-13	HTSA-1500	1	1,500×600×800	16	¥58,400
0-7262-14	HTSA-1800	1	1,800×600×800	19	¥64,400

- ◆仕様 ●天板:平天板 ●枠形状:三方枠(取り付け位置上下変更可能)
 ●アジャスター調整:+30mm ●材質:ステンレス(SUS430)
 ●アジャスター:ナイロン樹脂 ●均等耐荷重:150kg



HTSA-1200

KTSA-600

ステンレス作業台 スノコ付

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	重量(kg)	価格(税抜)
0-7249-01	LKT-450	1	450×450×800	7	¥24,000
0-7249-02	LKT-600	1	600×450×800	8	¥25,500
0-7249-03	LKT-750	1	750×450×800	9	¥28,400
0-7249-04	LKT-900	1	900×450×800	10	¥30,900
0-7249-05	LKT-1200	1	1,200×450×800	13	¥36,700
0-7249-06	LHT-600	1	600×600×800	11	¥33,400
0-7249-07	LHT-750	1	750×600×800	12	¥38,000
0-7249-09	LHT-900	1	900×600×800	13	¥42,100
0-7249-10	LHT-1200	1	1,200×600×800	17	¥49,200
0-7249-11	LHT-1500	1	1,500×600×800	22	¥58,400

- ◆仕様 ●材質:ステンレス(SUS430)
 ●均等耐荷重:240kg
 ●レベル調整:+30mm

- グリーン購入法適合品(再生樹脂10%以上)
 ●ボルト固定式で、スノコ取り付け位置の調整が可能です。
 ●スノコを三方向枠、四方向枠、H枠仕様へ同価格で変更できます。



LKT-900

ステンレス作業台 2段スノコ付

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7241-01	LKT2S-600	1	600×450×800	11	¥32,300
0-7241-02	LKT2S-750	1	750×450×800	13	¥36,500
0-7241-03	LKT2S-900	1	900×450×800	16	¥40,000
0-7241-04	LKT2S-1200	1	1,200×450×800	18	¥48,600
0-7241-05	LKT2S-1500	1	1,500×450×800	24	¥63,600
0-7242-01	LHT2S-600	1	600×600×800	15	¥43,400
0-7242-02	LHT2S-750	1	750×600×800	17	¥51,300
0-7242-03	LHT2S-900	1	900×600×800	18	¥54,600
0-7242-04	LHT2S-1200	1	1,200×600×800	24	¥64,200
0-7242-05	LHT2S-1500	1	1,500×600×800	29	¥76,100

◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS430) ● 均等耐荷重:240kg
● レベル調整:+30mm

- グリーン購入法適合品
- 中棚は、20mmピッチで高さ調整が可能です。
- スノコをベタ板棚へ変更できます。(追加料金)



LKT2S-900

チューブ／
ビペット／
スポート
磁製器具／
粉碎

ガラス／
樹脂器具

金属器具

保護／安全

金属器具

樹脂器具

分離分注機器

理化学汎用機器

設備／運搬／
クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

ステンレス作業台 片面引出し付

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	引出し数	重量(kg)	価格(税抜)
0-7243-01	LKTO-600	1	600×450×800	1	13	¥49,000
0-7243-02	LKTO-750	1	750×450×800	2	15	¥56,500
0-7243-03	LKTO-900	1	900×450×800	2	17	¥62,800
0-7243-04	LKTO-1200	1	1,200×450×800	3	24	¥75,900
0-7243-05	LKTO-1500	1	1,500×450×800	4	29	¥90,700
0-7244-01	LHTO-600	1	600×600×800	1	15.5	¥55,300
0-7244-02	LHTO-750	1	750×600×800	2	16	¥64,000
0-7244-03	LHTO-900	1	900×600×800	2	22	¥70,700
0-7244-04	LHTO-1200	1	1,200×600×800	3	27	¥87,100
0-7244-05	LHTO-1500	1	1,500×600×800	4	35	¥105,700

◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS430)、取手/ABS樹脂
● 均等耐荷重:240kg ● レベル調整:+30mm

- ボルト固定式で、スノコ取り付け位置の調整が可能です。
- スノコを三方向枠、四方向枠、H枠仕様へ同価格で変更できます。



LHTO-1200

アーチ型カート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7205-01	MB-2UV-S	1	立上	500×380×930	¥38,900
0-7205-02	MB-2UV-M	1	立上	600×430×930	¥43,340

※別途運送費が必要です。

◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS403)

- キャスター/φ75mmエラストマー、ストッパー付
- 耐荷重/1段につき10kg



アーチ型カート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7206-01	MB-3UV-S	1	立上 棚2段	500×380×930	¥47,780
0-7206-02	MB-3UV-M	1	立上 棚2段	600×430×930	¥53,340

※別途運送費が必要です。

◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS403)

- キャスター/φ75mmエラストマー、ストッパー付
- 耐荷重/1段につき10kg



ステンレスカート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7207-01	MA-2F-S	1	枠無	450×300×800	¥19,460
0-7207-02	MA-2F-M	1	枠無	600×450×800	¥21,120
0-7207-03	MA-2F-L	1	枠無	750×450×800	¥27,240
0-7207-04	MA-2F-LL	1	枠無	900×600×800	¥38,900

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製(SUS403)
- キャスター/φ50ゴム製、ストッパーなし
 - 耐荷重/1段につき10kg



ステンレスカート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7208-01	MA-3F-S	1	枠無 棚2段	450×300×800	¥25,560
0-7208-02	MA-3F-M	1	枠無 棚2段	600×450×800	¥29,460
0-7208-03	MA-3F-L	1	枠無 棚2段	750×450×800	¥40,580
0-7208-04	MA-3F-LL	1	枠無 棚2段	900×600×800	¥55,560

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製(SUS403)
- キャスター/φ50ゴム製、ストッパーなし
 - 耐荷重/1段につき10kg



ステンレスカート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7201-01	MA-2V-S	1	立上	450×300×800	¥23,340
0-7201-02	MA-2V-M	1	立上	600×450×800	¥32,240
0-7201-03	MA-2V-L	1	立上	750×450×800	¥42,240

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製(SUS403)
- キャスター/φ50ゴム製、ストッパーなし
 - 耐荷重/1段につき10kg



ステンレスカート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7202-01	MA-3V-S	1	立上 棚2段	450×300×800	¥34,460
0-7202-02	MA-3V-M	1	立上 棚2段	600×450×800	¥40,580
0-7202-03	MA-3V-L	1	立上 棚2段	750×450×800	¥55,020

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製(SUS403)
- キャスター/φ50ゴム製、ストッパーなし
 - 耐荷重/1段につき10kg



サプライカート

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7203-01	MS-BP	1	680×375×925	¥53,340

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製/SUS403、バスケット/480×360×165
- キャスター/φ75エラストマー
 - 耐荷重/1段につき10kg



ステンレスワゴン 2段 中棚無し

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7237-01	LWG2-600K	1	600×450×800	15	¥43,400
0-7237-02	LWG2-750K	1	750×450×800	17	¥46,300
0-7237-03	LWG2-900K	1	900×450×800	19	¥49,000
0-7237-04	LWG2-750H	1	750×600×800	20	¥56,100
0-7237-05	LWG2-900H	1	900×600×800	22	¥60,500

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS430) ● キャスター:Φ75ゴム製、ストッパー×2
 ● 耐荷重:天板/60kg、棚板1枚当たり/40kg、ワゴン1台当たり/100kg
 ● 棚板(皿):深さ下段34mm・上段29mm ● 棚柱ピッチ:20mm
- ハンドルとキャスターがついた操作性が向上したワゴン。品物の運搬、移動に便利です。
 - ハンドルはボルト式で取り外しが可能です。
 - 中間棚、下段棚はこぼれ止め機能の皿形タイプ。また裏返してセットするとフラット形天板としてもご使用できます。



ステンレスワゴン 3段 中棚1枚付

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7238-01	LWG3-600K	1	600×450×800	17	¥50,500
0-7238-02	LWG3-750K	1	750×450×800	19	¥54,400
0-7238-03	LWG3-900K	1	900×450×800	22	¥58,400
0-7238-04	LWG3-750H	1	750×600×800	23	¥69,600
0-7238-05	LWG3-900H	1	900×600×800	24	¥73,200

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS430) ● キャスター:Φ75ゴム製、ストッパー×2
 ● 耐荷重:天板/60kg、棚板1枚当たり/40kg、ワゴン1台当たり/100kg
 ● 棚板(皿):深さ下段34mm・上段29mm ● 棚柱ピッチ:20mm
- 中棚上下移動可能。
 - ハンドルとキャスターがついた操作性が向上したワゴン。品物の運搬、移動に便利です。
 - ハンドルはボルト式で取り外しが可能です。
 - 中間棚、下段棚はこぼれ止め機能の皿形タイプ。また裏返してセットするとフラット形天板としてもご使用できます。



ステンレスワゴン 引出し付 2段 中棚無し

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	引出し数	重量(kg)	価格(税抜)
0-7239-01	LWGO2-600K	1	600×450×800	1	18	¥67,100
0-7239-02	LWGO2-750K	1	750×450×800	2	20	¥75,000
0-7239-03	LWGO2-900K	1	900×450×800	2	22	¥80,700
0-7239-04	LWGO2-750H	1	750×600×800	2	23	¥82,100
0-7239-05	LWGO2-900H	1	900×600×800	2	25	¥89,200

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS430)
 ● 耐荷重:天板/60kg、棚板1枚当たり/40kg、ワゴン1台当たり/100kg、引出し/10kg
 ● キャスター:Φ75ゴム製、ストッパー×2 ● 棚板(皿):深さ下段34mm・上段29mm
 ● 棚柱ピッチ:20mm ● 引出しサイズ:間口265~430×奥行310×深さ80mm
- ハンドルとキャスターがついた操作性が向上したワゴン。品物の運搬、移動に便利です。
 - ハンドルはボルト式で取り外しが可能です。
 - 中間棚、下段棚はこぼれ止め機能の皿形タイプ。また裏返してセットするとフラット形天板としてもご使用できます。



ステンレスワゴン 引出し付 3段 中棚1枚付

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	引出し数	重量(kg)	価格(税抜)
0-7240-01	LWGO3-600K	1	600×450×800	1	20	¥74,000
0-7240-02	LWGO3-750K	1	750×450×800	2	22	¥83,200
0-7240-03	LWGO3-900K	1	900×450×800	2	25	¥90,300
0-7240-04	LWGO3-750H	1	750×600×800	2	26	¥95,900
0-7240-05	LWGO3-900H	1	900×600×800	2	28	¥101,700

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス(SUS430)
 ● 耐荷重:天板/60kg、棚板1枚当たり/40kg、ワゴン1台当たり/100kg、引出し/10kg
 ● キャスター:Φ75ゴム製、ストッパー×2 ● 棚板(皿):深さ下段34mm・上段29mm
 ● 棚柱ピッチ:20mm ● 引出しサイズ:間口265~430×奥行310×深さ80mm
- 中棚上下移動可能。
 - ハンドルとキャスターがついた操作性が向上したワゴン。品物の運搬、移動に便利です。
 - ハンドルはボルト式で取り外しが可能です。
 - 中間棚、下段棚はこぼれ止め機能の皿形タイプ。また裏返してセットするとフラット形天板としてもご使用できます。



チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品

ラボリアクター/
耐圧反応容器

ステンレスバレルポンプ

コードNo.	型番	入数	仕様	価格(税抜)
0-1100-01	5601-0500	1	SUS製固定排出部	¥49,000
0-1100-02	5601-0501	1	SUS/PTFE製ストップコック付1.2mSUSホース	¥85,000

- ◆仕様 ● 吸入部:φ32mm×57cm(長さ)
● 接液部材質:SUS/PTFEガasket
● 排出量:350ml/ストローク
※アセトンには対応していません。
- ハンドルを上下させて採水できる手動式ポンプです。(500mpa-s)
 - ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付きですので、容器内の少ない残量でも取り出せます。
 - 可燃物の使用には必ずアースをとってください。
 - ストップコックは薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。(0501タイプのみ)
 - オプションのジョイント・プラグで様々な容器・タンクに使えます。
 - ご使用にはオプションのジョイント・プラグが必要です。

※価格にタンクは含まれません。



SUS製固定排出部



SUS/PTFE製ストップコック付
1.2mSUSホース

PPバレルポンプ

コードNo.	型番	入数	仕様	価格(税抜)
0-1099-01	5600-0651	1	固定排出部	¥33,100
0-1099-02	5600-0652	1	ストップコック付1.2mPVCホース	¥33,100

- ◆仕様 ● 吸入部:φ32mm×65cm(長さ)
● 接液部材質:PP
● シール部材質:PTFE
● 排出量:230ml/ストローク
- ハンドルを上下させて採水できる手動式ポンプです。(500mpa-s)
 - ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付きですので、容器内の少ない残量でも取り出せます。
 - ストップコックは薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。(0652タイプのみ)
 - 簡単・迅速・安全に薬液を移送できます。
 - オプションのジョイント・プラグで様々な容器・タンクに使えます。
 - ご使用にはオプションのジョイント・プラグが必要です。

※価格にタンクは含まれません。



固定排出部



ストップコック付
1.2mPVCホース

PTFEバレルポンプ

コードNo.	型番	入数	仕様	価格(税抜)
0-1097-01	5606-0600	1	PTFE製ストップコック付固定排出部	¥95,000
0-1097-02	5606-0601	1	PVDF製ストップコック付1.2mPTFEホース	¥95,000
0-1097-11	5606-1000	1	PTFE製ストップコック付固定排出部	¥103,000
0-1097-12	5600-1001	1	PVDF製ストップコック付1.2mPTFEホース	¥103,000

- ◆仕様 ● 吸入部:φ32mm×60cm(-01、-02)、φ32mm×90cm(-11、-12)
● 接液部材質:PTFE/FEP
● バルブ材質:PTFE/PVDF
● 排出量:270ml/ストローク
- ハンドルを上下させて採水できる手動式ポンプです。(500mpa-s)
 - ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付きですので、容器内の少ない残量でも取り出せます。
 - ストップコックは薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。(0652タイプのみ)
 - 簡単・迅速・安全に薬液を移送できます。
 - オプションのジョイント・プラグで様々な容器・タンクに使えます。
 - ご使用にはオプションのジョイント・プラグが必要です。

※価格にタンクは含まれません。



PTFE製ストップコック付
固定排出部



PVDF製ストップコック付
1.2mPTFEホース

バレルポンプ用ジョイント・プラグ(オプション)

コードNo.	型番	入数	仕様	価格(税抜)
0-1101-01	5601-0100	1	真鍮製スクリュージョイント R-2	¥13,000
0-1098-01	5600-3130	1	PP製スクリュージョイント R-2	¥8,000
0-1098-02	5600-3170	1	PP製スクリュージョイント MAUSER2	¥10,000
0-1098-03	5600-3180	1	PP製スクリュージョイント Tri-Sure	¥10,800
0-1098-04	5600-3150	1	PVC製プラグφ40-70mm	¥5,800



装着例

0-1101-01



装着例

0-1098-01



装着例

0-1098-02



装着例

0-1098-03



装着例

0-1098-04

手動式真空ポンプ

コードNo.	型番	入数	ストローク容量(ml)	真空度(kPa)	価格(税抜)
0-1317-01	5620-1180	1	約16	約-85	¥27,500
0-1317-02	5620-1360	1	約32	約-85	¥33,000

◆仕様 ●材質:PVC

●チューブ接続口径:6.4mm

- 片手で簡単に吸引することができます。
- 真空ゲージ付きです。



研究用チェア

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-7094-05	TL-6L-Z	1	¥25,100
0-7094-06	TL-17L-Z	1	¥37,900

※別途運送費が必要です。

◆仕様

●材質:背・座/ビニールレザー、鋼板加工/ウレタンフォーム
キャスター/ゴム

●座面/座高:TL-6L:φ375×545/460~630mm
TL-17L:400×380/510~695mm

●機構:リフトメカ付き

●重量:TL-6L-Z:5.4kg、TL-17L-Z:8.8kg



TL-6L-Z



TL-17L-Z

丸椅子

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7363-01	GS010-VBK	1	φ385(W)×425~515(SH)	¥13,500
0-7363-02	GS010-VVWH	1	φ385(W)×425~515(SH)	¥13,500

- ◆仕様 ● 座:ウレタンフォーム、ビニールレザー張り
● 脚部:樹脂成型脚、ウレタン巻双輪キャスター
● 座部昇降:ガススプリング



GS010-VBK



GS010-VVWH

丸椅子(座リング付)

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7366-01	SM-17-VBK	1	φ370(W)×475~630(SH)	¥35,000
0-7366-02	SM-16-VBK	1	φ370(W)×410~505(SH)	¥32,000

- ◆仕様 ● 座:ウレタンフォーム、ビニールレザー張り、座リング付、クロームメッキ仕上げ
● 脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、単輪キャスター、足掛リング付(SM-17-VBKのみ)
● 座部昇降:ガススプリング



SM-17-VBK



SM-16-VBK

作業用チェア

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7364-01	WS220W-VBK	1	φ375(W)×430(D)×545~640(SH)	¥24,600
0-7364-02	WS225W-VBK	1	φ375(W)×430(D)×600~755(SH)	¥27,600

- ◆仕様 ● 背:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ
● 座:ウレタンフォーム、ビニールレザー張り
● 脚部:スチール、粉体塗装仕上げ(アイボリー)、双輪キャスター、足掛リング付(WS225N-VBKのみ)



WS220W-VBK



WS225W-VBK

作業用チェア

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7365-01	CM-107-VBK	1	370(W)×470(D)×770~925(H)×540~695(SH)	¥52,000
0-7365-02	CM-106-VBK	1	370(W)×470(D)×675~760(H)×445~530(SH)	¥48,000

- ◆仕様 ● 背・座:ウレタンフォーム、ビニールレザー張り、座リング付、クロームメッキ仕上げ
● 脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、双輪キャスター、足掛リング付(CM-107-VBKのみ)
● 座部昇降:ガススプリング、背座独立回転



CM-107-VBK




CM-106-VBK

粘着マット

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-1162-11	CMT4590(青)	30層/シート×10シート	450×900	¥12,000
0-1162-12	CMT6090(青)	30層/シート×10シート	600×900	¥14,000
0-1162-13	CMT60120(青)	30層/シート×10シート	600×1,200	¥19,000
0-1162-14	CMT4590W(白)	30層/シート×10シート	450×900	¥12,000
0-1162-15	CMT6090W(白)	30層/シート×10シート	600×900	¥14,000
0-1162-16	CMT60120W(白)	30層/シート×10シート	600×1,200	¥19,000

◆仕様

- 材質:ポリエチレン ● フィルム厚:30um ● 色:青・白
- 汚れたらシートを剥がすだけのディスポタイプで、粘着シートが靴底の汚れを取り除きます。
- 埃を嫌う作業場への入出前に使用するスタンダードマットです。
- シートは剥がすと数字が減っていくカウントダウン方式を採用しています。



ナンバーラベルで残りの枚数がわかります

粘着マット用アンダーマット

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-1123-01	アンダーマット4590用	1	575×1025	¥10,000
0-1123-02	アンダーマット6090用	1	725×1025	¥11,500
0-1123-03	アンダーマット60120用	1	725×1325	¥12,500

- アンダーマットを使うことで床面を痛めることがなくなります。



アンダーマット

導電PVCシート

コードNo.	型番	入数	サイズ(幅×長さ)	価格(税抜)
0-1196-01	13101	1巻	1,370mm x 30m	¥27,600

- ◆仕様 ● 材質:PVC(塩化ビニール)
- 厚み:0.3mm
 - 表面抵抗値:10⁶Ω

- 帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。
- PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。



導電PVCシート

コードNo.	型番	入数	サイズ(幅×長さ)	価格(税抜)
0-1197-01	14101	1巻	1,000mm x 10m	¥36,800

- ◆仕様 ● 材質:NBR(ニトリルゴム)
- 厚み:2mm
 - 表面抵抗値:10⁶~10⁸Ω

- 表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
- 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。



パンチングカート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7200-01	MA-2P-S	1	枠無 パンチング棚	450×300×800	¥28,900
0-7200-02	MA-2P-M	1	枠無 パンチング棚	600×450×800	¥32,240

※別途運送費が必要です。

◆仕様 ● 材質:ステンレス製/SUS403、パンチングピッチ/Φ6×P12

- キャスター/Φ75mmエラストマー
- 耐荷重/1段につき10kg



パンチングカート

コードNo.	型番	入数	タイプ	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7200-03	MA-VP-S	1	立上 パンチング棚	450×300×800	¥32,240
0-7200-04	MA-VP-M	1	立上 パンチング棚	600×450×800	¥48,900

※別途運送費が必要です。

◆仕様 ● 材質:ステンレス製/SUS403、パンチングピッチ/Φ6×P12

- キャスター/Φ75mmエラストマー
- 耐荷重/1段につき10kg




パンチングカート

コードNo.	型番	外寸(W×L×H)(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7260-03	MB-2UP-S	500×380×930	8	¥57,780
0-7260-04	MB-2UP-M	650×450×930	10	¥61,120

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製SUS304
- キャスター:Φ75mm
 - パンチングピッチ:Φ6×P12



棚板




パンチングカート

コードNo.	型番	外寸(W×L×H)(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7260-01	MB-3UP-S	500×380×930	12	¥72,240
0-7260-02	MB-3UP-M	650×450×930	14	¥75,560

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製SUS304
- キャスター:Φ75mm
 - パンチングピッチ:Φ6×P12



棚板




パンチングカート

コードNo.	型番	外寸(W×L×H)(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7260-05	MB-2P-M	600×450×800	10	¥50,000
0-7260-06	MB-2P-L	750×450×800	15	¥61,120

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製SUS304
- キャスター:Φ75mm
 - パンチングピッチ:Φ6×P12



棚板




パンチングカート

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) (mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7260-07	MB-3P-M	600×450×800	15	¥64,460
0-7260-08	MB-3P-L	750×450×800	20	¥77,780

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:ステンレス製SUS304
● キャスター:φ75mm
● パンチングピッチ:φ6×P12



ワーキングチェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) (mm)	重量(kg)	価格(税抜)
0-7259-01	UWS-100CE	400×260×745	11	¥53,800

※別途運送費が必要です。 ※要組立商品

- ◆仕様 ● 座:導電性ビニールレザー張り、座面回転、チルト機構、ウレタンフォームクッション
● 脚部:スチール製ベース、上下ガス装備
- クリーンルーム内での立作業をサポートするチェアです。座る人に合わせて自然にチルトする座面です。
 - クリーン度/クラス100レベル対応、クリーン梱包(クリーンルーム内で組立、清掃、梱包を実施)
 - 導電性/10⁹Ω以下



クリーンルームチェア

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-7094-01	CL-200	1	¥59,400
0-7094-02	CL-400	1	¥74,100

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:背部・座部/ウレタンフォームクッション
脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー
背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂
- キャスター:導電性(双輪)
 - 電気抵抗値:10⁹Ω以下
 - 座面/座高さ:CL-200:φ382/385~480mm
 - 総高:CL-400:453×420/400~495mm、CL-400:750~850mm
 - ビニールレザー樹脂の背カバー、キャスターの採用により導電性能は10⁹Ω以下。
 - クリーンルーム内で組立しております。



導電チェア

コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-7094-03	TSW-EH6	1	¥57,700
0-7094-04	TSW-EH6R	1	¥65,600

※別途運送費が必要です。

- ◆仕様 ● 材質:座面/導電ビニールレザー
座クッション/コールドケアモールドウレタン
- キャスター:導電ウレタン巻双輪キャスター×3個
ウレタン巻双輪キャスター×2個
 - 電気抵抗値:4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
 - 表面抵抗値:0.8MΩ以下
 - 座面/座高さ:TSW-EH:450×450/405~495mm
 - TSW-EH6R:450×450/470~640mm
 - 機構:座高ガス上下調節機能付き
 - 総高:TSW-EH:790~870mm
TSW-EH6R:855~1025mm
 - 重量:TSW-EH:10.6kg、TSW-EH6R:11.4kg



チューブ/
ビペット/
スポイト

磁製器具/
粉碎

ガラス/
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/
クリーン環境用品


ラボリアクター/
耐圧反応容器

導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-01	SK-215	390×420×645~735	14	¥57,000

◆仕様

- シート高さ:415~500mm
- 背:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り
- 座:導電性発泡ウレタン、座部昇降(ガススプリング)、座角度調節機構
- フレーム:スチール、クロムメッキ仕上げ
- 脚部:スチール、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-03	SK-216	390×420×700~860	14	¥61,000

◆仕様

- シート高さ:420~625mm
- 背:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り
- 座:導電性発泡ウレタン、座部昇降(ガススプリング)、座角度調節機構
- フレーム:スチール、クロムメッキ仕上げ
- 脚部:スチール、足掛リング付、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-02	SK-205	385×325×415~505	10.2	¥48,000

◆仕様

- 座:導電性発泡ウレタン、座部昇降(ガススプリング)、座角度調節機構
- 脚部:スチール、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-04	SK-206	385×325×470~625	10.2	¥52,000

◆仕様

- 座:導電性発泡ウレタン、座部昇降(ガススプリング)、座角度調節機構
- 脚部:スチール、足掛リング付、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-05	SK-88	385×390×535～630	9.8	¥42,000

◆仕様

- シート高さ:400～495mm
- 背:スチールパイプ、クロムメッキ仕上げ
- 座:導電性発泡ウレタン、座部昇降(ガススプリング)
- 脚部:スチール、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-06	SK-89	385×390×600～755	10.7	¥46,000

◆仕様

- シート高さ:465～620mm
- 背:スチールパイプ、クロムメッキ仕上げ
- 座:導電性発泡ウレタン、座部昇降(ガススプリング)
- 脚部:スチール、足掛リング付、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-08	SK-825-V81	430×525～565×745～840	12.5	¥46,000

◆仕様

- シート高さ:410～505mm
- 背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻座部昇降(ガススプリング)、背ロック、背奥行・上下調整
- 脚部:スチール、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)




導電性チェア・クリーンルーム用

コードNo.	型番	外寸(WxLxH) mm	重さ(kg)	価格(税抜)
0-7257-07	SK-827-V81	430×525～565×795～950	13.7	¥50,000

◆仕様

- シート高さ:460～620mm
- 背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻座部昇降(ガススプリング)、背ロック、背奥行・上下調整
- 脚部:スチール、足掛リング付、クロムメッキ仕上げ、導電性双輪キャスター(回転抵抗付)



チューブ
ビペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

ラボリアクター／耐圧反応容器

・小型耐圧反応容器 ・耐圧反応容器 ・小型耐圧リアクター ・耐圧リアクター
・サイクロン ・ラボリアクター ・攪拌機／マイティマグシール

ミニクレープ イナート/耐圧反応容器

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	価格(税抜)
0-1150-03	ミニクレープPTFEカバー 100mL	1	100	¥1,305,000
0-1150-04	ミニクレープPTFEカバー 200mL	1	200	¥1,339,000
0-1150-05	ミニクレープPTFEカバー 250mL	1	250	¥1,375,000
0-1150-06	ミニクレープPTFEカバー 300mL	1	300	¥1,408,000

小スケール実験に最適、非金属製圧力反応容器

- ・本装置(リアクター)は、研究テーマに合わせ耐圧ガラスベッセルを交換できます。
- ・別売の交換用ガラス容器、ガラスホルダーを用意すれば100、200、250、300mLの反応実験が可能です。
- ・ガラス製のため加圧、加温の反応状態を容易に観察することができます。
- ・幅広い温度、圧力に対応した実験が可能です。
- ・圧力逃がし弁を標準装備しているので、実験における危険な加圧状態から回避しガラス容器の破損を防ぐことができます。
- ・特別な工具を使わずに簡単に容器の取り付け、取り外しが可能です。
- ・接液部がガラス、PTFEなので、酸性溶液の使用が可能です。



0-1150-03~06

コードNo.	0-1150-03	0-1150-04	0-1150-05	0-1150-06
圧力	-1(FV)~+10bar			
温度	-20℃~+150℃			
材質	硼珪酸ガラス3.3、PTFE、PFA、FEP			

◆用途

- 水素化
- 重合反応
- 合成反応
- 触媒試験／評価
- 腐食測定
- 結晶化
- 化学一般
- 石油化学
- 機能性ポリマー
- ナノ粒子



・交換可能な耐圧ガラスベッセル



・ウォーターバスでミニクレープ(耐圧ベッセル)を間接加温し、スターラーで攪拌



・カバープレートに圧力計、圧力逃し弁、圧力調整弁、温度計保護管を標準装備(スウェーじロック継手)

ティニクレーブ スティール/小型耐圧反応容器

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	価格 (税抜)
0-1150-01	ティニクレーブ ガラス 10mL	1	10	¥894,000
0-1150-02	ティニクレーブ ガラス 25mL	1	25	¥899,000
0-1150-11	ティニクレーブ SUS 10mL	1	10	¥873,000
0-1150-12	ティニクレーブ SUS 25mL	1	25	¥880,000

高機能耐圧小型リアクターシステム・研究用10-25mL

- ・安全な耐圧操作を確保するためベッセル交換を容易にしています(ガラス/SUS)
- ・ガラス製耐圧容器は、耐酸性に優れベッセル内の反応を観察できます。
- ・攪拌が必要な場合はマグネチックスターラー(オプション)で攪拌が可能です。
- ・加熱時はウォーターバス、オイルバス等に浸漬してください。
- ・ホルダーの開閉は手締めの為工具が不要です。
- ・圧力計、圧力逃し弁、バルブが標準装備です。

コードNo.	0-1150-01	0-1150-02	0-1150-11	0-1150-12
反応容器	ガラス		SUS	
最大圧力	10bar		100bar	
最高温度	200℃			
カバープレート	2ケ口 1/4"NPT			
機器構成	ガラスホルダー、ガラス圧力容器、カバープレート、 圧力計、圧力逃し弁、調整弁			
オプション	-		PTFE内容器	
外寸法	W130×D110×H300mm			

ハステロイ仕様は弊社までお問い合わせください。

◆用途

- 水素化
- 重合反応
- 合成反応
- 触媒試験/評価
- 腐食測定
- 結晶化
- 化学一般
- 石油化学
- 機能性ポリマー
- ナノ粒子



0-1150-01, 02



0-1150-11, 12



圧力計、圧力逃し弁、調整弁付き



ガラス製ベッセルは10mL、25mLに交換可。

ミニクレーブ スティール/小型耐圧反応容器

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	価格 (税抜)
0-1150-07	ミニクレーブSUSカバーガラス100mL	1	100	¥1,220,000
0-1150-08	ミニクレーブSUSカバーガラス200mL	1	200	¥1,282,000
0-1150-09	ミニクレーブSUSカバーガラス250mL	1	250	¥1,314,000
0-1150-10	ミニクレーブSUSカバーガラス300mL	1	300	¥1,330,000

基礎研究に最適・少量耐圧リアクター

- ・安全な耐圧操作を確保するためベッセル交換を容易にしています(ガラス/SUS)
- ・ガラス製耐圧容器は、耐酸性に優れベッセル内の反応を観察できます。
- ・攪拌が必要な場合はマグネチックスターラー(オプション)で攪拌が可能です。
- ・加熱時はウォーターバス、オイルバス等に浸漬してください。
- ・ホルダーの開閉は手締めの為工具が不要です。
- ・圧力計、圧力逃し弁、バルブが標準装備です。

コードNo.	0-1150-07	0-1150-08	0-1150-09	0-1150-10
最大圧力	10bar		10bar	
最高温度	200℃			
カバープレート	4ケ口 1/4"NPT			
機器構成	ホルダー、ガラス圧力容器、カバープレート、 圧力計、圧力逃し弁、調整弁、Pt100温度センサー			
外寸法	W180×D120×H320mm			



耐圧ガラス製ベッセル・4ポート付き



0-1150-07~10




セット例

基本性能充実のスタンダード・リアクターユニット

- ・少量合成、条件検討に最適なガラスリアクターユニットです。
- ・反応容器(リアクター)は実験内容に合わせて交換可能です。
500mℓ/ 1000mℓ/ 2000mℓ/ 3000mℓ/ 5000mℓ
- ・化学的耐食性に強い硼珪酸ガラス3.3製を使用しています。
- ・リアクターは、低温反応時に断熱効果の高いバキュームジャケット(三重管)と、汎用的合成実験に適したシングルジャケット(二重管)より選択いただけます。
- ・上部セパラルカバーとリアクターとの接続はクランプ式で、特別な工具を使わず簡単に容器交換できます。
- ・本装置はドラフトチャンバー内で使用できるコンパクトサイズです。



■多彩な容器アレンジスケールアップが容易



ベッセルカバーにNS34/35
試料投入口が有ります。

ラボリアクター



コードNo.	型番	入数	価格(税抜)
0-1319-02	DBLR0.5	1	¥1,060,000
0-1319-03	DBLR1	1	¥1,060,000
0-1319-04	DBLR2	1	¥1,080,000
0-1319-05	DBLR3	1	¥1,120,000
0-1319-06	DBLR5	1	¥1,170,000
0-1320-02	TBLR0.5	1	¥1,275,000
0-1320-03	TBLR1	1	¥1,295,000
0-1320-04	TBLR2	1	¥1,390,000
0-1320-05	TBLR3	1	¥1,480,000
0-1320-06	TBLR5	1	¥1,540,000

※攪拌機、攪拌羽根、攪拌棒、循環恒温槽などは
価格に含まれていません。

■ジャケットタイプ(シングル / バキュームジャケット)


シングルジャケット構造(二重管)タイプ



シングルジャケット

・リアクター内の正確な温度コントロールを可能。

バキュームジャケット構造(三重管)タイプ



バキュームジャケット シングルジャケット

- ・低温実験でも外気の影響を受けず、リアクター外壁の結露を抑えられ、リアクター内の反応状態を観察できます。
- ・リアクターの最外周が真空ジャケットなので、リアクター内の反応熱エネルギーを効果的に維持します。

DBLR:シングルジャケット(Single Jacket)／TBLR:バキュームジャケット(Vacuum Jacket)

型式	DBLR0.5	DBLR1	DBLR2	DBLR3	DBLR5
	TBLR0.5	TBLR1	TBLR2	TBLR3	TBLR5
容量(mℓ)	500	1,000	2,000	3,000	5,000
最低温度	-20℃				
最高温度	180℃				
ベッセルカバー	5ケ口 中央 NS29/32、コンデンサー用 NS24/29、薬液漏斗用 NS24/29、試料投入口 NS24/29、温度センサー				
攪拌シール	マグネットカップリング(マイティマグシール)またはPTFE攪拌シール				
攪拌翼	ご協議の上				
攪拌棒	ご協議の上				
攪拌機	ご協議の上				
循環恒温槽	ご協議の上				
機器構成	反応容器、専用スタンド、コンデンサー、薬液漏斗、温度センサー、PTFE製攪拌シール				

※攪拌機、攪拌羽根、攪拌棒、循環恒温槽は別途ご協議の上

マグネット真空攪拌シール・マイティマグシール

コードNo.	0-1321-01	0-1321-02	0-1321-03	0-1321-04	0-1321-05
型式	MG-2-01	MG-2-02	MG-6-01	MG-6-02	MG-6-03
回転トルク上限	0.2N・m		0.6N・m		
適用サイズ	24/40	29/42	24/40	29/42	34/45
攪拌棒取付径	φ8				
重量	0.6kg				
耐真空度	0.001Pa				
価格(税抜)	¥125,500	¥125,500	¥179,500	¥179,500	¥179,500

- ・磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性をしっかりと確保できます。
- ・有機溶媒や揮発性ガスの漏出を防ぎ、実験の安全性と信頼性を高めます。
- ・駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。



セット例

バキュームシール(フッ素樹脂製)

コードNo.	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7101-01	1	24/32	¥16,100
0-7101-03	1	29/38	¥17,260

◆仕様 ● 材質:本体:PTFE、ネジ部:PP

- ・金属シールと、芯ブレのないようにベアリングでバキュームシールを行っております。
- ・弾力性、耐薬品性に優れています。



PTFE 攪拌シール

コードNo.	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-7100-01	1	24/32	¥5,400
0-7100-02	1	29/38	¥6,360

◆仕様 ● 材質:PTFE

- ・PTFE攪拌シール(減圧用)はミゾ部にバイトンOリングを入れる事もできます。



スリーワンモータ(汎用攪拌機)

コードNo.	0-7338-01	0-7338-02	0-7338-03	0-7338-04
型番	BL300	BL600	BL1200	BL3000
適用	高粘度用	中高粘度用	中低粘度用	低粘度用
回転数	5~300rpm	10~600rpm	20~1,200rpm	50~3,000rpm
定格トルク	1.3N・m	0.7N・m	0.3N・m	0.1N・m
電源・消費電力	単相100V±10% 50/60Hz共用			
寸法・重量	本体:W135mm×D175mm×H211mm・2.0Kg			
価格(税抜)	¥123,000	¥115,000	¥119,000	¥110,000

- ・抜群の静寂さで、実験室の環境を壊しません。
- ・攪拌中、粘度変化が生じても設定回転数を守ります。
- ・スパークのない強力ブラシレスモータを採用しました。
- ・攪拌作業中、スイッチ1つで回転方向が切り換えられます。
- ・他機器へ悪影響を及ぼすノイズは出さない、ノイズを受けても誤動作しない対策がされています。
- ・攪拌モータの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクタの保護装置を設けています。



攪拌機セット例



攪拌機セット例

リアクターとのセット例



チューブ
ピペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

ラボリアクター
耐圧反応容器

あ

アーチ型カート	P.88
アームカバー	P.28
アクセサリ	P.65
浅型・深型長バット用フタ/酸洗浄済	P.45
浅型長バット	P.33
浅型長バット/酸洗浄済	P.45
アルミトレイ	P.40
アルミナ乳鉢	P.09
アルミホイルカップ	P.40
アルミホイルシャーレ	P.40
アルミホイルプレート	P.40

う

ウォーターバス PURA	P.65
運搬バット	P.34
運搬用台車(ナイロン車付)	P.38

え

エコクリーン角バット	P.41
エコクリーン角バット 蓋	P.41
エコクリーンカップ	P.42
エコクリーンケーキバット	P.42
エコクリーン皿	P.42
エコクリーン食器	P.23
エコクリーン手付バット	P.41
エコクリーン深型組バット	P.42
エコクリーンミキシングボール	P.42
遠沈管(ガンマー滅菌済・トレイ付き)	P.03
遠沈管(ガンマー滅菌済)	P.03、63
遠沈管(未滅菌)	P.03、63

お

大型ステンレスバット(取手付き)	P.33
大型ステンレスバット(取手付き) 蓋	P.33
大型超音波洗浄機	P.83
オールプラスチックディスボシリンジ	P.08
温度センサ(K熱電対シース型)	P.70
温度センサ(測温抵抗体Pt100型)	P.70

か

ガード付きスコップ	P.23
角型スコップ	P.23
角型スコップ/酸洗浄済	P.46
角型パッキン式タンク(パッキン付き)	P.37
角型目盛付きポット	P.36
角型目盛付きポット/酸洗浄済	P.46

角バット/酸洗浄済	P.45
攪拌シャフト	P.74
活性炭マスク	P.27
カッセロール(磁製)	P.13
カバーガラス	P.15
カラー取手付角バット	P.32
ガラス切	P.22
感染症対策セット	P.26

く

クールインキュベーター	P.67、68
クリーンマスク	P.27
クリーンルームチェア	P.96
クルーマ用フィルター	P.80

け

計量スコップ	P.20、54
計量スプーン(PS製)	P.20、54
計量スプーン(SUS製)	P.23
計量スプーンセット	P.23
研究用チェア	P.92

こ

抗菌角バット	P.43
抗菌角バット 蓋	P.43
抗菌カップ	P.44
抗菌ケーキバット	P.44
抗菌皿	P.44
抗菌食器	P.23
抗菌手付バット	P.43
抗菌深型組バット	P.44
抗菌ミキシングボール	P.44
高低温サーキュレーター CORIO™	P.64
小型遠心分離機	P.59、60、61
小型低温恒温器	P.68
コネクタI型	P.17
コネクタL型	P.17
コネクタT型	P.17
コネクタY型	P.17
ゴムスポイト	P.5
コロニーカウンター	P.77
コンパクトコンテナ	P.53
コンプレッションフィッティング	P.69

さ

サージカルマスク	P.27
サージカルマスク(中間プレート入)	P.27
作業用チェア	P.93
サニタリー番重バット 蓋	P.34

サニタリー番重バット(電解研磨仕上)	P.34
サプライカート	P.89
三角架(磁製)	P.14
サンプルスcoopカバー付き/滅菌済	P.19

し

試験管ミキサー(ボルテックミキサー)	P.76
試験用ステンレスふるい(JIS Z 8801準拠)	P.25
自動ビュレット	P.58
自動ビュレット(飛散防止加工型)	P.58
シューズカバーロング	P.28
手動式遠心機	P.59
手動式真空ポンプ	P.92
循環恒温水槽用バスリキッド	P.65
蒸発皿(浅型/磁製)	P.13
蒸発皿(平底/磁製)	P.13
蒸発皿(深型/磁製)	P.13
蒸発防止ボール(PPボール)	P.66

す

スターラー	P.76
ステン角型ポット(浅型)	P.36
ステン正方皿(SUS430)	P.38
ステンレスH型スタンド	P.73
ステンレスカート	P.89
ステン角型バット(ケーキバット)	P.35
ステン角型バット(ケーキバット)用アミ	P.35
ステンレス角バット アミ	P.31、34
ステンレス角バット 蓋	P.32、34
ステンレス角バット(浅型)	P.31
ステンレス角バット(深型)	P.31
ステンレス角型ムッフ	P.24
ステンレスカップ	P.39
ステンレス作業台 スノコ付	P.87
ステンレス作業台 片面引出し付	P.88
ステンレス作業台 2段スノコ付	P.88
ステンレス作業台(平天板タイプ)	P.87
ステンレス作業台(平天板タイプ)・ポータブル	P.86
ステンレスタンク(フタ付き)	P.37
ステンレスタンク(フタ付き)/酸洗浄済	P.46
ステンレストレー	P.38
ステンレスバット蓋付き(大型伸子入り)	P.30
ステンレスバット蓋付き(中型伸子入り)	P.30
ステンレスバット蓋付き(伸子入り)	P.30
ステンレスバット蓋付き(ミニ伸子入り)	P.30
ステンレスパレルポンプ	P.91
ステンレスビーカー	P.39、50
ステンレスビーカー/酸洗浄済	P.46
ステンレス深型組バット	P.29
ステンレス深型組バット/酸洗浄済	P.45
ステンレス深型組バット 蓋	P.29
ステンレス深型組バット用フタ/酸洗浄	P.45

ステンレス丸型ポット(つまみ付き)	P.39
ステンレス丸皿	P.39
ステンレスワゴン 3段 中棚1枚付	P.90
ステンレスワゴン 2段 中棚無し	P.90
ステンレスワゴン 引出し付 2段 中棚無し	P.90
ステンレスワゴン 引出し付 3段 中棚1枚付	P.90
スパチュラカバー付き/滅菌済	P.19
スライドガラス	P.15
スライドガラス取り出し器	P.16
スリーワンモータ(汎用攪拌機)	P.71
スリーワンモータ(ハイパワー汎用攪拌機)	P.71
スリーワンモータ(汎用攪拌機)	P.102

せ

セルウォッシャー	P.62
洗浄瓶	P.54
洗浄ブラシ	P.86

そ

袖付PEエプロン	P.26
----------	------

た

卓上型超音波洗浄機	P.83、84
ダクトレスヒュームフード	P.81、82
短型メスシリンダー PP製	P.49

ち

チェーンクランプ	P.24
チェックバルブ	P.17
チューブカッター	P.22
チューブホルダー	P.04

つ

積み重ね式ステンバット	P.35
積み重ね式ステンバット 蓋	P.35
積み重ね式ステンバット(5段フタ付き)	P.35

て

ディスポセル(可視光用)	P.54
ディスポ白衣	P.26
ディスポヘラ	P.16
ディスポルーブ	P.16
ディスポルーブ(γ滅菌済)	P.16
ティニグレーブ スティール/小型耐圧反応容器	P.100
デジタル遠心機(中型タイプ)	P.63

デジタルビュレット(コンティニアス)	P.56
テストチューブ	P.04
テルモシリンジ®(針なし)	P.08
電子冷却保管庫(ラボストックカー-II)	P.67

と

導電PVCシート	P.94
導電性チェア・グリーンルーム用	P.97、98
導電チェア	P.96
取手付き大型ボトル	P.53
取手付き大型ボトル(活栓付)	P.53
トレー	P.50
トンブ	P.12

な

流し台(一槽シンク)	P.85
流し台(二槽シンク)	P.86
長バット 蓋	P.33
投込型超音波洗浄器	P.84

に

乳鉢(磁製/光沢タイプ)	P.09
乳鉢(磁製/汎用タイプ)	P.09

ね

熱電対コネクタ	P.69
燃焼ボード(アルミナ製)	P.14
燃焼ボード(磁製)	P.14
粘着マット	P.94
粘着マット用アンダーマット	P.94

は

バイアル瓶	P.52
パイボンブ	P.06、58
バキュームシール(フッ素樹脂製)	P.74、102
攪拌羽根	P.74
ハサミ直剪刀片鋭	P.22
ハサミ直剪刀両鋭	P.22
ハサミ小直剪刀両鋭	P.22
馬蹄型スタンド	P.73
パレルポンプ用ジョイント・プラグ(オプション)	P.92
パンチングカート	P.95、96

ひ

ヒータリングサーキュレーター(温水器)	P.66
ピペットコントローラー	P.06、57
ピペット用ボトル(全体樹脂コーティングタイプ)	P.56
標本瓶(PP)	P.52
広口試薬瓶	P.51
広口ボトル(GL規格品)	P.51
秤量瓶	P.52

ふ

深型長バット	P.33
深型長バット/酸洗浄済	P.45
フッ素樹脂被覆攪拌棒 羽根付き	P.74
フッ素被覆温度センサ(K熱電対シース型)	P.70
フッ素被覆温度センサ(測温抵抗体Pt100型)	P.70
フッ素被覆投げ込みヒーター	P.69
ブフナーロー(PP)	P.10
ブフナーロー(磁製)	P.10
フラスコ用おもり	P.66
プラスチックピペット(ガンマー滅菌済)	P.06
フランジ型ストッパー	P.05
ブローア(ゴムスポイト)	P.05
フローモニター	P.18
フロキュレーター/ジャーテスター	P.75
フロキュレーター/ジャーテスター(独立駆動タイプ)	P.75
フロストスライドガラス	P.15
分液ロー	P.19

ほ

ホースクランプ	P.18
ホースクリップ	P.20
ポータブル槽シンク	P.85
細口試薬瓶	P.51
細口ストレージボトル(PE-HD)	P.53
ホットスターラー	P.76
ホットプレート	P.77
ボトルトップディスペンサー	P.56
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)	P.55
ボトルトップディスペンサー(シンプレックス2)	P.55
ホモジナイザー	P.14、73
ポリカスコップ	P.20
ポリスポイト	P.07
ホワイトキャップ	P.28

チューブ
ピペット
スポイト

磁製器具
粉砕

ガラス
樹脂器具

金属器具

保護/安全

金属器具

樹脂器具

分離/分注機器

理化学汎用機器

設備/運搬/クリーン環境用品

耐圧反応容器
ラリアクター

ま

マイクロチューブ	P.04、63
マグネット真空攪拌シール・マイティマグシール	P.102
丸椅子	P.93
丸椅子(座リング付)	P.93
丸型クランプ	P.24
丸底フラスコ(PFA)	P.48

み

ミニクレーブ スティール/小型耐圧反応容器	P.100
ミニクレーブ イナート/耐圧反応容器	P.99

む

ムッフ	P.24、73
-----	---------

め

メスシリンダー(エンボス目盛)	P.49
メスシリンダー(プリント目盛)	P.49
メスシリンダー PMP製(クラスA, KB)	P.49
メスフラスコ PFA製(クラスA)	P.47
メスフラスコ PMP製(クラスB)	P.47
メスフラスコ PP製(クラスB)	P.48
メノー乳鉢(浅型)	P.10
メノー乳鉢(深型)	P.10
目盛付きステンレスタンク(フタ付き)	P.38

も

毛細管(キャピラリーチューブ)	P.05
-----------------	------

ら

ラボジャッキ(スライスポーイ)	P.21
ラボリアクター	P.101

り

リボンヒーター	P.69
リボンヒーター(クリーンルーム用)	P.69

る

ループ	P.16
るつぼ(アルミナ製)	P.12
るつぼ(円筒タイプ/アルミナ製)	P.12
るつぼ(磁製)	P.11
るつぼフタ(磁製)	P.11
るつぼ用フタ(アルミナ製)	P.12

れ

レオナ遠心機ミニ	P.59
レオナ攪拌機	P.72
レオナシンプル遠心機	P.61
レオナスタンダード遠心機	P.60、62

ろ

ローター	P.60、61、62
ロート	P.19
ロート(粉末用)	P.19

わ

ワーキングチェア・クリーンルーム用	P.96
-------------------	------

A ~ Z

BOD測定器	P.78
B型るつぼ(磁製)	P.11
C型るつぼ(磁製)	P.11
PEシューズカバー	P.28
PFAビットボトル	P.52
PFAフラスコ(口付タイプ)	P.48
PP試薬瓶	P.51
PPチューブ	P.4
PPテストチューブ	P.5
PP手付きビーカー	P.50
PPパレルポンプ	P.91
PPビーカー(積み重ねタイプ)	P.50
PSチューブ(個包装)	P.4
PTFE 攪拌シール	P.74、102
PTFEパレルポンプ	P.91

数

2plyマスク	P.27
2方コック	P.18
3方コック	P.18

ご注文方法



STEP 01 | 事前にユーザー登録をお願いします

0725-53-4488にお電話ください。

その際に下記情報をお知らせください。

- 貴社名 ● 郵便番号・住所・電話番号 ● 担当者様名
- ユーザー登録しIDを発行いたします。

STEP 02 |

カタログに掲載されております
ご希望の製品の「コード No.」と
「価格」をご確認ください

遠沈管(ガンマー滅菌済)

-Lab

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	胴径×全長 (mm)	一目盛 最低目盛 (mL)	価格 (税抜)
0-1223-11	KJ323-ST	100本/袋	10	φ15×102	0.5/1.5	¥2,600
0-1223-12	KJ324-ST	100本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0	¥3,000
0-1223-13	KJ326-ST	50本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0	¥2,800
0-1223-14	KJ325-ST	50本/袋	50(自立型)	φ28×118	2.5/5.0	¥3,000

「コード No.」

「価格」

万が一、カタログに掲載されていない製品をお探しの場合もお気軽にお問い合わせください。

STEP 03 | お電話もしくはFAXでご注文ください

お電話でご注文方法



東京TEL : 03-3812-3531

大阪TEL : 0725-53-4488

1. 事前登録した「ユーザーID」をお伝えください。
2. 納品先が登録情報と異なる場合は納品先の情報をお知らせください。
 - 納品先社名 ● 郵便番号・住所・電話番号 ● 担当者様名
3. ご希望の製品の「コード No.」「価格」「量数」をお知らせください。
4. その場で直ぐに確認させていただき、問題なければ製品を発送いたします。

FAXでご注文方法



1. 下記URLより「FAX注文シート」をダウンロードし、必要事項をご記入ください

https://julabo-japan.co.jp/leona_catalog

ユラボジャパン レオナカタログ



2. 内容にお間違いがないか確認後、FAX番号宛に送信してください。
3. 注文内容に問題なければ製品を発送いたします。

FAX : 0725-54-1955



**1回のご注文が
10,000円以上で送料無料!**

- 北海道・沖縄・離島地区は別途配送料をご負担頂く場合があります。
- 合計金額が10,000円(税別・商品代のみ)未満の場合、別途配送料1,000円を申し受けます。
- 配送の日時指定は承れません。



ユラボジャパン株式会社

本 社

〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17

TEL.0725-53-4488

FAX.0725-54-1955

東京営業所

〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目15-10 第2大平ビル5F

TEL.03-3812-3531

FAX.03-5802-4601

カタログのお問い合わせ・ご注文

TEL.03-3812-3531 (東京)

TEL.0725-53-4488 (大阪)

FAX.0725-54-1955

https://julabo-japan.co.jp/leona_catalog

