

掲載モレ


◆メスフラスコPMP製(クラスA)

コードNo.	型番	入数	容量(ml)	体積許容誤差(ml)	高さ(mm)	ネジ口規格	価格(税抜)
0-1094-01	67704	1	10	±0.04	90	NS10/19	¥1,800
0-1094-02	67104	1	25	±0.04	115	NS10/19	¥1,880
0-1094-03	67204	1	50	±0.06	150	NS12/21	¥2,450
0-1094-04	67304	1	100	±0.10	180	NS14/23	¥2,770
0-1094-05	67404	1	250	±0.15	235	NS19/26	¥3,510
0-1094-06	67504	1	500	±0.25	270	NS19/26	¥3,650
0-1094-07	67604	1	1,000	±0.40	310	NS24/29	¥4,270

- ◆仕様
- 材質: 本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
 - 規格: DIN en iso1042(クラスA)
- ◆特長
- オートクレーブ滅菌が可能です。
 - 個別包装されています。
 - 耐熱性に優れ最高使用温度は150℃です。



表紙



諸事情によりURLは、使用停止しました。

ステンレス丸型ポット(つまみ付き)

コードNo.	型番	規格	入数	内径(mm)	外径×高さ(mm)	底面径(mm)	板厚(mm)	重量(g)	容量(l)
0-7354-01	61010	10cm	1	φ100	φ106×55	φ86	0.5	155	0.43
0-7354-02	61012	12cm	1	φ120	φ126×68	φ106	0.5	225	0.75
0-7354-03	61014	14cm	1	φ140	φ144×75	φ124	0.5	290	1.1
0-7354-04	61016	16cm	1	φ160	φ166×80	φ145	0.5	375	1.6
0-7354-05	61018	18cm	1	φ180	φ184×85	φ162	0.5	440	2.2



材質:SUS304

ホットスターラー

コードNo.	型番	品番	入数	外寸(W×D×H)mm	重量(kg)	天板材質
0-1131-01	ARE	F20510162	1	165×280×115	2.6	アルミ天板
0-1132-01	AREC	F20510011	1	203×344×94	3.3	セラミック天板

- ◆仕様 ● 電源:100V コード1.5m ● 最高回転数:1,200rpm (ARE)、1,500rpm (AREC)
● 最高温度:340℃ 500W (ARE)、420℃ 600W (AREC)
● 天板サイズ:φ155mm (ARE)、180×180mm (AREC)
● 攪拌容量:~15L
- AREタイプ ● コンパクトで場所を取らない設計です。
● アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。
- ARECタイプ ● セラミック天板なので耐熱品に優れています。



φ 135mm

ホットプレート

コードNo.	型番	品番	入数	外寸W×D×H(mm)	重量(kg)	天板材質
0-1135-01	RC	F20710431	1	165×280×115	3.1	アルミ天板
0-1136-11	REC	F20710553	1	203×344×94	3.3	セラミック天板
0-1136-11	REC	F20710553	1	203×344×94	2.7	セラミック天板

販売終了。代替品は0-1136-11です。


- ◆仕様 ● 電源:100V コード1.5m
● 最高温度:340℃ 500W (F20710714)、420℃ 600W (F20710081)、
● 天板サイズ:φ155mm (F20710714)、180×180mm (F20710081、F20710553)
- F20710431

ポリスポイト

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(ml)
0-1212-01	4320-1805	20本/袋×20袋	226	6
0-1212-02	4320-2505	20本/袋×20袋	153	3.3
0-1212-03	4320-0705	20本/袋×20袋	87	2
0-1212-04	4320-2907	1000本/袋	70	1.5
0-1212-05	4320-2705	20本/袋×40袋	51	1.3
0-1212-06	4320-0805	20本/袋×20袋	85	4
0-1212-07	4320-1605	20本/袋×10袋	155	10
0-1212-08	4320-1905	20本/袋×5袋	300	23



コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(ml)
0-1212-07	4320-1605	20本/袋×10袋	155	15



DBLR:シングルジャケット(Single Jacket)／TBLR:バキュームジャケット(Vacuum Jacket)

型式	DBLR0.5	DBLR1	DBLR2	DBLR3	DBLR5
	TBLR0.5	TBLR1	TBLR2	TBLR3	TBLR5
容量 (ml)	500	1,000	2,000	3,000	5,000
最低温度	-20℃				
最高温度	180℃				
ベッセルカバー	5ヶ口 中央 NS29/32、コンデンサー用 NS24/29、薬液漏斗用 NS24/29、試料投入口 NS24/29、温度センサー				
攪拌シール	マグネットカップリング(マイティマグシール)またはPTFE攪拌シール				
攪拌翼	ご協議の上				
攪拌棒	ご協議の上				
攪拌機	ご協議の上				
循環恒温槽	ご協議の上				
機器構成	反応容器、専用スタンド、コンデンサー、薬液漏斗、温度センサー、PTFE製攪拌シール				

※攪拌機、攪拌羽根、攪拌棒、循環恒温槽は別途ご協議の上



DBLR:シングルジャケット(Single Jacket)／TBLR:バキュームジャケット(Vacuum Jacket)					
型式	DBLR0.5	DBLR1	DBLR2	DBLR3	DBLR5
	TBLR0.5	TBLR1	TBLR2	TBLR3	TBLR5
容量 ml	500	1000	2000	3000	5000
最低温度	-20℃				
最高温度	180℃				
ベッセルカバー	中央 NS29/32、NS24/29×2か所、NS19/26×2か所			中央 B34、NS24/29×4か所	
攪拌シール	マグネットカップリング(マイティマグシール)またはPTFE攪拌シール				
攪拌翼	ご協議の上				
攪拌棒	ご協議の上				
攪拌機	ご協議の上				
循環恒温槽	ご協議の上				
機器構成	反応容器、専用スタンド、コンデンサー、薬液漏斗、温度センサー、PTFE製攪拌シール				

※攪拌機、攪拌羽根、攪拌棒、循環恒温槽は別途ご協議の上

チューブホルダー

コードNo.	型番	入数	仕様
0-1304-01	4050-4501	1	全長75mmチューブ用
0-1304-02	4050-4502	1	全長100mmチューブ用


上部サイズ(W×D)mm: 86×116(4050-4501)、112×124(4050-4502)
下部サイズ(W×D)mm: 86×220(4050-4501)、112×230(4050-4502)
高さmm: 321(4050-4501)、353(4050-4502)



使用例
チューブは付属しません。

遠沈管 (~~ガンマ 滅菌済~~)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	胴径×全長 (mm)	一目盛 最低目盛 (mL)
0-1223-11	KJ323-ST	100本/袋	10	φ15×102	0.5/1.5
0-1223-12	KJ324-ST	100本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0
0-1223-13	KJ326-ST	50本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0
0-1223-14	KJ325-ST	50本/袋	50 (自立型)	φ28×118	2.5/5.0



遠沈管 (~~ガンマ 滅菌済~~・トレイ付き)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	胴径×全長 (mm)	一目盛 最低目盛 (mL)
0-1223-22	KJ326-2ST	50本/袋	15	φ15×121	0.5/2.0
0-1223-23	KJ326-3ST	25本/袋	50	φ28×118	2.5/5.0



PSチューブ (個包装)

コードNo.	型番	入数	容量 (mL)	サイズ (mm)
0-1310-01	KJ709-5	500本	4	φ12×76
0-1310-02	KJ709-7	500本	12	φ16×100

- ◆仕様
- 材質:PS (ポリスチレン)
- ~~滅菌済~~ (個包装)

KJ709-5

KJ709-7



プラスチックピペット (~~ガンマ 滅菌済~~)

コードNo.	型番	入数	容量/一目盛 (mL)
0-1221-01	KJ9010	300本 (1本/袋×100/袋×3/箱)	1/0.01
0-1221-02	KJ9020	300本 (1本/袋×100/袋×3/箱)	2/0.01
0-1221-03	KJ9050	200本 (1本/袋×50/袋×4/箱)	5/0.1
0-1221-04	KJ9100	200本 (1本/袋×50/袋×4/箱)	10/0.1
0-1221-05	KJ9250	100本 (1本/袋×25/袋×4/箱)	25/0.2
0-1221-06	KJ9500	100本 (1本/袋×25/袋×4/箱)	50/0.5

- ◆仕様
- 材質:PS (ポリスチレン) ●~~容量精度:±2%~~
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、~~滅菌済~~ですので安心してご使用いただけます。

●容量精度: ±2% (最大容量時)




ガンマ 滅菌 → 電子線滅菌へ変更

電子線滅菌済

ディスポーループ (~~γ 滅菌済~~)

コードNo.	型番	入数	タイプ	全長 (mm)
0-1318-01	KJ509-1-10'S	10本/袋×50袋	ニードル	225
0-1318-02	KJ511-10'S	10本/袋×50袋	10ul	200
0-1318-03	KJ510-10'S	10本/袋×50袋	1ul	198

- ◆仕様
- 材質:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS) ●~~滅菌済~~ 電子線滅菌済



コードNo.	型番
0-1318-01	KJ509-1-10'S
0-1318-02	KJ510-8-10'S
0-1318-03	KJ510-7-10'S



KJ510-8-10' S



KJ510-7-10' S



積み重ね式ステンバット(5段フタ付き)


コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	底面(mm)	板厚(mm)	重量(g)
0-7351-01	70002-大	1式	413×312×50	390×290	0.5	770
0-7351-02	70001-小	1式	347×270×52	325×245	0.5	615



コードNo.	品番	規格	入数	外寸(mm)	底面(mm)	板厚(mm)	重量(g)
0-7351-01	70002	大	1式	413×312×250	390×290	0.5	4,415
0-7351-02	70001	小	1式	347×270×260	325×245	0.5	3,485

ステンレス作業台 (平天板タイプ)

コードNo.	型番	入数	外寸(W×L×H) mm	重量(kg)
0-7262-01	KTSA-450	1	450×450×800	7
0-7262-02	KTSA-600	1	600×450×800	8
0-7262-03	KTSA-750	1	750×450×800	8.5
0-7262-04	KTSA-900	1	900×450×800	9.5
0-7262-05	KTSA-1200	1	1,200×450×800	12
0-7262-06	KTSA-1500	1	1,500×450×800	15
0-7262-07	KTSA-1800	1	1,800×450×800	18
0-7262-08	HTSA-450	1	450×600×800	8
0-7262-09	HTSA-600	1	600×600×800	10
0-7262-10	HSTA-750	1	750×600×800	11
0-7262-11	HTSA-900	1	900×600×800	12
0-7262-12	HTSA-1200	1	1,200×600×800	15
0-7262-13	HTSA-1500	1	1,500×600×800	16
0-7262-14	HTSA-1800	1	1,800×600×800	19



コードNo.	型番
0-7262-10	HTSA-750



フロストスライドガラス

コードNo.	型番	入数	タイプ
0-1306-01	0317-2101	100枚/箱	切放
0-1306-02	0313-2101	100枚/箱	縁磨90度



- 幅×長さ×厚:25×75×1.0~1.2mm
- フロスト高:20mm
- 材質:透明ホワイガラス

ホースクリップ

コードNo.	型番	入数	適合チューブ内径(mm)
0-1112-01	8678-0006	1袋(10個入)	φ6~6.5
0-1112-02	8678-0010	1袋(10個入)	φ9~10
0-1112-03	8678-0011	1袋(10個入)	φ10~11
0-1112-04	8678-0012	1袋(10個入)	φ11~12
0-1112-05	8678-0014	1袋(10個入)	φ12~14
0-1112-06	8678-0015	1袋(10個入)	φ13~15
0-1112-07	8678-0017	1袋(10個入)	φ15~17
0-1112-08	8678-0019	1袋(10個入)	φ17~19
0-1112-09	8678-0020	1袋(10個入)	φ18~20
0-1112-10	8678-0022	1袋(10個入)	φ20~22
0-1112-11	8678-0025	1袋(10個入)	φ23~25

外径(mm)



◆仕様 ●材質:POM ●軟質チューブ用です。

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mm)	標準取付口径(mm)	付属アダプター(GL)
0-1000-11	1625503	1	0.2~2.0	0.05	45	GL25、GL27、GL28、GL32、GL38、S45、各1個
0-1000-12	1625504	1	0.5~5.0	0.1		
0-1000-13	1625505	1	1.0~10.0	0.2		
0-1000-14	1625506	1	2.5~25.0	0.5	45	GL32、GL38、S40、各1個
0-1000-15	1625507	1	5.0~50.0	1.0		
0-1000-16	1625508	1	10.0~100.0	1.0		



最小目盛(mL)

ボトルトップディスペンサー(シンプレックス2)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mm)	標準取付口径(mm)	付属アダプター(GL)
0-1002-11	1621503	1	0.2~2.0	0.05	45	GL25、GL28、GL32、GL38、S40、各1個
0-1002-12	1621504	1	0.5~5.0	0.1		
0-1002-13	1621505	1	1.0~10.0	0.2		
0-1002-14	1621506	1	2.5~25.0	0.5	45	GL32、GL38、S40、各1個
0-1002-15	1621507	1	5.0~50.0	1.0		
0-1002-16	1621508	1	10.0~100.0	1.0		



サニタリー番重バット(電解研磨仕上)

コードNo.	型番	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	取手
0-7391-01	22706-1	1	640×425×117	667×447×120	630×415	25	3,030	A取手
0-7391-02	22707-1	1	640×425×87	667×447×90	630×415	17	2,700	A取手
0-7391-03	22708-1	1	534×354×109	558×377×110	525×340	16	2,310	B取手
0-7391-04	22709-1	1	534×354×79	558×377×80	525×340	10	2,100	B取手
0-7391-05	22710-1	1	534×354×139	558×377×140	525×340	21	2,480	B取手
0-7391-06	22806-1	1	452×332×109	476×356×110	435×320	13	1,660	B取手
0-7391-07	22807-1	1	452×332×79	476×356×80	435×320	7	1,500	B取手
0-7390-01	22706	1	640×425×117	667×447×120	630×415	25	2,750	無
0-7390-02	22707	1	640×425×87	667×447×90	630×415	17	2,420	無
0-7390-03	22708	1	534×354×109	558×377×110	525×340	16	2,020	無
0-7390-04	22709	1	534×354×79	558×377×80	525×340	10	1,810	無
0-7390-05	22710	1	534×354×139	558×377×140	525×340	21	2,190	無
0-7390-06	22806	1	452×332×109	476×356×110	435×320	13	1,380	無
0-7390-07	22807	1	452×332×79	476×356×80	435×320	7	1,170	無



積み重ね例



下記の表組にご修正ください(赤文字が訂正箇所です)。

◆サニタリー番重バット(電解研磨仕上) 蓋は別売です。

コードNo.	品番	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(ℓ)	重量(g)	取手
0-7391-01	22706-1	1	640 × 425 × 117	667 × 447 × 120	630 × 415	25	3,030	A取手
0-7391-02	22707-1	1	640 × 425 × 87	667 × 447 × 90	630 × 415	17	2,700	A取手
0-7391-03	22710-1	1	534 × 354 × 139	558 × 377 × 140	525 × 340	21	2,480	B取手
0-7391-04	22708-1	1	534 × 354 × 109	558 × 377 × 110	525 × 340	16	2,310	B取手
0-7391-05	22709-1	1	534 × 354 × 79	558 × 377 × 80	525 × 340	10	2,100	B取手
0-7391-06	22806-1	1	452 × 332 × 109	476 × 356 × 110	435 × 320	13	1,660	B取手
0-7391-07	22807-1	1	452 × 332 × 79	476 × 356 × 80	435 × 320	7	1,500	B取手
0-7390-01	22706	1	640 × 425 × 117	667 × 447 × 120	630 × 415	25	2,750	無
0-7390-02	22707	1	640 × 425 × 87	667 × 447 × 90	630 × 415	17	2,420	無
0-7390-03	22710	1	534 × 354 × 139	558 × 377 × 140	525 × 340	21	2,190	無
0-7390-04	22708	1	534 × 354 × 109	558 × 377 × 110	525 × 340	16	2,020	無
0-7390-05	22709	1	534 × 354 × 79	558 × 377 × 80	525 × 340	10	1,810	無
0-7390-06	22806	1	452 × 332 × 109	476 × 356 × 110	435 × 320	13	1,380	無
0-7390-07	22807	1	452 × 332 × 79	476 × 356 × 80	435 × 320	7	1,170	無



A取手



B取手

導電カラーマット

導電PVCシート

コードNo.	型番	入数	サイズ(幅×長さ)
0-1197-01	14101	1巻	1,000mm x10m

- ◆仕様 ● 材質:NBR(ニトリルゴム)
● 厚み:2mm
● 表面抵抗値:10⁶~10⁸Ω
- 表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
 - 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。



るつぽフタ(磁製)

コードNo.	型番	入数	内径(mm)	適応るつぽ
0-1169-40	CC-26	1	φ26	CT-5
0-1169-31	CC-34	1	φ35	CL-5/CM-5/CM-10/CT-15
0-1169-32	CC-38	1	φ37	CL-10/CM-15
0-1169-33	CC-45	1	φ45	CM-30/CT-55
0-1169-34	CC-47	1	φ46	CL-15
0-1169-35	CC-54	1	φ53	CL-30/CM-50/CT-72
0-1169-41	CC-62	1	φ62	CT-130
0-1169-36	CC-66	1	φ65	CL-50/CM-100
0-1169-37	CC-72	1	φ70	CM-120
0-1169-38	CC-80	1	φ80	CL-100/CT-250
0-1169-39	CC-93	1	φ92	CL-150
0-1169-10	CC-105	1	φ105	CL-250



表組にご修正ください(赤文字が訂正箇所です)。

◆るつぽフタ(磁製)

コードNo.	型番	入数	内径(mm)	適応るつぽ
0-1169-40	CC-26	1	φ26	CT-5
0-1169-31	CC-34	1	φ35	CL-5/CM-5/CM-10/CT-15
0-1169-32	CC-38	1	φ37	CL-10/CM-15/CT-30
0-1169-33	CC-45	1	φ45	CM-30/CT-55
0-1169-34	CC-47	1	φ46	CL-15
0-1169-35	CC-54	1	φ53	CL-30/CM-50/CT-72
0-1169-41	CC-62	1	φ62	CT-130
0-1169-36	CC-66	1	φ65	CL-50/CM-100
0-1169-37	CC-72	1	φ70	CM-120
0-1169-38	CC-80	1	φ80	CL-100/CT-250
0-1169-39	CC-93	1	φ92	CL-150
0-1169-10	CC-105	1	φ105	CL-250

※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。



PPチューブ

コードNo.	型番	入数	容量 (mℓ)
0-1311-01	KJ724-3	250本/袋	12

- ◆仕様
- 材質: ~~PP(ポリプロピレン)~~ ● 本体サイズ:φ17×102mm(蓋除く)
 - 未滅菌

材質: 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)



燃焼ボード(アルミナ製)

コードNo.	型番	入数	長さ×幅×全高(mm)
0-1314-01	HACBT-7	1	86×15×13
0-1314-02	HACBT-15	1	108×20×17
0-1314-03	HACBT-30	1	119×30×19
0-1314-04	HACBT-40	1	138×27×21
0-1314-05	HACBT-750	1	250×89×39

- ◆仕様
- 材質 :アルミナ(99.7%) ● 耐熱温度:1,750℃

0-1314-05は、メーカー製造中止のため取り扱い停止としました(2023年5月22日)。



研究用チェア

コードNo.	型番	入数
0-7094-05	TL-6L-Z	1
0-7094-06	TL-17L-Z	1

脚部の仕様を変更しました。コードNo.、型番の変更はございません。



投込型超音波洗浄器

コードNo.	型番	入数	発振機サイズ(mm)
0-7305-06	SU-50B	1式	140×240×120

発振機



0-7305-06は、モデルチェンジのため取り扱い停止としました(2023年8月1日)。
代替品はSU-60Bです。お問い合わせください。

20、54頁
計量スプーン(PS製)

コードNo.	型番	入数	容量
0-1211-02	5334-0001	1セット	0.5/1/2.5/5/10/15/25/50mL 各1本



0-1211-02は、取り扱い停止としました(2023年8月2日)。

ディスポセル(可視光用)

コードNo.	型番	入数	タイプ	容量(mL)
0-1268-01	KJ133	1(100個)	ミクロ	4.5
0-1268-02	KJ135	1(100個)	セミミクロ	2.5

- ◆仕様
- 材質:PS(ポリスチレン)
 - 透過面:2面
 - 光路長:10mm(KJ133)、~~4mm(KJ135)~~
 - 本体サイズ:12.5×12.5×45mm
 - 入り数:100個(発泡スチロールセルラック入)

光路長:10mm 光路幅:4mm(KJ135)

- 可視光波長の測定に便利なディスポタイプのセルです。
- 測定方向が確認できるV印が付いています。

ステンレス角バット(深型)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)
0-7347-01	33002	2枚取	1	625×410×152	640×425×153	575×360	33	3,115
0-7347-02	33003	3枚取	1	566×407×112	581×422×113	500×340	22.4	2,215
0-7347-03	33004	4枚取	1	563×353×91	573×364×92	500×290	16	1,815
0-7347-04	33006	6枚取	1	464×320×83	477×335×84	415×270	11	1,205
0-7347-05	33008	8枚取	1	393×278×64	408×290×65	350×230	6	765
0-7347-06	33010	10枚取	1	339×254×59	352×265×60	305×220	4.7	620
0-7347-07	33012	12枚取	1	307×239×52	322×251×53	270×200	3.3	515
0-7347-08	33015	15枚取	1	283×219×48	295×230×49	255×195	2.8	430
0-7347-09	33018	18枚取	1	255×194×42	267×205×43	230×170	1.9	345
0-7347-10	33021	21枚取	1	234×188×36	247×200×37	210×165	1.4	290
0-7347-11	33024	キャビネット	1	199×159×32	210×170×33	170×135	0.8	175
0-7347-12	33027	カード判	1	175×130×29	187×140×30	150×105	0.6	130
0-7347-13	33030	手札判	1	146×117×26	156×126×27	125×95	0.4	105

ステンレス角バット(浅型)

コードNo.	型番	規格	入数	内寸(mm)	外寸(mm)	底面(mm)	容量(l)	重量(g)
0-7348-01	33102	2枚取	1	625×410×74	640×425×75	580×370	16.5	2,200
0-7348-02	33103	3枚取	1	564×406×74	579×420×75	520×364	15	1,845
0-7348-03	33104	4枚取	1	563×351×65	578×365×66	515×305	10.7	1,695
0-7348-04	33106	6枚取	1	461×318×47	478×335×48	430×285	6	1,020
0-7348-05	33108	8枚取	1	391×276×38	405×290×39	370×250	3.5	660
0-7348-06	33110	10枚取	1	339×254×39	353×265×40	315×230	3	550
0-7348-07	33112	12枚取	1	307×239×40	322×252×41	285×215	2.6	495
0-7348-08	33115	15枚取	1	282×219×40	295×231×41	260×195	2.2	410
0-7348-09	33118	18枚取	1	254×193×37	268×205×38	235×170	1.4	335
0-7348-10	33121	21枚取	1	234×188×29	248×200×30	210×165	1.1	285

- ◆仕様 ● 材質:SUS304(18-8ステンレス)
- バット板厚(mm):0.8(-01~03)/0.7(-04)/0.6(-05~~~-10~~)/0.5(~~-11~~~13)
- 0-7347-01のみ取手付きです。
- 0910



ヒータリングサーキュレーター(温水器)

コードNo.	型番	入数	外寸(WxDxH) mm	槽開口/深さmm
0-7300-01	LCH-1KN	1	265×415×460	195×225×265
0-7300-02	LCH-3K	1	370×488×522	310×230×300

245

型番	LCH-1KN	LCH-3K
外部循環方式	密閉系循環方式	
温度制御範囲 (°C)	室温+15～90	室温+20～90
温度制御方式	PID+SSR制御	
最大流量 ℓ /min (50/60Hz)	7/8	15/18
最大揚程m (50/60Hz)	4/4.5	8/11
ヒーター容量 (kW)	1	3
電源	AC100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
電源コード長さ (m)	2.5	5
コンセント形状	3Pプラグ	-
重量 (kg)	15	20
付属品	フタ1枚、棚板1枚、ホースバンド 2個 シリコンチューブ Φ10×14/40cm	フタ1枚、棚板1枚、ホースバンド 2個 ホースニップル1個、シリコンチューブ Φ10×14/50cm

- パーソナルタイプの恒温水槽です。
- 安定した高精度な温度コントロールが可能です。