


ガラス製加圧濾過装置

プレッシャーフィルター

- ・中が見えるガラス仕様
- ・安全設計
- ・ガラスは、スイスブッチ社製
- ・規格ネジ採用で多彩なアプリケーションに対応



【仕様】

- ・ 温度範囲：-60°C~+200°C
- ・ 圧 力：最大3.5bar (0.35MPa)
- ・ 材 質：硼珪酸ガラス、SUS316、バイトン、PTFE
- ・ 容器容量：0.5L ~ 5.0L
- ・ 装 備：圧力計、圧力破裂板、ポリカーボネート製安全カバー

SUS製加圧濾過装置

プレッシャーフィルター TYPE3 (5L)



ハンドスターラー



クランプスクリュー機構で簡単な開閉



フィルターバスケットの簡単な装着

【仕様】

- ・ 圧 力 : 最大6.0bar (0.6MPa)
- ・ 材 質 : SUS316L、バイトン
- ・ 容 量 : 5.0L
- ・ オプション : ハンドスターラー

【総輸入販売元】 ユラボジャパン株式会社

「本社」: 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1-3-17
TEL:0725-51-3401 FAX:0725-51-3411

「東京営業所」 〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-10 第二大ビル
TEL:03-5802-4600 FAX:03-5802-4601

【代理店】