

JULABO冷凍機 冷媒ガス 及び 冷凍機出力 一覧表

型式	電源	冷媒ガス	充填量	出力	備考
F10	100V_50-60Hz	R12	0.12Kg	125W	*外観ベージュ色(1995年前)
	100V_50-60Hz	R134a	0.12Kg	125W	*外観白色(1995年以降)
F20	100V_50-60Hz	R12	0.12Kg	125W	*外観ベージュ色(1995年前)
	100V_50-60Hz	R134a	0.12Kg	125W	*外観白色(1995年以降)
RT2	100V_50-60Hz	R134a	0.064Kg	149W	
RT4	100V_50-60Hz	R134a	0.087Kg	187W	
200F	100V_50-60Hz	R134a	0.070Kg	149W	
201F	100V_50-60Hz	R134a	0.070Kg	149W	
300F	100V_50-60Hz	R134a	0.090Kg	187W	
	230V_50Hz	R134a	0.100Kg	250W	
600F	100V_50-60Hz	R404a	0.200Kg	375W	
601F	100V_50-60Hz	R452a	0.150Kg	375W	
601F	230V_50Hz	R452a	0.150Kg	450W	
900F	200V 50-60Hz	R452a	0.220Kg	3/8HP 280W	
1000F	200V 50-60Hz	R452a	0.175Kg	653W	
1001F	200V 50-60Hz	R452a	0.170Kg	653W	
F12	100V_50-60Hz	R134a	0.080Kg	125W	
	230V_50Hz	R134a	0.055Kg	75W	
F25	100V_50-60Hz	R134a	0.110Kg	125W	
	230V_50Hz	R134a	0.086Kg	270W	
F32	100V_50-60Hz	R134a	0.170Kg	318W	
	230V_50Hz	R134a	0.170Kg	347W	
F33	115V_60Hz	R134a	0.140Kg	365W	
	230V_50Hz	R134a	0.145Kg	270W	
	230V_60Hz	R134a	0.145Kg	304W	
F34	100V_50-60Hz	R134a	0.185Kg	365W	
FS18	100V_50-60Hz	R134a	0.155Kg	365W	
	230V_50HZ	R134a		340W	
F38	230V_50Hz	R404a	0.400Kg	715W	
	230V_60Hz	R404a	0.400Kg	559W	

弊社取扱い対象製品は全ての冷凍機定格出力が7.5kW以下のため、  
有資格者による定期点検は不要です。(2020年1月現在)

JULABO冷凍機 冷媒ガス 及び 冷凍機出力 一覧表

型式	電源	冷媒ガス	充填量	出力	備考
FP35	100V_50-60Hz	R134a	0.155Kg	365W	
	230V_50Hz	R134a	0.190Kg	340W	
FP40	230V_50Hz	R404a	0.261Kg	373W	
FP45	230V_50Hz	R404a	0.550Kg	550W	
FP50	230V_50Hz	R404a	0.480Kg	466W	
FP51	230V/50Hz	R507	1.030Kg	1118W	
	208V/60Hz	R507	0.830Kg	1569W	
FP52	230V_3P_50Hz	R404a	1.000Kg	1491W	
	230V_3P_60Hz	R404a	1.000Kg	1491W	
FPW52	230V_3P_50Hz	R404a	850Kg	1491W	
	230V_3P_60Hz	R404a	850Kg	1491W	
FP55	400V_3P_50Hz	R404a	2,000Kg	1491W	
	230V_3P_60Hz	R404a	2,000Kg	1491W	
FPW55	400V_3P_50Hz	R404a	850Kg	1491W	
	230V_3P_50Hz	R404a	850Kg	1491W	
	230V_3P_60Hz	R404a	850Kg	1491W	
F81	230V/50Hz	R404a	0.500Kg	372W	
		R23	0.120Kg	372W	
F83	230V_3P_50Hz	R404a	0.500Kg	746W	
		R23	0.285Kg	746W	
FP88	230V_3P_50Hz	R404a	0.850Kg	1565W	
		R23	0.285Kg	1565W	
FP89-HL	230V_50Hz	R404a	0.500Kg	1040W	
		R508b	0.027Kg	857W	
	230V_60Hz	R404a	0.500Kg	1040W	
		R508b	0.027Kg	994W	
F95-SL	400V_3P_50Hz	R404a	0.850Kg	1492W	
		R23	0.380Kg	1492W	
	230V_3P_50Hz	R404a	0.850Kg	1492W	
		R23	0.380Kg	1492W	
FPW90-SL	400V_3P_50Hz	R404a	0.900Kg	746W	
		R23	0.300Kg	746W	
FPW90-SL	230V_3P_60Hz	R404a	0.450Kg	746W	
		R23	0.380Kg	746W	

弊社取扱い対象製品は全ての冷凍機定格出力が7.5kW以下のため、  
有資格者による定期点検は不要です。(2020年1月現在)

JULABO冷凍機 冷媒ガス 及び 冷凍機出力 一覧表

型式	電源	冷媒ガス	充填量	出力	備考
FPW91-SL	400V_3P_50Hz	R404a	0.900Kg	746W	
		R23	0.380Kg	746W	
	230V_3P_60Hz	R404a	0.900Kg	746W	
		R23	0.380Kg	746W	
F240	230V_50Hz	R134a	0.180Kg	124W	
F250	100V_50-60Hz	R134a	0.150Kg	200W	
	200V_50-60Hz	R134a	0.150Kg	180W	
	230V_50Hz	R134a	0.150Kg	180W	
	230V_60Hz	R134a	0.150Kg	200W	
F500	100V_50-60Hz	R134a	0.160Kg	187W	
	230V_50Hz	R134a	0.160Kg	187W	
	230V_60Hz	R134a	0.145Kg	295W	
FT400	115V_60Hz	R404a	0.200Kg	372W	
FT900	230V_50-60HZ	R4404a	0.310Kg	233W	
		R23	0.110Kg	372W	
FL601	230V_50Hz	R452A	0.304Kg	555W	
	230V_60Hz	R404a	0.304Kg	640W	
FL1201	230V_50Hz	R452A	0.570Kg	1305W	
	230V_60Hz	R404a	0.570Kg	1305W	
FL1701	230V_50Hz	R452A	0.570Kg	980W	
	230V_60Hz	R452A	0.570Kg	1150W	
FL2503	230V_50Hz	R452A	1.510Kg	1100W	
	230V_60Hz	R404a	1.510Kg	1300W	
FL4003	400V_3P_50Hz	R452A	2.220Kg	2180W	
	230V_3P_60Hz	R404a	1.800Kg	2120W	
FL7006	400V_3P_50Hz	R452A	3.920Kg	3480W	
	230V_3P_60Hz	R404a	3.000Kg	3810W	
FL11006	400V_3P_50Hz	R452A	3.100Kg	4480W	
	230V_3P_60Hz	R404a	3.000Kg	4102W	
FL20006	400V_3P_50Hz	R452A	5.950Kg	4850W	
	230V_3P_60Hz	R404a	5.500Kg	4850W	
FC600S	230V_50Hz	R134a	0.340Kg	315W	
FC1200	230V_50Hz	R134a	0.450Kg	611W	
FC1600	230V_50Hz	R134a	0.560Kg	469W	

弊社取扱い対象製品は全ての冷凍機定格出力が7.5kW以下のため、  
有資格者による定期点検は不要です。(2020年1月現在)

JULABO冷凍機 冷媒ガス 及び 冷凍機出力 一覧表

型式	電源	冷媒ガス	充填量	出力	備考
SC10000W	400V 3P 50Hz	R452A	1.800Kg	2610W	
A30	230V/50-60Hz	R507	0.314Kg	450W	
A40	230V_50Hz	R507	0.3400Kg	560W	
W40	230V_50Hz	R507	0.3800Kg	560W	
W50/W50t	230V/50Hz	R507	1.000Kg	1500W	
	208V/60Hz	R507	1.000Kg	1500W	
A80	230V/50Hz	R507	1.140Kg	1565W	
		R23	0.500Kg	1565W	
	230V/60Hz	R507	1.140Kg	1565W	
		R23	0.500Kg	1565W	
W80	230V_50Hz	R507	0.720Kg	1565W	
		R23	0.500Kg	1565W	
A85	400V 50Hz	R404a	1.600Kg	1500W	
		R23	0.680Kg	1500W	
LH40	230V/50Hz	R404a	0.300Kg	466W	
	230/60Hz	R404a	0.300Kg	752W	
LH41	230V/50Hz	R404a	0.300Kg	782W	
	230/60Hz	R404a	0.300Kg	785W	
LH45	230V/50Hz	R404a	0.300Kg	466W	
LH46	230V/50Hz	R404a	2.000Kg	1565W	
	230/60Hz	R404a	2.040Kg	1565W	
LH50	400V_50Hz	R404a	1.270Kg	1491W	
	230/60Hz	R404a	1.270Kg	1500W	
LH85	230V/50Hz	R404a	0.550Kg	1120W	
		R23	0.285Kg	1120W	
Magnum91	400V_50Hz	R404a	1.900Kg	1900W	
		R23	0.800Kg	850W	
	230_3P/60Hz	R404a	1.900Kg	1900W	
		R23	0.800Kg	850W	
W91/W92	480V_60Hz	R404a	4.5Kg	7.0kW	
		R23	1.25Kg	7.0kW	
W91/W92	400V_50Hz	R404a	4.5Kg	7.0kW	
		R23	1.25Kg	7.0kW	

弊社取扱い対象製品は全ての冷凍機定格出力が7.5kW以下のため、  
有資格者による定期点検は不要です。(2020年1月現在)