

《ブリッジ型サーキュレーター SE-Z型》

ブリッジ型サーキュレーター（SE-Z型）は伸縮するステンレス伸縮式ブリッジで100Lまでのバスタンクに装着出来るサーキュレーターです。外部Pt100センサー接続が出来、周辺温度以下の温度も制御する為の冷却コイルが標準装備されています。大型バスタンクに使用するには、D+Sレベルアダプターの装備をお薦めしております。これにより、槽内の循環をより強くして、槽内制度を高めます。

SEコントローラー仕様

- ・温度範囲：+20°C ~ +300°C
 - 室温付近での温度制御は、クーリングコイルへ設定温度より低い冷却水の供給がイマージョンクーラーでの冷却が必要です。
 - 使用環境により+300°Cまで温度が上がらない事がございます。
- ・温度安定性：±0.01°C
- ・加熱能力：3kW
- ・伸縮性ブリッジ：31cm ~ 66cm可変
- ・浸深部：12cm ~ 19cm



【使用例】



【D+Sレベルアダプター】

