

《外部温度制御と測定》

DD型コントローラー、ハイテックシリーズ、超高温（HTシリーズ）及びPRESTOシリーズは外部Pt100センサーの接続が可能です。JULABO社では長さ20mmから1200mm、材質ステンレス製、テフロンコーティングを取り揃えております。また、M+RインラインPt100センサーは循環液の循環経路に取付することが出来ます。外部温度はサーキュレーターディスプレイに表示され、そのPt100センサーでの温度制御が可能です。



外部Pt100センサー



M+RインラインPt100センサー



【装着例】

