

《 Beer Forcing Test 》 = DYNEO DD-1001F-BF =

JULABOビールフォギングテストサーキュレーターと光度計を組み合わせることで、ビールの製品寿命が決まります。シミュレートされたエージングプロセスは、最初の曇りが発生するまで繰り返されるプログラム可能な温度プロファイルによって実現されます。

【特徴】

- ・温度降温/昇温サイクルが経年変化をシミュレート
- ・フォギングテストの為に決められた温度プログラムを実施
- ・プログラムの変更は何時でも可能
- ・簡単操作（日本語パネル）
- ・20本、0.5リットル用のインサート付きの大きな槽開口部（ボトルラックはお客様のリクエストにお答えできます）
- ・取り外し可能なPlexiglass®カバー

