



ウォーターバス

PURA 22

JULABO

オーダーNo.	9 550 522		
温度制御範囲 (°C)	+18 ~ +99.9		
(室温付近での温度制御は、イマージョンクーラーでの冷却が必要です)			
温度精度 (°C)	±0.15		
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.1		
温度表示	LED		
ヒーター能力 (W)	980	【2000W 電源230V仕様】	
槽開口部 寸法 W×L (cm)	55	×	27
槽深さ (cm)	18		
槽液充填量 (リットル)	3.4 ~ 25.5		
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40		
寸法 W×L×H (cm)	64	×	35 × 26
重量 (Kg)	11.5		
デジタルインターフェース	無		
IP 等級	21		
主電源 (V / Hz)	100V / 50-60Hz	【230V / 50-60Hz】	
消費電力 (A)	10	【9】	
バスカバー	オプション		
チューブラック	オプション(装着数:1)		
アラームシグナル	表示 及び 警告音		
安全等級	クラス 1		
バスタンク	ステンレススチール		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。