



# 高低温サーキュレーター

CORIO CD-600F

**JULABO**

|                           |                     |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
|---------------------------|---------------------|------|-------------------------|-----|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| オーダーNo.                   | 9 012 704           |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 温度制御範囲 (°C)               | -35    ~    +150    |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 温度精度 (°C)                 | ± 0.03              |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 最少 温度設定 / 温度表示 (°C)       | 0.1                 |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| プログラム機能                   | 無                   |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 温度表示                      | LED                 |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| ヒーター能力 (W)                | 2000 ( 800 / 100 V) |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 冷却能力 (°C)                 | +200                | +20  | 0                       | -10 | -20  | -30                 | -40 | -50 | -60 | -80 |
| (kW)                      | 0.6                 | 0.53 |                         |     | 0.22 |                     |     |     |     |     |
| ポンプ能力 吐出圧力(bar)           | 0.35                |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 吸引圧力(bar)                 | ――                  |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 流量(L/min)                 | 15                  |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| ポンプコネクション                 | M16 × 1             |      | 内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション |     |      |                     |     |     |     |     |
| 冷凍機 冷媒                    | R404a               |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御) | 無                   |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| デジタルインターフェース              | USB                 |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| アナログ通信                    | 無                   |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 冷却用冷凍機                    | 1段冷凍                |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 循環液充填量 (リットル)             | 7.5                 |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 安全等級 (DIN 12876-1)        | 3                   |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 循環液最大粘度 (cSt)             | 50                  |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 使用環境温度 (°C)               | +5    ~    +40      |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 冷却水接続                     | ――                  | ――   | ――                      | ――  | ――   |                     |     |     |     |     |
| 冷却水仕様                     | ――                  | ――   | ――                      | ――  | ――   |                     |     |     |     |     |
| 寸法 W×L×H (cm)             | 33                  | ×    | 47                      | ×   | 69   |                     |     |     |     |     |
| 槽開口部 寸法 W×L (cm)          | 22                  | ×    | 15                      |     |      |                     |     |     |     |     |
| 槽深さ(cm)                   | 15                  |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 重量 (Kg)                   | 38.6                |      |                         |     |      |                     |     |     |     |     |
| 主電源 (V / Hz)              | 100 V /             |      | 50-60 Hz                |     |      | 230V / 50Hz or 60Hz |     |     |     |     |
| 消費電力 (A)                  | 15                  |      |                         |     |      | 14                  |     |     |     |     |

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。  
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm<sup>3</sup>)の循環液で行われています。