



Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY



高低温サーキュレーター CORIO CD-450F

JULABO

オーダーNo. 9012714

温度制御範囲 (°C)	-30 ~ +150
温度精度 (°C)	± 0.03
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01
プログラム機能	無
温度表示	LED
ヒーター能力 (W)	2,000 (800 / 100V)
冷却能力 (°C)	+200 +20 0 -10 -20 -30
(kW)	0.45 0.45 0.38 0.28 0.17 0.07
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.35
吸引圧力 (bar)	-----
流量 (L / min)	15
ポンプコネクション	M16×1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション
冷凍機 冷媒	R449a
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	無
デジタルインターフェース	USB
アナログ通信	無
冷却用冷凍機	1段冷凍
循環液充填量 (リットル)	3.0 . . . 4.0
安全等級 (DIN 12876-1)	3
循環液最大粘度 (cSt)	50
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40
冷却水接続	-----
冷却水仕様	-----
寸法 W×L×H (cm)	23 × 40 × 65
槽開口部 寸法 W×L (cm)	13 × 15
槽深さ (cm)	15
重量 (Kg)	25.1
主電源 (V / Hz)	100 V / 50-60 Hz 230 V / 50Hz or 60Hz
消費電力 (A)	13 13

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。