



高低温サーキュレーター FP50-HE

JULABO

オーダーNo.	9 212 650										
温度制御範囲 (°C)	-50 ~ +200										
温度精度 (°C)	± 0.01										
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01										
プログラム機能	1 × 10										
温度表示	VFD										
ヒーター能力 (W)	2000										
冷却能力 (°C)	+200	+20	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-80	
(kW)		0.9	0.8		0.5		0.16				
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	0.7										
吸引圧力(bar)	0.4										
流量(L/min)	26										
ポンプコネクション	M16 × 1			内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション							
冷凍機 冷媒	R404a or R507										
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有										
デジタルインターフェース	RS232										
アナログ通信	オプション										
冷却用冷凍機	1段冷凍										
循環液充填量 (リットル)	8										
安全等級 (DIN 12876-1)	3										
循環液最大粘度 (cSt)	70										
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40										
冷却水接続	-----										
冷却水仕様	-----										
寸法 W×L×H (cm)	42	×	49	×	72						
槽開口部 寸法 W×L (cm)	18	×	12								
槽深さ (cm)	15										
重量 (Kg)	57										
主電源 (V / Hz)	230 V / 50-60 Hz										
消費電力 (A)	14										

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20℃で行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。