



Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

高低温サーキュレーター DYNEO DD-1000FW



JULABO

オーダーNo. 9 021 727

温度制御範囲 (°C)	-50 ~ +200
温度精度 (°C)	± 0.01
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01
プログラム機能	8 × 60 steps
温度表示	TFT
ヒーター能力 (W)	2000
冷却能力 (°C)	+20 +10 0 -10 -20 -30 -40
(kW)	1 1 0.96 0.73 0.51 0.25 0.11
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.1 ... 0.7
吸引圧力 (bar)	-----
流量 (L / min)	8 ... 27
ポンプコネクション	M16 × 1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション
冷凍機 冷媒	R449A
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	有
デジタルインターフェース	イーサネット、USB、RS232/RS485
アナログ通信	オプション
冷却用冷凍機	1段冷凍
循環液充填量 (リットル)	5 ... 7.5
安全等級 (DIN 12876-1)	3
循環液最大粘度 (cSt)	50
使用环境温度 (°C)	+5 ~ +40
冷却水接続	G 3/4"
冷却水仕様	水温: 20°C以下 圧力: 0.3bar(差圧) 6bar(最大)
寸法 W × L × H (cm)	42 × 49 × 74
槽開口部 寸法 W × L (cm)	18 × 13
槽深さ (cm)	15
重量 (Kg)	51.2
主電源 (V / Hz)	230V / 50-60Hz
消費電力 (A)	16

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。
通信機能(オプション)はRS232C又はアナログ通信のいずれかの選択になります。