



**Julabo**  
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

## ブリッジ付きイマージョン型 MAGIO MX-Z

**JULABO**

オーダーNo.

9 033 201

温度制御範囲 (°C) +20 ~ +300

(室温付近での温度制御は、クーリングコイルへ4設定温度より低い冷却水の供給か、イマージョンクーラーでの冷却が必要です)

温度精度 (°C) ± 0.01

最小 温度設定/温度表示 (°C) 0.01

プログラム機能 8×60 steps

温度表示 TFT

ヒーター能力 (W) 3000

ポンプ能力 吐出圧力 (bar) 0.24 ... 0.92

吸引圧力 (bar) -0.03 ... -0.4

流量 (L / min) 16 ... 31

ポンプコネクション M16×1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション

冷凍機 冷媒 無

PT100外部温度センサー接続 (表示/制御) 有

デジタルインターフェースイーサネット、USB、RS232/RS485

アナログ通信 オプション

補助ポンプ/電磁弁制御コネクション 有

循環液充填量 (リットル) ---

安全等級 (DIN 12876-1) 3

循環液最大粘度 (cSt) 70

使用環境温度 (°C) +10 ~ +40

寸法 W×L×H (cm) 34 × 19 × 41

槽開口部 寸法 W×L (cm) ---

槽深さ (cm) ---

重量 (Kg) 7.6

主電源 (V / Hz) 200V-230V / 50-60Hz

消費電力 (A) 15

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。  
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm<sup>3</sup>)の循環液で行われています。