

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

The Power of Thermodynamics™

PRESTO® W58x

高性能温度制御システム -50°C ~ +250°C



能力 / 性能

- ・温度制御範囲 -50°C to +250°C
- ・冷却能力 最大33kW
- ・加熱能力 27kW
- ・ポンプ能力 5.5bar 70l/min

優れた外部循環温度制御
リアクタージャケット、リアクターシステム、ミニプラント、
パイロットプラント、キロラボ、真空チャンバー、
材料試験 等

ユラボジャパン株式会社

本社 〒594-1144
大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
TEL:0725-51-3401 FAX:0725-51-3411

東京営業所 〒113-0033
東京都文京区本郷2丁目15-10
TEL:03-5802-4600 FAX:03-5802-4601

E-Mail:info@julabo-japan.co.jp
URL:http://www.julabo-japan.co.jp

PRESTO® W58x

JULABO

PRESTO W58x

オーダーNo.	9421583.S1.07					
温度制御範囲 (°C)	-50 ... +250					
温度精度 (°C)	±0.05 ...±0.1					
最小 温度設定/温度表示 (°C)	±0.01					
プログラム機能	8 x 60 ステップ					
温度表示	5.7" TFT タッチスクリーン					
ヒーター能力 kW	27					
冷却能力 (°C)	20	0	-10	-20	-30	-40
(冷媒 エタノール) kW	33	32	28	19	12	7
ポンプ能力 流量 (L/min)	0... 70					
ポンプ能力 圧力 (bar)	0.1 ... 5.5					
ポンプコネクション	M38 x 1.5					
冷凍機 冷媒	R449A					
Pt100 外部温度センサー接続	可能					
デジタル インターフェース	RS232,SD memory card,USB, Ethernet, Modbus オプション : RS485,Profibus					
アナログ通信	オプション					
冷却用冷凍機	水冷式					
最小循環液容量 (リットル) (熱交換容量)	13 (12)					
膨張タンク容量 (リットル)	17.5					
安全等級 (DIN 12876-1準拠)	Class III (FL)					
循環液最大粘度 cSt.	280					
使用環境温度 (°C)	5 ... 40					
冷却水接続	G3/4"内径1/2"チューブ用コネクター付属					
寸法 W x L x H cm	70 x 108 x 174					
重量 kg	486					
オーダーNo.	9 421583.S1.07			9 421583.S1.17		
電源 V / Hz	400V/3PPE/50Hz			480V/3P(N)PE/60Hz		
消費電流 A	54			54		
電源プラグ	Plug 63A CEE			なし		

全ての測定は定格電圧、周囲温度 20 °C で行われています。