



循環冷却装置 セミチルシリーズ SC5000a

JULABO

オーダーNo.	95xxxxx.xx.xxxx					
温度制御範囲 (°C)	+5 ~ +35		【オプション(-20~+35/-20~+80/-20~+130)】			
温度精度 (°C)	± 0.1					
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.1					
プログラム機能	オプション					
温度表示	LED					
ヒーター能力 (kW)	オプション(5kW / 12kW)					
冷却能力 (°C)	+20	+10	0	-5	-10	-20
(kW)	5.0		2.5		1.2	
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	3.5		(オプション:4.3)			
吸引圧力(bar)	---					
流量(L/min)	33		(オプション:43)			
ポンプコネクション	3/4インチ NPT					
冷凍機 冷媒	R404a					
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	オプション					
デジタルインターフェース	RS232		(オプション:RS485)			
アナログ通信	オプション					
冷却用冷凍機	1段冷凍					
循環液充填量 (リットル)	60					
安全等級 (DIN 12876-1)	3					
循環液最大粘度(cst)	30					
使用环境温度 (°C)	+5 ~ +40					
冷却水接続	----					
冷却水仕様	----					
寸法 W×L×H (cm)	59	×	67	×	112	
槽開口部 寸法 W×L (cm)	----					
槽深さ (cm)	----					
重量 (Kg)	153					
主電源 (V / Hz)	400V 3相4線式 / 50Hz			230V 3相 / 60Hz		
消費電力 (A)	11			8		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。