



イマージョンクーラー

FT902

JULABO

オーダーNo.	9 650 892						
温度制御範囲 (°C)	-90 ~ +30						
温度精度 (°C)	---						
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	---						
プログラム機能	---						
温度表示	LED						
ヒーター能力 (kW)	---						
冷却能力 (°C)	+20	+10	0	-20	-30	-40	-80
(kW)	0.27	0.27		0.24		0.2	0.07
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	---						
吸引圧力(bar)	---						
流量(L/min)	---						
ポンプコネクション	---						
冷凍機 冷媒	R404a / R23						
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有						
デジタルインターフェース	無						
アナログ通信	無						
冷却用冷凍機	2段冷凍						
循環液充填量 (リットル)	---						
安全等級 (DIN 12876-1)	---						
循環液最大粘度 (cSt)	---						
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +35						
冷却プローブ長 L×直径 (cm)	65×1.5(フレキシブル)						
冷却チューブ長 (cm)	160						
寸法 W×L×H (cm)	38	×	55	×	60		
槽開口部 寸法 W×L (cm)	-----						
槽深さ (cm)	-----						
重量 (Kg)	50						
主電源 (V / Hz)	230V / 50-60Hz				115V / 60Hz		
消費電力 (A)	5				7		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。