



イマージョンクーラー FT903

JULABO

オーダーNo.	9 650 893									
温度制御範囲 (°C)	-90 ~ +30									
温度精度 (°C)	---									
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	---									
プログラム機能	---									
温度表示	LED									
ヒーター能力 (kW)	---									
冷却能力 (°C)	+20	+10	0	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80
(kW)	0.3	0.29	0.27	0.25	0.24	0.23	0.07	0.18	0.13	0.05
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	---									
吸引圧力(bar)	---									
流量(L/min)	---									
ポンプコネクション	---									
冷凍機 冷媒	R404a / R23									
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有									
デジタルインターフェース	無									
アナログ通信	無									
冷却用冷凍機	2段冷凍									
循環液充填量 (リットル)	---									
安全等級 (DIN 12876-1)	---									
循環液最大粘度 (cSt)	---									
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +35									
冷却プローブ長 パイプ直径×コイル直径 (cm)	5.6×14									
冷却チューブ長 (cm)	160									
寸法 W×L×H (cm)	38 × 55 × 60									
槽開口部 寸法 W×L (cm)	-----									
槽深さ (cm)	-----									
重量 (Kg)	50									
主電源 (V / Hz)	230V / 50-60Hz					115V / 60Hz				
消費電力 (A)	5					7				

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。