



## 還流式クーラー FD200

**JULABO**

オーダーNo.	9655825		
温度動作範囲 (°C)	+10 ~ +30		
温度精度 (°C)	---		
冷却能力 (°C)	+20	+10	
(kW)	0.22	0.18	
ポンプコネクション	内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション		
推奨循環液流量 (L/min)	2 ~ 3		
冷凍機 冷媒	R134a		
冷却用冷凍機	1段冷凍		
循環液仕様	水		
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +35		
寸法 W×L×H (cm)	17	× 27	× 39
重量 (Kg)	16		
主電源 (V / Hz)	230V / 50Hz		115V / 60Hz
消費電力 (A)	1.5		3

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。