

独自のフレキシブルなガラス接続による 安全性と信頼性 «büchiflex»

ブッチガラスによる化学プロセスの解決

安全で信頼性の高いガラス接続は、化学薬品および製薬業界におけるガラスリアクターの信頼性が高く、操作のしやすさには重要なポイントです。ユニークなデザインのボールソケットガラス接続«büchiflex»は、世界中の数多くの設備でこの信頼性の高い安全な接続が確立されています。


- 5 – 15 リットル Buchi ミニパイロット リアクター
- 15 – 250 リットル Buchi ケミリアクター
- ヌッチフィルター、スクラパー、ミキシング容器
- 250 – 10,000 リットルの蒸留ガラスオーバーヘッド、生産規模のガラス装置

«büchiflex» の利点

- フレキシブルで安全
- セルフセンタリングするガラス部品は優れた真空度を保ちます
- ガラス配管は排水性が良く補正器の無い研磨されたジョイントで、迅速、簡単、効率的洗浄
- 費用対効果：簡単かつ迅速な設置/保守、非常に短い停止時間（洗浄時）
- 金属フランジ（ATEX）を使用した適切なグラウンド

«büchiflex» ガラスコンポーネントシステム

- DN 15 – 600 : 標準コンポーネント
- ガラス部品、チューブ、バルブに使用
- 短納期：コンポーネントシステム
- 顧客の仕様を満たすための効率的な打合せ
- 安心のリプレイスと部品供給
- 既存装置を容易にモディファイ
- 多目的リアクターシステム設計
- ガラスライニング合成容器とPTFEコンポーネント
- パイロットプラント、キロボ



総輸入元 ユラボジャパン株式会社
本社 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
TEL : 0725-51-3401 FAX : 0725-54-1900
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目15-10
第二大平ビル 5F
TEL : 03-5802-4600 FAX : 03-5802-4601
URL : <http://www.julabo-japan.co.jp> E-Mail : info@julabo-japan.co.jp

 **büchiglasuster**
switzerland Pilot Plant and Reactor Systems