


Buchi ヌッチ フィルター

Buchi Nutsch Filter for your valuable chemistry

- 簡単操作
- 高い安全性
- 快適操作
- 耐腐食性



仕様

ガラス容器：5, 10, 15 リットル

圧力：-1.0 (FV) to +1.0 bar

温度範囲：-60 °C to +200 °C

濾紙：メッシュサイズ

8 - 115 ミクロン

材質：ほう珪酸ガラス 3.3

PTFE, PFA, PEEK

Buchi Nutsch Filter for your valuable chemistry



- ジャケット付ガラス容器
- 容器昇降用油圧リフト / 容器回転回転
- 空圧式スターラー
- 耐腐食性
- GMP
- ATEX



容器の下降



フィルタープレートの下降
フィルターの交換 / 清掃



容器の傾斜

総輸入元 **ユラボジャパン株式会社**

本社 〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17

TEL: 0725-51-3401 FAX: 0725-51-3411

東京営業所: 〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目15-10 第二大平ビル5F

TEL: 03-5802-4600 FAX: 03-5802-4601

E-mail: info@julabo-japan.co.jp URL: http://www.julabo-japan.co.jp

 **büchiglasuster**[®]

switzerland

Pilot Plant and Reactor Systems

www.buchiglas.com