

ヌッチフィルター 封じ込め機能付 パイロット プラント / キロラボ

- 安全性
- マルチ ファンクション
- 可視化
- 耐腐食性
- 経済的
- 簡単操作



詳細

- Swiss quality
- -1.0 to ~ 0.5 bar
- -60°C to ~150°C
- 容器容量 : 30リットル
- DN 300, Filter 7.1 dm²
- CE/PED/Atex/FDA

高活性の試薬・製品は、耐腐食性の製品で取扱われます。
これは、作業者のプロセスにおいて安全で、安定している環境を
提供します。




高さ調整可能な、グラスライン製スターラー

多機能の架台は、フィルター交換・装置クリーニングの為に下降します。
また、フィルターケーキの容易な取出しのために回転もします。
これは、短い時間においても、高費用効果をもたらせます。



油圧バルブによる、容易な容器の下降



装置を傾けられます



安全にフィルターケーキを取出す、封じ込めシステム

標準装備：

- ETFEコート カバープレート
- 回転による容易な取出しとクリーニング
- 容器又はフィルタープレートの昇降機能
- 高さ調整可能なハンドスターラー
- 多種のスターラーの装着可能

アプリケーション：

- 濾過
- 結晶化

オプション
• CIP ノズル
• ステンレス 又は
ハステロイ スターラー

総輸入元 **ユラボジャパン株式会社**

本社：〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17

TEL: 0725-51-3401 FAX: 0725-51-3411

東京営業所：〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目15-10 第二大平ビル5F

TEL: 03-5802-4600 FAX: 03-5802-4601

E-mail: info@julabo-japan.co.jp URL: http://www.julabo-japan.co.jp

 **büchiglasuster**

switzerland

Pilot Plant and Reactor Systems

www.buchiglas.com