



高低温サーキュレーター CORIO CD-1201F

JULABO

オーダーNo.	9 012 718										
温度制御範囲 (°C)	-40 ~ +100										
温度精度 (°C)	± 0.03										
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01 ~ 0.1										
プログラム機能	無										
温度表示	LED										
ヒーター能力 (W)	2000 (230V) / 800 (100V)										
冷却能力 (°C)	+200	+20	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-80	
(kW)	1.25	1.10			0.63	0.38	0.21				
ポンプ能力 最大吐出圧力(bar)	0.35										
吸引圧力(bar)	—										
最大流量(L/min)	15										
ポンプコネクション	M16×1		内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション								
冷凍機 冷媒	ノンフロンガス										
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	無										
デジタルインターフェース	USB										
アナログ通信	無										
冷却用冷凍機	1段冷凍										
循環液充填量 (リットル)	46 ~ 58										
安全等級 (DIN 12876-1)	3										
循環液最大粘度 (cSt)	50										
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40										
冷却水接続	—	—	—	—	—						
冷却水仕様	—	—	—	—	—						
寸法 W×L×H (cm)	45	×	64	×	95						
槽開口部 寸法 W×L (cm)	35	×	40								
槽深さ (cm)	30										
重量 (Kg)	68										
主電源 (V / Hz)	100V / 50-60Hz				230V / 50-60Hz						
消費電力 (A)	11				11						

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20℃で行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。