



高低温サーキュレーター CORIO CP-800F

JULABO

オーダーNo.	9 013 715					
温度制御範囲 (°C)	-40 ~ +200					
温度精度 (°C)	± 0.03					
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.1					
プログラム機能	無					
温度表示	LED					
ヒーター能力 (W)	800 (100V) / 2000 (230V)					
冷却能力 (°C)	+20	0	-20	-30	-40	
(kW)	0.86	0.76	0.41	0.26	0.12	
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	0.1 ... 0.7					
吸引圧力(bar)	---					
流量(L/min)	8 ... 27					
ポンプコネクション	M16×1		内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション			
冷凍機 冷媒	ノンフロンガス					
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	無					
デジタルインターフェース	USB / RS232					
アナログ通信	無					
冷却用冷凍機	1段冷凍					
循環液充填量 (リットル)	5 ... 7.5					
安全等級 (DIN 12876-1)	3					
循環液最大粘度 (cSt)	50					
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40					
冷却水接続	—	—	—	—	—	
冷却水仕様	—	—	—	—	—	
寸法 W×L×H (cm)	33	×	47	×	70	
槽開口部 寸法 W×L (cm)	18	×	13			
槽深さ (cm)	15					
重量 (Kg)	42					
主電源 (V / Hz)	100V /		50-60 Hz		230 V /	50-60 Hz
消費電力 (A)	11			11		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。