



## ウォーターバス PURA 10

**JULABO**

オーダーNo.	9 550 510
温度制御範囲 (°C) (室温付近での温度制御は、イマージョンクーラーでの冷却が必要です)	+18 ~ +99.9
温度精度 (°C)	±0.15
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.1
温度表示	LED
ヒーター能力 (W)	900
槽開口部 寸法 W×L (cm)	22 × 27
槽深さ (cm)	14
槽液充填量 (リットル)	1.4 ~ 9.5
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40
寸法 W×L×H (cm)	31 × 35 × 22
重量 (Kg)	7.0
デジタルインターフェース	無
IP 等級	21
主電源 (V / Hz)	100V / 50-60Hz
消費電力 (A)	10
バスカバー	オプション
チューブラック	オプション(装着数:1)
アラームシグナル	表示 及び 警告音
安全等級	クラス 1
バスタンク	ステンレススチール

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。