



超高温サーキュレーター フォルテ HTシリーズ

HT60-M3+CU

JULABO

オーダーNo.	9 800 066			
温度制御範囲 (°C)	+40 ~ +400			
温度精度 (°C)	± 0.01 ~ 0.1			
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01			
プログラム機能	6 × 60			
温度表示	LCD / LED			
ヒーター能力 (W)	6000			
冷却能力 (°C)	+350	+250	+150	+75
冷却水: 20°C、2L/min時 (kW)	12	8	4	1
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	1.2			
吸引圧力 (bar)	---			
流量 (L/min)	18			
ポンプコネクション	M16 × 1			
冷却機能	有			
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有			
デジタルインターフェース	RS232 / RS485			
アナログ通信	標準装備			
冷却用冷凍機	---			
循環液充填量 (リットル)	2		(クーリングゾーン: 2リットル)	
安全等級 (DIN 12876-1)	3			
循環液最大粘度 (cSt)	30			
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40			
冷却水接続	内径10mmチューブコネクター			
冷却水仕様	水温: 20°C以下 圧力: 2.0~4.5bar(差圧) 水量: 2L/min			
寸法 W × L × H (cm) M1コントローラー	25	×	25	× 18
寸法 W × L × H (cm) HT60+CU	43	×	23	× 58
槽深さ (cm)	---			
重量 (Kg)	37			
主電源 (V / Hz)	208 ~ 230V 3相 60Hz			
消費電力 (A)	19			

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータはJULABOサーマルH350の循環液で行われています。