

ホームページリニューアル キャンペーン

品質そのまま
特別価格! 在庫限り



◆レオナ攪拌機

コードNo.	型番	入数	タイプ	回転数 (r.p.m)	価格(税抜)
0-1086-01	SMR301	1	低粘度用	200~3,000	¥78,000
0-1086-02	SMR302	1	低~中粘度用	100~1,500	¥78,000
0-1086-03	SMR304	1	中~高粘度用	50~750	¥78,000
0-1087-01	SAR301	1	低粘度用	200~3,000	¥88,000
0-1087-02	SAR302	1	低~中粘度用	100~1,500	¥88,000
0-1087-03	SAR304	1	中~高粘度用	50~750	¥88,000



◆仕様

- 最大トルク(kgf・cm/N・m): 2.5(-01)、5(-02)、10(-03)
- 本体サイズ(W×D×H): 107×179×199mm
- 重量: 3kg
- 適合攪拌棒サイズ径: φ8mm
- 表示機能: 回転数(SMRシリーズ)、回転数・トルク(SARシリーズ)
- タイマー機能: 最大99時間59分設定可能(SARシリーズ)
- 電源: AC100V 50/60Hz
- モーター出力: DC80W

※スタンド、攪拌棒、攪拌羽根、ムッフホルダーは付属しません。



◆特長

- 過熱・過電圧・過電流防止装置を備え、回転数・トルクを一定に保つフィードバック機能もあるため安心してご使用いただけます。
- 高出力、低振動、低騒音タイプのブラシレスモーターを使用しているため安定した攪拌実験がおこなえます。
- チャックは工具を使用することなく攪拌棒を固定でき、また攪拌棒は本体を貫通することができるためスタンドに本体を固定後も攪拌羽根の高さ調整が可能です。
- SARシリーズは、ご希望の回転数、トルク設定ができるため便利にご使用いただけます。



Adjustable body's angle Open/Close the chuck-hood

◆レオナ攪拌機

コードNo.	型番	入数	タイプ	回転数 (r.p.m)	価格(税抜)
0-1089-01	BLG-2D	1	低～中粘度用	200～1,500	¥87,000

30%OFF!



¥60,900

◆仕様

- 本体サイズ(W×D×H): 111×232×215mm
- 重量: 3kg ●最大トルク(kgf・cm/N・m): 3
- 適合攪拌棒サイズ径: φ10mm
- 表示機能: 回転数・トルク
- タイマー機能: 最大99時間59分設定可能
- 電源: AC100V 50/60Hz
- モーター出力: DC80W
- 付属品: 本体固定用ムッフ、攪拌棒、攪拌羽根 各1個
- 付属品サイズ: 本体固定用ムッフ16mm、攪拌棒: φ8×500mm
攪拌羽根径: φ50mm

※スタンドは付属しません。



◆特長

- 過熱防止装置を備え、回転数・トルクを一定に保つフィードバック機能もあるため安心してご使用いただけます。
- 高出力、低振動、低騒音タイプのブラシレスモーターを使用しているため安定した攪拌実験がおこなえます。
- ご希望の回転数、トルク設定ができるため便利にご使用いただけます。

◆ポリスポイト(目盛なし)

コードNo.	型番	入数	全長(mm)	全容量(ml)	滅菌	価格(税抜)
0-1212-55	4320-2701	1000本/袋	51	1.3	未滅菌	¥1,500

40%OFF!



¥900

●材質: LDPE(低密度ポリエチレン)

●足容量(ml): 0.1 ●先端外径(mm): φ1.1 ●足長(mm): 22

※足容量とは、尾部を除いた容積です。全容量とは、尾部を含めた容積です。



◆サージカルマスク(中間プレート入り)

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	価格(税抜)
0-4137-01	ASM-RA(ブルー)	50枚/箱	170×90	¥1,850
0-4137-02	ASM-RP(ブルー)	50枚/箱	150×90	¥1,650

50%OFF!



¥920
¥820

●材質: PP不織布

●中間にフィルターが入っている3層構造で、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。

●中間プレートはノーズクリップと同じように形状変更ができる為、立体構造のような空間が保持できます。

●ASM-RP(ブルー)は、一般のマスクより小さなタイプです。



-01



◆ボトルトッピングディスペンサー

コードNo.	型番	入数	容量(ml)	最小目盛(ml)	変動係数(%)	価格(税抜)
0-1003-01	LI-DR1	1	0.25~2.5	0.05	±0.2	¥49,800
0-1003-02	LI-DR2	1	0.5~5.0	0.1	±0.1	¥49,800
0-1003-03	LI-DR3	1	1.0~10.0	0.2	±0.1	¥49,800
0-1003-04	LI-DR4	1	2.5~30.0	0.5	±0.1	¥73,000
0-1003-05	LI-DR5	1	5.0~60.0	1.0	±0.1	¥73,000
0-1003-06	LI-DR6	1	10.0~100.0	2.0	±0.1	¥99,800

30%OFF!

→

¥34,860
 ¥34,860
 ¥34,860
 ¥51,100
 ¥51,100
 ¥69,860

◆仕様

- 材質:ピストン部・ハウジング・排出チューブ:ポリプロピレン
シリンダー:ガラス、接液部:PTFE・ホウケイ酸ガラス・FEP
- 精度:±0.6%/ (LI-DR1)、±0.5%/ (LI-DR2~6) (ISO8655準拠)
- 取付け口:30mm ● 付属品:アダプター:28・32・38・40・45mm
- 重量:200g(-01~-03)、380g(-04~-06)



※ボトルは付属しません。

◆特長

- オートクレーブ滅菌可能(121°C・15分)。
- 簡単に分解でき、クリーニングがしやすいタイプです。

◆洗浄瓶

コードNo.	型番	入数	色	印字	価格(税抜)
0-1105-01	0310-3050	1	黄	無地	¥1,500
0-1105-02	0310-3051	1	白	蒸留水	¥1,500
0-1105-03	0310-3052	1	緑	メタノール	¥1,500
0-1105-04	0310-3053	1	橙	エタノール	¥1,500
0-1105-05	0310-3054	1	青	イソプロパノール	¥1,500
0-1105-06	0310-3055	1	赤	アセトン	¥1,500

30%OFF!

→

各 ¥1,050

- 材質:LDPE ● 容量:500ml
- 遮光のため黄色くしてあります。
- 口径39mmの広口タイプです。
- 薬液ごとに色分けしてあります。



◆PP手付きビーカー

コードNo.	型番	入数	口外径×高さ(mm)	容量(ml)	一目盛(ml)	価格(税抜)
0-1204-01	4206-1000	1	φ117×165	1,000	10	¥1,100
0-1204-02	4206-2000	1	φ151×206	2,000	20	¥2,000

30%OFF!

→

¥770
 ¥1,400


- 材質:PP(ポリプロピレン)
- 一目盛は、目安目盛です。



◆広口試薬瓶

コードNo.	型番	入数	外径×高さ(mm)	容量(ml)	キャップ摺合せ	価格(税抜)
0-1236-01	4044-4141	1	φ55×111	100	29/32	¥300
0-1236-02	4044-4152	1	φ73×144	250	34/35	¥420
0-1236-03	4044-4171	1	φ87×183	500	45/40	¥600
0-1236-04	4044-4181	1	φ108×214	1,000	60/46	¥680
0-1236-05	4044-4182	1	φ131×263	2,000	60/46	¥940

30%OFF!



¥210
¥294
¥420
¥476
¥658

●材質:PP

●重量(g):30(-01)、55(-02)、90(-03)、140(-04)、190(-05)

●オートクレーブ可能です。



◆細口試薬瓶

コードNo.	型番	入数	外径×高さ(mm)	容量(ml)	キャップ摺合せ	価格(税抜)
0-1236-01	4044-4441	1	φ52×106	100	14/23	¥300
0-1236-02	4044-4452	1	φ70×138	250	29/26	¥420
0-1236-03	4044-4471	1	φ76×172	500	24/29	¥600
0-1236-04	4044-4481	1	φ108×213	1,000	29/32	¥680
0-1236-05	4044-4482	1	φ131×255	2,000	29/32	¥940

30%OFF!



¥210
¥294
¥420
¥476
¥658

●材質:PP

●重量(g):26(-01)、47(-02)、74(-03)、1200(-04)、185(-05)

●オートクレーブ可能です。



◆アルミトレイ

コードNo.	型番	入数	上部径×下部径×高さ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1231-01	4702-0010	100	Φ70×Φ40×20	50	¥1,500
0-1231-02	4702-0011	100	Φ70×Φ48×40	115	¥1,600
0-1231-03	4702-0012	100	Φ83×Φ56×40	190	¥1,900

30%OFF!



¥1,050
¥1,120
¥1,330

●材質:アルミニウム



◆ゴムスポイト

コードNo.	品番	入数	容量(ml)	重量(g)	価格(税抜)
0-1241-01	4342-0008	1	20	17	¥300

30%OFF!



¥210



●材質:天然ゴム

●先端外径×先端穴内径×ゴム球外径×全長(mm):10×4×34×53

◆ブローア(ゴムスポイト)

コードNo.	品番	入数	先端外径×先端穴内径×ゴム球外径×全長(mm)	価格(税抜)
0-1241-03	4342-0004	1	3×2×44×85	¥290
0-1241-04	4342-0005	1	3×2×50×100	¥320
0-1241-05	4342-0006	1	3×1×58×113	¥350
0-1241-06	4342-0007	1	4×1×65×118	¥570

30%OFF!



¥203

¥224

¥245

¥399

●材質:天然ゴム

●容量(ml):30(-03)、60(-04)、90(-05)、120(-06)

●重量(g):26(-03)、32(-04)、42(-05)、57(-06)



◆チューブホルダー

コードNo.	型番	入数	仕様	価格(税抜)
0-1304-01	4050-4501	1	全長75mmチューブ用	¥5,300
0-1304-02	4050-4502	1	全長100mmチューブ用	¥5,600

30%OFF!



¥3,710

¥3,920

●Φ12×75mmのチューブが約250本収納できます。(0-1304-01)

●Φ16×100mmのチューブが約250本収納できます。(0-1304-02)

●材質:スチール

●サイズ(-01):上部(幅×奥行)/86×116mm、下部(幅×奥行)/86×220mm、高さ/321mm

●サイズ(-02):上部(幅×奥行)/112×124mm、下部(幅×奥行)/112×230mm、高さ/353mm

※チューブは別売です。

