

# 新発売

## ◆ボルテックミキサー

Leo=Lab

コードNo.	0-1400-01
機種	XH-SA
最大回転数	3,000r.p.m
回転数制御	スピード調整つまみによる
最大径×高さ/重量	Φ100×90mm/0.6kg
振動部サイズ	Φ30mm
モーター	DCブラシレスモーター
モーター出力	5W
防水規格	IP43
電源	100～240V(50/60Hz)
付属品	専用ACアダプター
価格(税抜)	¥24,000



- ブラシレスモーターを採用しているため耐久性に優れています。
- ボリュームで回転数を容易に設定できます。

## ◆ミニ遠心機

Leo=Lab

コードNo.	0-1401-01
型番	KJLC-Ⅱ
回転数(r.p.m.)	3,000～10,000
遠心加速度(G)	5,460
タイマー	1S～99min
モーター	DCブラシレスモーター
サイズ(mm)	195×170×135
重量(g)	800
電源	AC100～240V(50/60Hz)
価格(税抜)	¥38,000



商品のカバーは透明です。

- 付属ローター: 1.5 or 2ml×8本用ローター×1、0.5ml用アダプター8個、0.2ml用アダプター8個、PCRチューブ8連用×1



1.5 or 2ml×8本用ローター

- フタを開けると速やかに停止します。
- 耐久性に優れてDCモーターを採用し動作音52db以下の静音タイプです。
- タイマー機能付きタイプです。
- 回転数の設定は1,000rpm単位で設定可能です。
- 時間と速度を表示するクリアなLEDディスプレイ付きです。
- 急速な回転数アップと回転数ダウンを実現。10000rpmまで10秒以内に到達し、10000rpmから5秒以内に停止します。
- ローターの交換は、工具なしで簡単にできます。



0.5ml用アダプター



0.1 or 0.2ml PCRチューブ用



## ◆ボルトトップディスペンサー

コードNo.	型番	入数	容量(ml)	最小目盛(ml)	取付口	価格(税抜)
0-1384-01	2002	1	0.25~2.5	0.05	GL45	¥38,000
0-1384-02	2005	1	0.5~5.0	0.1	GL45	¥38,000
0-1384-03	2016	1	1.0~10.0	0.2	GL45	¥38,000
0-1384-04	2020	1	2.5~25.0	0.5	GL63	¥44,000
0-1384-05	2040	1	5.0~50.0	1.0	GL63	¥44,000
0-1384-06	2100	1	10.0~100.0	2.0	GL63	¥57,000

※価格にボトルは含まれません。



- 接液部材質: PTFE、FEP、PFA、ホウケイ酸ガラス ●アダプター: PP
- 精度: 0.6% ●変動係数:  $\leq 0.2\%$  (ISO 8655準拠)。
- 付属アダプター: GL28、GL32、GL36、GL38、GL40 × 各1個、GL45 × 1個(-04~06)
- バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。
- オートクレーブ滅菌が可能です。●校正機能付です。

## ◆バイオハザードバッグ

コードNo.	型番	サイズ(mm)	タイプ	入数	価格
0-1402-01	0000-6005	300 × 500	透明	100枚/袋	¥3,500
0-1402-02	0000-6006	400 × 600	透明	100枚/袋	¥5,500
0-1402-03	0000-6008	600 × 800	透明	100枚/袋	¥10,700
0-1403-01	0000-6302-13	300 × 500	赤	100枚/袋	¥3,500
0-1403-02	0000-6303-13	400 × 600	赤	100枚/袋	¥5,400
0-1403-03	0000-6305-13	600 × 800	赤	100枚/袋	¥10,800

- 厚(mm): 0.05
- 材質: PP(0-1402-01~03)、HDPE(0-1403-01~03)
- リーズナブルなオートクレーブ用廃棄バッグです。
- オートクレーブ可能です。



# オススメ!



# Julabo

ユラボジャパン株式会社  
レオナ営業部

□本社  
〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17  
TEL: 0725-53-4488 FAX: 0725-51-3411

□東京営業所  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-10  
第二大平ビル5F  
TEL: 03-3812-3531 FAX: 03-5802-4601

## ◆コロニーカウンター

Leo=Lab

コードNo.	0-1230-04
光源	LED
倍率	3倍 or 9倍
ルーペサイズ	Φ 20mm(3倍)、Φ 90mm(9倍)
カウント表示	3桁デジタル表示(0~999)
適応シャーレサイズ	Φ 50~90mm
防水等級	IP21
本体サイズ	255 × 210 × 160mm
重量	2.8kg
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	20W
付属品	ルーペ用テスト電池4個(LR1130)
価格(税抜)	¥58,000



- 市販のペンでステージ(シャーレ)を押すと、ピープ音になりカウントをおこないます。
- 市販のペンを使用する為、経済的です。
- ステージ(感圧ガラス)の圧力センサーは、タッチ感度が調整可能でお好みの硬さに変更できます。
- ピープ音によりカウントの間違いを防ぐことができます。
- カウント間違いは、アップダウンボタンで簡単に修正できます。
- ステージのLEDライトは、明るさをダイヤルで調整することができます。
- 観察用ルーペにもライトが付いており、大変見やすくなっています(ON-OFFスイッチ付)。

## ◆ラボジャッキ

コードNo.	0-1405-01	0-1405-02	0-1405-03
型番	4030-5008	4030-5004	4030-5009
天板サイズ(mm)	100 × 100	150 × 150	200 × 200
伸縮範囲(mm)	40~140	60~240	70~270
材質	アルミニウム		
耐荷重(kg)	30	60	60
色	青	赤	ゴールド
価格(税抜)	¥19,800	¥22,800	¥27,800



- アルミ製で計量です。●軸ネジはステンレス製で摩擦しにくく丈夫です。

## ◆プラスチックピペット(電子線滅菌済)

Leo=Lab

コードNo.	型番	入数	容量/一目盛(ml)	カラーコード	胴径 × 全長(mm)	価格(税抜)
0-1221-01	KJ9010	300本(1本/袋 × 100/袋 × 3/箱)	1/0.01	黄	Ø5 × 280	¥6,700
0-1221-02	KJ9020	300本(1本/袋 × 100/袋 × 3/箱)	2/0.01	緑	Ø6 × 280	¥7,500
0-1221-03	KJ9050	200本(1本/袋 × 50/袋 × 4/箱)	5/0.1	青	Ø8 × 347	¥6,900
0-1221-04	KJ9100	200本(1本/袋 × 50/袋 × 4/箱)	10/0.1	橙	Ø10 × 342	¥7,500
0-1221-05	KJ9250	100本(1本/袋 × 25/袋 × 4/箱)	25/0.2	赤	Ø15 × 310	¥6,900
0-1221-06	KJ9500	100本(1本/袋 × 25/袋 × 4/箱)	50/0.5	黒	Ø18 × 355	¥11,500


- 材質:PS(ポリスチレン) ●容量精度:±2% ●綿栓付き ●個包装
- パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、電子線滅菌済ですので安心してご使用いただけます。
- カラーコードの採用で識別、区別しやすいピペットです。
- ピペット内壁への試料付着を極力抑えた加工は、サンプリング精度を向上させます。
- 両面目盛は、液体添加や還元の要求に応えます。
- ピーリング包装(プラスチック+紙)を採用しています。



## ◆スライドガラス

Leo=Lab


コードNo.	型番	入数	タイプ	価格(税抜)
0-1119-01	0303-0005	100枚/箱	縁磨90度	¥650
0-1119-02	0302-0005	100枚/箱	縁磨45度	¥650
0-1119-03	0307-0005	100枚/箱	切放	¥600
0-1380-01	0313-0001	100枚/箱	縁磨90度	¥1,540
0-1380-02	0312-0001	100枚/箱	縁磨45度	¥1,540
0-1380-03	0317-0001	100枚/箱	切放	¥1,200



## ◆フロストスライドガラス

Leo=Lab

コードNo.	型番	入数	タイプ	価格(税抜)
0-1404-01	0307-2105	100枚/箱	切放	¥850
0-1404-02	0303-2105	100枚/箱	縁磨90度	¥950
0-1306-01	0317-2101	100枚/箱	切放	¥1,400
0-1306-02	0313-2101	100枚/箱	縁磨90度	¥1,800



- 幅×長さ×厚: 25×75×1.0~1.2mm ●フロスト高: 20mm(フロストスライドガラス)
- 材質: ソーダガラス(0-1119、0-1306)、透明ホワイトガラス(0-1380、0-1306)
- 透明ホワイトガラスは、ガラス特有の青みがかった色味を極限まで抑え、限りなく無色透明に近いガラスです。

## ◆カバーガラス

Leo=Lab

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格(税抜)
0-1119-04	0331-0130	1箱(200枚)	18×18	0.16~0.19	¥660
0-1119-05	0331-0630	1箱(200枚)	20×20	0.16~0.19	¥740
0-1119-06	0330-1630	1箱(200枚)	24×24	0.13~0.16	¥880
0-1119-07	0330-2810	1箱(200枚)	24×32	0.13~0.16	¥1,400
0-1119-08	0330-3210	1箱(200枚)	24×40	0.13~0.16	¥1,600
0-1119-09	0344-1820	1箱(100枚)	φ18	0.13~0.16	¥700



## ◆ムッフ



コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1391-01	8RBL	1	115 x 30	65	¥800
0-1391-02	8OBL	1	95 x 25	70	¥1,000
0-1391-03	8JBL	1	115 x 35	85	¥1,980
0-1391-04	8SBL	1	145 x 45	120	¥1,340

- 材質: 合金ダイキャスト ●適合パイプ(mm): φ6~16



## ◆計量スコップ



コードNo.	型番	入数	全長(mm)	容量(ml)	価格(税抜)
0-1262-01	4703-1001	1	100	10	¥120
0-1262-02	4703-1002	1	135	25	¥160
0-1262-03	4703-1003	1	160	50	¥220
0-1262-04	4703-1004	1	200	100	¥260
0-1262-05	4703-1013	1	263	250	¥970
0-1262-06	4703-1014	1	314	500	¥1,340
0-1262-07	4703-1015	1	388	1,000	¥1,640



- 材質: PP(ポリプロピレン)
- 取っ手に容量が、印字されていて便利に使用できます。

# Julabo

ユラボジャパン株式会社

レオナ営業部

□本社

〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17

TEL: 0725-53-4488 FAX: 0725-51-3411

□東京営業所

〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-10  
第二大平ビル5F

TEL: 03-3812-3531 FAX: 03-5802-4601