

るつぽ用フタ(アルミナ製)

コードNo.	型番	入数	外径×厚(mm)	価格(税抜)
0-1289-01	HACD-25	1	φ33×4	¥1,200
0-1289-02	HACD-32	1	φ42×4	¥1,400
0-1289-03	HACD-48	1	φ53×4	¥1,800
0-1289-04	HACD-58	1	φ63×4	¥2,100
0-1289-05	HACD-75	1	φ85×7	¥2,700
0-1289-06	HACD-90	1	φ92×7	¥3,400
0-1289-07	HACD-100	1	φ103×7	¥3,700
0-1289-08	HACD-125	1	φ130×7	¥4,800
0-1289-09	HACD-150	1	φ153×7	¥5,300

※るつぽは付属しません。

◆仕様 ●材質:アルミナ(99.7%) ●耐熱温度:1,750℃



新商品

コードNo.	型番	入数	外径×厚(mm)	価格(税抜)
0-1289-10	HACD-115	1	φ113×7	¥4,780

カバーガラス

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格(税抜)
0-1119-04	0331-0130	200枚/箱	18×18	0.16~0.19	¥660
0-1119-05	0331-0630	200枚/箱	20×20	0.16~0.19	¥740
0-1119-06	0330-1630	200枚/箱	24×24	0.13~0.16	¥880
0-1119-07	0330-2810	200枚/箱	24×32	0.13~0.16	¥1,400
0-1119-08	0330-3210	200枚/箱	24×40	0.13~0.16	¥1,600
0-1119-09	0344-1820	100枚/箱	φ18	0.13~0.16	¥700



●材質:硼珪酸ガラス

コーンレンジ棒(電子線滅菌済)

コードNo.	型番	入数	先端幅×全長(mm)	価格(税抜)
0-1376-01	KJ511-1	10本/パック×50/袋	30×148	¥4,560
0-1377-01	KJ511-12	1本/パック×100/袋	60 46×240	¥2,980
0-1378-01	KJ510-5	1本/パック×100/袋	215(全長)	¥2,680



1377-01
三角



ピンセット (PTFE)

コードNo.	型番	入数	全長(インチ)	材質	価格(税抜)
0-1392-01	FPP	1	6	PTFE	¥2,500
0-1392-02	FBP	1			¥3,000

耐薬品性に優れたピンセットです。



PPビーカー(積み重ねタイプ)

コードNo.	型番	入数	上部外径×下部外径×高さ(mm)	容量(mL)	一目盛(mL)
0-1242-11	4206-2152N	1	φ70×φ50×120	250	5
0-1242-12	4206-2171N	1	φ95×φ70×135	500	10
0-1242-13	4206-2181N	1	φ120×φ90×170	1,000	10
0-1242-14	4206-2182N	1	φ150×φ105×215	2,000	20
0-1242-15	4206-2183N	1	φ170×φ120×245	3,000	50
0-1242-16	4206-2191N	1	φ205×φ150×270	5,000	100 50

▲仕様 ●材質:PP/ポリプロピレン

クランプ

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	締付サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)	
0-1389-01	1-1389-01	8Z02	1	255 x 70	φ10~90	135	¥1,480
0-1389-02	1-1389-02	8AD3	1	245 x 70	φ10~90	190	¥1,760

◆仕様




ユニバーサルクランプ

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	締付サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1390-01	8SC1	1	φ15~45	φ10~90	90	¥1,980
0-1390-02	8S01	1	φ15~45	φ10~90	85	¥1,760

◆仕様

- 材質:ステンレス、アルミダイキャスト、樹脂カバー/PVC(~~02~~) -01
- 全長:~~150mm~~ 150mm
最大取付ロッドサイズ:φ13mm



ムツフ

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
0-1391-01	8RBL	1	115 x 30	65	¥800
0-1391-02	8OBL	1	95 x 25	70	¥1,000
0-1391-03	8JBL	1	115 x 35	85	¥1,980
0-1391-04	8SBL	1	145 x 45	120	¥1,340

◆仕様 ● 材料:合金ダイキャスト ● 適合パイプ: φ6~16mm

ボトルトップディスペンサー(校正機能付)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mL)	価格(税抜)
0-1384-01	2002	1	0.25~2.5	0.05	¥38,000
0-1384-02	2005	1	0.5~5.0	0.1	¥38,000
0-1384-03	2016	1	1.0~10.0	0.2	¥38,000
0-1384-04	2020	1	2.5~ 50.0 25.0	0.5	¥44,000
0-1384-05	2040	1	5.0~50.0	1.0	¥44,000
0-1384-06	2100	1	10.0~100.0	2.0	¥57,000

◆仕様

- 接液部材質:PTFE、FEP、PFA、ホウケイ酸ガラス ● アダプター:PP
- 精度:±0.6% ● 変動係数:±0.2%(ISO 8655準拠)。
- 付属アダプター:GL28、GL32、GL36、GL38、GL40、GL45×各1個
- バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- 校正機能付です(ISO ~~8655~~ 準拠)。**8655**
- 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。



ボトルトップディスペンサー(校正機能付)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mL)	価格(税抜)
0-1393-01	1002	1	0.25~2.5	0.05	¥36,800
0-1393-02	1005	1	0.5~5.0	0.1	¥36,800
0-1393-03	1016	1	1.0~10.0	0.2	¥36,800
0-1393-04	1020	1	2.5~ 50.0 25.0	0.5	¥41,800
0-1393-05	1040	1	5.0~50.0	1.0	¥41,800
0-1393-06	1100	1	10.0~100.0	2.0	¥51,000

※価格にボトルは含まれません。

◆仕様

- 接液部材質:PTFE、FEP、PFA、ホウケイ酸ガラス ● アダプター:PP
- 精度:±0.6% ● 変動係数:±0.2%(ISO 8655準拠)。
- 付属アダプター:GL28、GL32、GL36、GL38、GL40、GL45×各1個
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- 校正機能付です(ISO ~~8655~~ 準拠)。**8655**
- 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。



ワーキングチェア

コードNo.	型番	入数	外寸(mm)	価格(税抜)
0-7364-01	WS220W-VBK	1	φ375(W)×430(D)×545~640(SH)	¥24,600
0-7364-02	WS225W-VBK	1	φ375(W)×430(D)×600~755(SH)	¥27,600

- ◆仕様
- 背:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ
 - 座:ウレタンフォーム、ビニールレザー張り
 - 脚部:スチール、粉体塗装仕上げ(アイボリー)、双輪キャスター、足掛リング付(WS225W-VBKのみ)

W



102頁

フロキュレーター／ジャーテスター

コードNo.	型番	入数	サイズ
0-1155-01	JLT4	1	4連・卓上タイプ
0-1155-02	JLT6	1	6連・卓上タイプ
0-1156-01	FP4	1	4連・ポータブル
0-1156-02	-	1	ポータブル専用キャリングケース

◆仕様

回転数 (rpm) /	20・40・50・100・200 / 10・300(連続) (FP4)	10~300(JLT) / 20・40・50・100・200切替(FP4)
タイマー (min)	10・300 / 0・999min、0・99H(連続) (JLT)	0~999min、0~99H、連続(JLT) 0~30min、連続(FP4)

104頁

ホットプレート

コードNo.	型番	品番	入数	外寸W×D×H(mm)	重量(kg)	天板材質
0-1135-01	RC	F20710431	1	165x280x115	3.1	アルミ天板
0-1135-11	RC5	F20710610	1	160x270x85	1.4	アルミ天板
0-1136-11	REC	F20710553	1	203x344x94	2.7	セラミック天板

- ◆仕様
- 電源:100V コード1.5m
 - IP規格:IP42(F2071061)
 - 最高温度:340℃ 500W(F20710431)、300℃ 63C
 - ~~天板~~天板サイズ:φ135mm(F20710431、F20710610)、



0-1135-11



Hettich EBA280 | 280S シンプルなローター交換で汎用性が向上

EBA280およびEBA280Sは6個のローターの選択を提供します。ローターはクイックリリースシステムにより簡単に取り外し交換できます。ローターは所定の位置にロックされ、工具を使用したり余分な力を入れたりしなくても安全な状態が維持されます。デジタルコントロールパネルでは9つのプログラム設定を保持できます。

- IVDR準拠 (EU)2017/746
- 簡単交換:ロータークイックリリースシステム
- 6個のローターより選定
- 9個のプログラム設定

プログラム

max.RPM	6,000min ⁻¹
max.RCF	4,146 5,071
max.capacity	6×50mL
weight (approx)	12kg
Cat.No.	1101 1102



クルーマ用フィルター

0-1324-39	FD002	1	Fタイプ+HEPAフィルター	ホルムアルデヒド、ホルマリン、誘導体と粉体 ^{注1}
0-1324-40	MX002	1	ABEKタイプ	Aタイプ、BEタイプ、Kタイプの混合タイプ
0-1324-41	MX002	1	ABEKタイプ+HEPAフィルター	Aタイプ、BEタイプ、Kタイプの混合タイプと粉体
	MXD002			

動物用ソコレックスSHウルトラ1810連続注射器

動物用一般医療機器

コードNo.	入数	バレル容量(mL)	可変容量(mL)	一目盛(mL)	針先	重量(g)	ストローク長(mm)	用途例	価格(税抜)
0-7498-01	1	0.1	0.02~0.1	0.005	5先	75	19.5	魚、鳩	¥24,200
0-7498-02	1	0.2	0.05~0.2	0.01	5先	75	23	魚、ひよこ、うさぎ	¥24,200
0-7498-03	1	0.3	0.05~0.3	0.025	5先	75	21	魚、鶏、アヒル、子豚	¥24,200
0-7498-04	1	0.5	0.1~0.5	0.05	5先	76	22.5	鶏、子豚、ガチョウ	¥23,100
0-7498-05	1	1	0.1~1	0.05	5先	90	19	鶏、 豚	¥23,100
0-7498-06	1	2	0.3~0.2	0.1	5先	94	21	鶏、 豚	¥23,100